



User Manual



Please read the operating instructions carefully, particularly the safety precautions, before using the appliance.

ILLUSTRATED GUIDE

1. Status Display

2. Flash Button

3. Power Socket

4. Rear Air Outlet

5. Outlet Fan

6. Power Connector

7. Power Cable 180cm

8. Power Supply 110~220v
9. Energy Ignition

9. Energy Level Button +

9. Energy Level Button -


10. Contact Sensor

11. Flash Window

12. HR Lamp

13. SR Lamp (optional)

14. AC Lamp (optional)



D LIGHT 360 USER MANUAL

Dear Light 360 Customer thank you for purchasing this product. We are certain that you will appreciate the quality and reliability of this device, designed and manufactured by putting customer satisfaction in the foreground.



Please read the operating instructions carefully, particularly the safety precautions, before using the appliance. Keep this manual along with the relative illustrative guide, for the entire life span of the appliance, for consultation purposes. In case the appliance is transferred to a third party, also consign the entire documentation. Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact

the company before using the product, at the address indicated on the last page.

INDEX

Safety Warnings	Pag. 2-3
Contraindications	Pag. 4-5-6
Other Safety Precautions	Pag. 6-7
Installation	Pag. 8
Operating Modes	Pag. 9
How to Prepare Treatments	Pag. 10
Epilation Treatment Procedure	Pag. 11
Photorejuvenation Treatment Procedure	Pag. 12
Acne Treatment Procedure	Pag. 13
Possible Side Effects	Pag. 14-15
Treatment Areas	Pag. 16
Patch Test	Pag. 17
Maintenance	Pag. 18
Problems and Solutions	Pag. 19
Technical and Environmental Specifications	Pag. 20

SAFETY WARNINGS

- This appliance is not intended for use by anyone under the age of 16; by persons with reduced physical, sensory, mental capabilities, or by inexperienced persons. Unless they have been given supervision or instruction concerning safe and proper use of the device by a person responsible for their safety. Children should not use, play with, maintain or clean the devise.
- If you are using the appliance in bathroom premises, disconnect the plug from the socket after use, proximity to water is also dangerous even the appliance is switched off.
- In order to ensure better protection, it is advisable to install the power circuit feeding the bathroom a residual current device, the residual current should not exceed 30 ma (Ideal 10 ma). Ask your installer for advice.



CAUTION! Do not use this appliance in the vicinity of bathtubs, showers, sinks or other containers containing water! Do not immerse the appliance in the water!

- After removing the appliance from the packaging, make sure that the product is complete and in perfect condition. Check the integrity of the supply, the design and any presence of transport damages. In case of doubt, contact the authorized service department.
- Before connecting the appliance, ensure that the power supply voltage corresponds with the rating quoted on the equipment identification nameplate. The nameplate is located on the appliance's power supply.
- Do not expose the appliance to moisture or atmospheric agents (rain, sun).
- Always disconnect appliance from the power supply when not in use and before cleaning or servicing.
- This appliance must be used only for the purpose for which it has been designed as a pulsed light fixture for home use. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or oxygen or nitrous oxide.
- Do not use the appliance with wet hands, damp or bare feet.

- Do not pull the power cord or the appliance to unplug it from the power socket.
- In case of appliance failure or malfunction, switch it off and do not tamper with it. For repairs, please contact the D Light technical support center.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized technical service center, in order to prevent any risk.
- The appliance can be used only on human hair. Do not use it on animals.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not use appliance if it is cracked or broken..
- Do not use the appliance if the light is damaged, or the surface treatment is cracked, chipped or missing.
- Never look directly at the light coming from the treatment area.
- Never point the treatment surface by trying to emit a light impulse from an open space.
- In case of side effects or complications, it is advisable to contact your doctor or dermatologist.
- Protective eyewear is highly recommended when using the appliance.

CONTRAINDICATIONS



Important Safety Information Read before use

This appliance is not intended to be used by anyone. Read and take into account the information included on the following paragraph before use. For more information and personal advice you can visit the website www.dlight-ipl.com

If you are unsure if the appliance is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist

DO NOT USE DEVICE IF ANY OF THE FOLLOWING CONDITIONS IS PRESENT AT THE TIME OF TREATMENT:

- Pregnant or breast-feeding
- If you were exposed to strong sunlight or an artificial tanning machine during the past 28 days.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the area to be treated.
- If you have dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, or warts on the area to be treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as cold sore in the area to be treated. Wait for the affected area to heal before using the appliance.
- If you have a history of keloidial scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including anti-inflammatory agents (such as aspirin, ibuprofen, paracetamol, acetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulphonylureas, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acid (BHA), Retin-A ®, Accutane ® and/or topical retinoids.
- If you have abnormal skin conditions, such as vitiligo or albinism.
- If you have varicose veins in the treatment area.
- If you are currently or have recently been treated with Alpha-Hydroxi acids (AHA), Beta-Hydroxi acids (BHA), Retin-A ,topical retinoids or azelaic acidH.
- If you have abnormal skin conditions, caused by diabetes, for example, or other systematic or metabolic diseases

- If you have been treated with Accutane ® (isotretinoin) within the past 6 months..
- If you have been taking on steroid regimen within the past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, unless you have consulted your physician and received preventive treatment before using the appliance.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker, an incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc..
- If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your physician’s opinion would make it unsafe for you to be treated. In case of doubt, consult with your physician.

SKIN TONE

The appliance removes unwanted hair by selectively addressing hair pigment. Varied quantities of pigment (melanin) are also present in the surrounding tissue of. The quantity of pigment in a particular person’s skin, which is manifested by their complexion, determines the degree of the risk they are exposed to using any method of light-based epilation.



Before using the appliance, compare your complexion with the skin tone chart shown on the product packaging



Do not use the appliance on a naturally dark complexion!

Treating the dark skin with the appliance may cause sunburn, blisters and skin color changes (hyper or Hypo-pigmentation).

TANNED SKIN

Tanned skin particularly following sun exposure, contains large amounts of melanin. This applies to all skin types and all complexion, including those who do not seem to tan quickly. The presence of large quantities of melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based treatment.

Avoid exposure to sun and/or tanning lights for 4 weeks before using the appliance!

EYE CAUTION



**Never use the appliance around or near the eyes!
The appliance can be used for the treatment of facial area.
Extra caution should be taken during the treatment to avoid eye area.**

NIPPLES GENITALS AND LIPS



Do not use the appliance on nipples or genital organs (male or female) and on the lips.

OTHER SAFETY PRECAUTIONS
ENERGY LEVEL

Choose your energy levels CAREFULLY! Energy level refers to the light pulse that is projected on the skin during use, from the lower level to the highest level. The notches on the status display (1) indicate the energy level at which the machine is set. As the energy level increases, it improves results as well as the risk of side effects (See “Possible Side Effects” below).



Always begin treatment using the lowest energy level!

Only if you experience little or no discomfort during and after use of the device energy at the lowest energy setting, you can increase the energy level, and so on for each subsequent session. For detailed instructions on energy level setting, see “Energy Level”.

- Always shave the area to be treated and make sure the skin is clean and dry before using the appliance.
- Cover tattoos, lips and nipples before applying the appliance.
- Cover dark brown or black spots, such as large freckles, birth marks, moles or warts before using the appliance.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before using the appliance.
- Do not use the appliance on any body part where you might later want hair.

PATCH TEST

Before you begin the treatment, it is recommended that you perform a patch test to identify your skin's highest level of tolerance to the pulsed light. For instructions on how to perform a patch test, see “Inspection before use” section.

DURING TREATMENT




Not treat the same area of skin more than once per session! Do not repeat the spots.

- If blisters are formed on the skin, or if the skin burns, IMMEDIATELY STOP USING THE APPLIANCE.
- Always make sure that the treatment surface points toward the skin, and is completely in contact with it.
- Remove the surface treatment (11) from the skin if it becomes excessively hot.

INSTALLATION

1) Assembling the Lights



Pay attention to the direction of insertion. There are 3 plastic pivot hinges (A C D) found behind the light and an electronic card (B). During installation of the light, be careful to match these elements with their corresponding housings on the machine's attachment. Installation and removal of the light does not require equipment and is hand-made when the Machine is off and disconnected from the power socket, note that the lights are dismantled by pulling outward on one side as indicated in the drawing on the side, do not remove the light by pulling horizontally because it would risk damaging the plastic.



2) Insert the Power Connector (6) in the power socket (3)



TYPES OF TREATMENT



Depending on the type of light mounted, the appliance automatically selects the correct functional mode.

- **HR** for Epilation Mode (**H**air **R**emoval)
- **SC** for Photo Rejuvenation Mode (**S**kin **C**are)
- **RA** for Acne Mode (**R**emove **A**cne)

1) HR MODE - EPILATION

Inserting the HR Light (yellow optical filter color), D Light 360 automatically activates the Epilation mode and shows HR on the status display. In HR mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate a single or sliding flash. The wavelength of this light is between 510nm ~ 1200nm and specifically hits hair follicles.

2) SC MODE - PHOTO REJUVENATION (SR)

Inserting the SR light (orange optical filter color), D light 360 automatically activates photorejuvenation mode and shows SC on the status display. In SR mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate a single or sliding flash. The wavelength of this light is 560nm, specifically treats blemishes such as skin discoloration, small thin wrinkles, grayish/off color and stimulates the production of new collagen that replenish the skin, improves texture and overall tone.

3) RA MODE - ACNE (AC)

Inserting the AC light (Red optical filter color), D Light 360 is automatically activated in Acne mode and shows RA on the status display. In AC mode, you can choose between 5 power levels and whether to operate with single or sliding flash. The wavelength of this light is 430mm, specifically kills bacteria causing acne, also dried heat of the pulsed light accelerates healing.

HOW TO PREPARE THE TREATMENTS

Before starting treatments, prepare the treatment area by thoroughly cleaning the skin and remove makeup. Hair must be shaved with a razor or a hair clipper, it is preferable to use a clipper as you immediately obtain an optimal length of 1mm, and maximizes the absorption of pulsed light (in epilation treatment), using the clipper will also avoid any skin irritation.

Given that the pulsed light is absorbed by dark colors, it is necessary to protect small, dark birthmarks and tattoos, cover it with white eyepencil makeup, or with a specific product like the D Light Patch Pro.



Do not let the pulsed light pass on large or irregular areas! In the presence of doubt, ask your dermatologist before initiating treatments!



Do not use the appliance on naturally dark complexion or on tanned skin!



Do not use the pulsed light on varicose veins and any type of skin lesions

SELECT ENERGY LEVEL

It is always advisable to begin at the lowest energy level and gradually increase to find the right intensity according to your own tolerance. The energy level is selected by repeatedly pressing the ignition button (9) after the machine has been started.

As the energy level increases, so does the results, as well as the risk of possible side effects.



If blistering occurs on the skin, or if you feel burning, IMMEDIATELY STOP using the device.

EPILATION TREATMENT



The D Light 360 epilation treatment is suitable for all body areas that have hair except the scalp, male beard, eyebrows, genital and perianal areas.

Any birthmarks or tattoos on the area to be treated must be covered before starting the treatment, to protect them, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro. Before starting the treatment, it is advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. Define the area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type when you are ready.

It is always advisable to start at the lowest energy level and depending on your tolerance, if you experience no discomfort, you can increase the energy level, treatment is more effective at highest energy level, but the flash takes longer to load. You can choose between two modes of operation: single flash or scroll. Using the single flash mode, a flash is emitted everytime the Flash button (2) is pressed. The scroll mode is activated by holding the Flash button (2) down for 3 seconds, then you can release it and the device will emit flash repeatedly whenever the Flash window will come into contact with the skin. To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to function on single flash mode.

When the Flash window is correctly in contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is recommended to radiate 1, maximum 2 times on each treated area then proceed and move to the next area.

EPILATION TREATMENT CYCLE

For the first 3 months, it is advisable to proceed with 1 treatment per week or every 2 weeks if you are also doing photorejuvenation or acne treatments on the same area, it is important to spend at least one week between other treatments by alternating Epilation to the others. The skin should be hairless after finishing the first 3 month cycle, therefore there will only be maintenance sessions needed when the hairs begin to reappear (usually a session every 2 or 3 months, depends on the of individual growth rhythm).

PHOTO REJUVENATION TREATMENT



The typical areas of photorejuvenation treatment with D Light 360 are the face, the neckline and back of the hands. With photorejuvenation treatment (SR) it is possible to attenuate the first signs of aging by stimulating the production of new collagen, which renews, firms and replenishes the skin, it is also be possible to lighten discolorations, overall skin texture and brighten the complexion in case of a grayish or washed tone.

Any birthmarks or tattoos on the area to be treated must be covered before starting the treatment, to protect them, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro. Before starting the treatment, it is advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. Define the area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type when you are ready.

You can choose between two modes of operation: single flash or scroll. Using the single flash mode, a flash is emitted everytime the Flash button (2) is pressed. The scroll mode is activated by holding the Flash button (2) down for 3 seconds, then you can release it and the device will emit flash repeatedly whenever the Flash window will come into contact with the skin. To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to function on single flash mode.

When the Flash window is correctly in contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is recommended to radiate once, maximum 2 times on each treated area then proceed move to the next area.

PHOTOREJUVENATION TREATMENT CYCLE

It is advisable to have 1 treatment per week until the results are achieved.

If you are taking epilation or acne treatments on the same area, it is important to spend at least one week between photo rejuvenation treatment and other treatments. Once you have reached the desired results you can suspend the weekly treatments and schedule maintenance treatments according to individual needs.

ENGLISH

ACNE TREATMENT



The D Light 360 Acne treatment can be used in all areas of the body where blemishes are present, pay particular attention and wear protective glasses when treating areas near the eyes. The acne light works on a specific wavelength to kill bacteria that causes acne (Propionibacterium acnes), also the heat dry pulsed light boils accelerandone the healing and narrowing the pores by preventing the new problem to arise.

It is advisable to avoid treatment on birthmarks or tattoos, if these are present on the area to be treated, you can use an opaque white makeup pencil or a specific product like the D light Patch Pro to protect them. Before starting the treatment, it is also advisable to wear certified laser safety glasses or pulsed light safety eyewear, as an alternative, you can close your eyes when the flash is emitted. When ready, define an area to be treated (can also help by drawing a grid with a white makeup pencil) and select the appropriate energy level of the skin type.

You can choose between two modes of operation: Single flash or scroll.
To use the single flash mode, a flash is emitted every press of the Flash button (2). Holding the flash button (2) down for 3 seconds activates the scroll mode.
When you release it, the device will emit a flash then the Flash window enters into contact with the skin; To turn off scroll mode, just press the Flash button (2) once and the appliance resumes to operate in single flash mode.

When the Flash window is in correct contact with the skin and the machine is ready for the Flash, the display starts flashing. It is advisable to radiate once, maximum 2 times each, then proceed and move to the next area.

CYCLE OF ACNE TREATMENTS

It is advisable to take 1 treatment per week until the desired results are achieved, if you are also taking epilation or photorejuvenation treatments, it is important to spend at least one week between treatment and other treatments by alternating acne treatment. Once you have reached the desired results you can suspend weekly treatments and schedule maintenance treatments according to individual needs.

ENGLISH

AFTER TREATMENT

After treatment, do not expose the skin to the sun and/or tanning lights. For the following two weeks after each treatment session, in case of exposure to the sun, protect the treated skin with a minimum of SPF30 cream.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

When used in accordance with the instructions, side effects and complications associated with the use of the appliance are rare. However, any cosmetic procedure, including those intended for household use, involve some risk. Consequently, it is important to understand and accept the risks and complications that may occur with designed pulsed light epilation systems for household use.

NEGATIVE OCCURENCE	PROBABILITY OF OCCURENCE	NEGATIVE EFFECT	PROBABILITY OF EFFECT
Multiple pulses accumulated one over the other or overlapped on the same skin area.	Minimum	Minimal Skin Discomfort	Minimum
		Skin Redness	Minimum
		Increased Skin Sensitivity	Minimum
		Wounds and Burns	Rare
		Scars	Rare
		Pigmentation Disorder	Rare
		Excessive swelling and redness	Rare
		Infection	Negligible
		Bruises	Negligible

Minimal Skin Discomfort

Despite the domestic pulsed light treatments are generally tolerated very well, most users try a annoyance during use, generally described as a slight warm sensation or a pinch in the treated skin areas. This sensation can be an alert during application or for a few minutes after application. Any sensation beyond this minimal annoyance is not normal and it means that you need to interrupt the use because your skin is not able to tolerate epilation treatment, or the energy level is too high.

Skin Redness

Skin may be reddened immediately after using appliance or during the following 24 hours. Redness generally disappears within 24 hours. Consult your physician if the redness does not disappear within 2 or 3 days..

Increased Skin Sensitivity

The skin of the treated area becomes more sensitive and can be dry or scaly.

Skin wounds and burns

Burns or wounds may occur after application. They may take a few weeks to heal, and, in very rare cases, may leave a visible permanent scar.

Scars

Although it is very rare, permanent scars may be formed. Generally when scars are formed, they have a flat lesion and white skin (hypertrophic). However, the scar may be very large and red (hypertrophic) or large and extends beyond the margins of the wound itself (keloid). Subsequent aesthetic treatments can be necessary to improve the appearance of the scar.

Pigmentation Changes

In some rare cases there is a risk of temporary pigmentation (greater pigment or Brown bleaching) or IPO-pigmentation (whitening) in the surrounding skin area leeping. The risk of skin pigmentation change is higher for people with dark skin complexion.

Redness and excessive swelling

In some rare cases the skin can become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. Redness and swelling should decrease between 2 and 7 days later, it must be cured with frequent applications of ice. You can gently wipe the area, but avoid exposing to the sun.

Infection

Infection of the skin is very rare but it is a possible risk due to scalding or injury caused by the device.

Bruises

Very seldom use of the device may cause blue-violet bruises that may last from 5 to 10 days.

NOTE:

- Treating the same body part more frequently than recommended does not improve results. Due to hormonal and physiological changes or other type, hair follicles, latents can become active. Hair removal sessions or occasional maintenance treatment can therefore be necessary.
- Individual reaction depends on hair type and biological factors that can affect the hair growth cycle. Compared to the recommended epilation program, some people may react faster or slower.
- The appliance is not effective on very clear hair, on naturally white, gray, light blond and red hair (see color scale on the packaging). If the hairs of your body are one of these colors, the device will not be effective.

INSPECTION BEFORE USE

ENERGY LEVEL

he appliance can be set to 5 energy levels, from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by the 5 triangles arranged like a fan on the status display (1). The energy increases and decreases repeatedly pressing energy level button (9) Increasing the power of treatment increases the effectiveness of the CIA, but also possible side effects, it is advisable to perform a patch test to identify the appropriate energy level according to proper tolerance.



NUMEBER OF DISPOSABLE SPOTS

The meter reads the number of disposable spots available to the light inserted. Spot counting is stored in an internal chip in the light, then dismantling and reassembling the light, the count is never lost, but reparts from the point where it was left. Each light has its own count, when the light is 0, it must be replaced.



ERROR MESSAGE

When the counter displays the message “error” instead of the number of disposable spots, it means that the machine cannot detect the light inserted. The problem may occur if the light is not properly inserted, or if it is extracted while the machine is running. If the light has been inserted correctly and the message persists, it means that it is defective and must be replaced.



HOW TO PERFORM A PATCH TEST

Because the skin tone varies from area to another, you should perform a patch test to each body area to be treated. First check your skin tone comparing it with the skin color chart on the instruction manual and packaging.

- Identify a small area to be treated.
- Shave the area to be treated.
- After having set to the lowest level, apply the handpiece to the area and emit the first pulse. If you do not feel any kind of discomfort, increase the energy to the next level, move the handpiece to the adjacent part of skin and emit a new flash.

Increase the energy level on every part of the next skin until reaching the highest level (but it must remain bearable depending on skin type). During treatment it is possible (and normal) to feel a warm sensation on the skin. If there is a feeling of discomfort, it means that the highest energy level endured the previous one.

- After 24 hours check the area: the persistence of redness indicates that the skin tolerated the highest energy level on the previous one. Although it is extremely rare, if hypersensitivity persists for more than 24 hours, it is advisable to consult a physician.

CAUTION: The energy directly delivered affects the result, but because of the principle treatment, you should not exceed the maximum threshold that your skin is able to tolerate. This threshold is normally high for light skins and low for dark skins, because the presence of melanin darkens the skin, increases heat production. Do not exceed the highest threshold that your skin can tolerate without any kind of discomfort.

MAINTANANCE

CLEANING AND CONSERVATION

It is recommended that you clean the Flash window after each epilation session:

- Switch off the appliance by holding the ignition button down (9) and disconnect the Power plug (6)
- Gently wipe the flash window of the device (11) with a clean dry cloth. For proper cleaning of the flash area, it is highly recommended to use Kera Flux detergent
- Store the appliance in a cool dry place, away from heat and water sources.
- When the light is empty, the counter reaches zero.

NOTE:

If large stains appear inside the treatment surface (11) or if the latter is cracked or broken, do not use the appliance and contact the D Light Service center. After replacing the lamp, always set the energy level to lower than the one used normally. In the next session, increase the energy level again only if there is no abnormal discomfort during or after treatment.



Never immerse the appliance or any of its parts in water!

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	CONTROL/SOLUTION
The appliance does not start	Connect to a better power socket
	Contact our customer support
The contact sensor does not detect the skin	Replace the lamp
	Contact our customer support
The appliance does not emit pulses	Check if the display does not blink when in contact with the skin
	Replace the lamp
	Contact our customer support
The device buttons are not pressure sensitive	Contact our customer support
The status displays the message “error”	Disconnect and reinsert the light
	Replace the lamp
	Contact our customer support

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of Light	HR - SR - AC
Wavelength	HR 510nm~1200nm - SR 560nm - AC 430nm
Area spot	4.5cm²
Energy density	4 ~ 6J/cm²
Pulse number	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Energy level	1 ~ 5
Power supply	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Rated input power	36W
Net weight	300g
Equipment size	17 x 4 x 8 cm
Package size	18 x 18 x 10 cm

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

- Operating Ambient Temperature: 10°C ~ 30°C
- Storage Ambient Temperature: -10°C ~ 55°C
- Degree of Operation Humidity:: up to 80% at 37°C
- Degree of Moisture Storage: up to 90% at 55°C
- Atmospheric Operation Pressure: 700-1060 hPa
- Maximum operating altitude: up to 3900 mt.
- Do not expose device directly to the sun or other radiation



If the appliance has been stored in a room with temperature too cold for days without being used, you will need to bring it back to 15 ° C or more before you can use.

WARRANTY CERTIFICATE

This warranty is without prejudice to any rights established for the consumer by the consumption Code (Legislative Decree No. 206/2005) and art.1519 bis and following the Civil Code. SMA S.R.L. With current headquarters in Via Bianche 336010 Carrè (vi) guarantees the buyer of the product (buyer) that under normal conditions of use the electronic appliances produced, assembled and distributed by SMA S.R.L. with "D light" brand (products) are free of material and workmanship defects and have been constructed in compliance with current regulations; The same products were thoroughly tested and subjected to stringent inspections by quality control. The present is the only valid guarantee; Nobody is authorized with Exclusion of the SMA s.r.l., to extend or modify the terms of the same, and even more to release other written or verbal warranties. In any case of product replacement, as well as the extension of the warranty, is excluded, as a result of the defect of conformity

WARRANTY PERIOD AND COVERAGE AREA

The products-intended as new products-are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase, which is proven by presenting the certificate and the fiscal receipt; while purchases by invoice and URP.IVA are guaranteed for a period of 1 year from the date of purchase pursuant to law. You do not accept purchase documents with modifications and/or additions. Failure to exhibit valid documents and proof of purchase in the above terms will result in the warranty and the charge of the entire buyer's repair costs. SMA S.R.L. does not respond to the loss of the warranty certificate and will not be liable to issue duplicates. After 2 years from the date of purchase, the product will no longer be covered by warranty and assistance may be given by the technical assistance centers (d light) authorised by the SMA S.R.L. That will charge the buyer with the current tariffs. Any form of warranty expires in any case after three years after the product has been eliminated from the official list of SMA S.R.L. Repairs made under warranty will not give any extension or renewal of the same.

WARRANTY SERVICES

All services covered by this warranty shall be subject to the actual defect of the product pursuant to this warranty. If the damage and/or defect is not covered by this warranty and/or the exclusion of the warranty, The buyer will be charged all costs related to verification, labor, replacement parts and transport of the product. The warranty may be asserted and will be effective only with the product is presented at the D Light Centre authorised by SMA S.R.L. or the direct seller. However, the product must be repaired at one of the light centers authorized by the SMA S.R.L. Under no circumstances shall the seller or buyer of the product be able to or by third parties other than authorized light centres, repairs or replacements of the product; In the case of infringement of this prohibition, the product will not be considered in warranty. It will be the buyer's responsibility to communicate to the D Light Center or to the direct seller of the product, any defects and vices of the same and the willingness to use the guarantee. The expenses and risks of transport to and from the aforementioned D Light centers will be charged to the buyer. The intervention of the authorized D light centres, the withdrawal of the product, its repairs, and its eventual substitution will occur within the time limits that are compatible with the service to be carried out, unless repairs and/or replacements are difficult. Any defective component replaced will be owned by the SMA S.R.L.

EXCLUSIONS FROM WARRANTY

All parts that are defective or damaged due to transport, negligence and carelessness in use, incorrect installation or maintenance performed by the buyer or by unauthorized personnel are not covered by any warranty, Improperly or otherwise from the one for which the product was constructed, i.e., due to circumstances which, however, can be traced to product manufacture defects. In any case, glass parts and accessories are excluded from the warranty. Do not prove that it is a manufacturing defect. The technical interventions inherent in the installation and/or testing of the equipment are also excluded from the product, in addition to parts subject to normal wear.

In any case, the warranty does not cover the products with:

- Serial number is unreadable, deleted modified or removed;
- Defects due to any use not complying with the detailed instructions stated in the user manual;
- Defects due to faults or fluctuations in electrical current and/or electrical system, air conditioning, Humidity or other environmental conditions;
- Defects due to damages caused by the use of accessories, products or related components which are not part of the product covered by the warranty;
- Damages and malfunctions resulting in use.


The warranty does not cover any accessories such as cartons, carrying cases, etc.

LIMITATION OF LIABILITY'

Compensation for direct or indirect damages of any kind to persons or things because of misuse or suspension of use of the product is not applied. In particular, the SMA s.r.l. declines any liability for any damages that may arise, directly or indirectly, to persons, pets or things, due to the failure to comply with all the requirements set forth in the product's user manual and concerning, above all, the warnings regarding installation, use and maintenance of the product.

INFORMATIVE EX ART. 13 URD.LGS. 196/03

The personal data communicated by the buyer in the coupon of the warranty certificate issued by the dealer or in the form submitted to the authorized service center of the authorised representative will be processed by SMA S.R.L. with a computer aid and manual tools with the sole purpose of making the buyer use this warranty and in order to facilitate the intervention of the D Light Center authorised by SMA S.R.L., as well as for managerial purposes related to the exercise of the economic activities of the SMA S.R.L. And for statistical purposes, marketing and commercial information relating to the activity carried out by SMA S.R.L. Such data may be communicated to other group of SMA S.R.L. companiesfor purposes related to the organization of the warranty service, assistance and maintenance. For the possible exercise of rights provided in art. 7 of Legislative decree. 196/2003, the buyer may contact SMA S.R.L.-Via Bianche 3, Carrè 36010 (vi)- the holder of the data processing. In any case, the buyer may immediately oppose the processing of his personal data for marketing and commercial information, by writing to Support@dlight-ipl.com



ILLUSTRIERTE ANLEITUNG

1. Statusanzeige
2. Blitz-Taste
3. Stromkabelanschluß
4. Hinterer Luftauslass
5. Auslassventilator
6. Stecker
7. Stromkabel 180 cm
8. Energieversorgung
110~220V

9. Energiezündung
9. Energielevel Knopf +
9. Energielevel Knopf +
10. Kontaktsensor
11. Blitz-Fenster
12. HR Lampe
13. SR Lampe (optional)
14. AC Lampe (optional)



D LIGHT 360 BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Sehr geehrter D Light 360 Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Wir sind uns sicher, dass sie die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Gerätes, welches mit dem Gedanken der Kundenzufriedenheit im Vordergrund entworfen und hergestellt wurde.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, vor allem die Sicherheitshinweise, bevor sie das Gerät benutzen. Bewahren sie diese Bedienungsanleitung inklusive der illustrierten Anleitung, für Rückfragen für die gesamte Lebenszeit ihres Geräts auf. Im Fall, dass das Gerät an einen Dritten weitergegeben wird, übergeben Sie bitte ebenfalls alle Dokumente. Sollten Teile dieses Booklets schwierig zu

verstehen sein oder sollten Zweifel aufkommen, kontaktieren Sie bitte, bevor Sie die Produkte benutzen, die Firma unter der Adresse, die Sie auf der letzten Seite finden können.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitswarnungen	S. 2-3
Gegenanzeigen	S. 4-5-6
Andere Sicherheitsmassnahmen	S. 6-7
Installation	S. 8
Betriebsarten	S. 9
Wie bereitet man Behandlungen vor	S. 10
Epilationsbehandlung	S. 11
Photorejuvenationsbehandlung	S. 12
Aknebehandlung	S. 13
Mögliche Nebenwirkungen	S. 14-15
Behandlungsbereiche	S. 16
Patch-Test	S. 17
Instandhaltung	S. 18
Probleme und Lösungen	S. 19
Technische Daten und Umgebungsspezifikationen	S. 20

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen unter 16 Jahren; Menschen mit geringeren physischen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder unerfahrenen Personen geeignet. Es sei denn ihnen wurde unter Beaufsichtigung oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person, die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes erklärt. Kinder sollten dieses Gerät weder benutzen, noch damit spielen, es instand halten oder es säubern.
- Sollten Sie dieses Gerät in ihrem Bad benutzen, ziehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose, zudem ist die Nähe zu Wasser gefährlich, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Um einen bessern Schutz zu gewährleisten, ist es ratsam, den Stromkreis zu installieren, der das Bad einem Fehlerstromgerät zuführt, der Reststrom darf 30 mA (ideal sind 10 mA) nicht überschreiten. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.



Vorsicht! Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, welche Wasser enthalten! Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser!

- Nach dem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und in einwandfreiem Zustand ist. Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Lieferung, des Designs und mögliche Transportschäden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Gerätes, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Typschild des Gerätes angegebenen Kennzeichnung übereinstimmt. Das Typschild befindet sich auf der Stromversorgung des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Witterungsbedingungen (Regen, Sonne) aus.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist oder bevor sie es reinigen oder Warten.
- Dieses Gerät ist lediglich zur Benutzung, als pulsierende Lichtstrahlung daheim geeignet. Jegliche andere Nutzung wird als unsachgemäß und damit gefährlich eingestuft.
- Diese Vorrichtung eignet sich nicht zur Verwendung in Gegenwart einer flammbaren Anästhesiemischung aus Luft oder Sauerstoff oder Lachgas.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, feuchten oder nackten Füßen.

- Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Sollte das Gerät ausfallen oder Störungen auftreten, schalten es aus und versuchen Sie nicht eigenmächtig daran herumzubasteln.
- Das Stromkabel muß durch ein autorisiertes Technisches Servicecenter ausgewechselt werden falls es beschädigt ist, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Verstopfen Sie nicht die Belüftungslöcher.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es angebrochen oder gebrochen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Licht defekt ist oder die Behandlungsfläche angebrochen, abgebrochen ist oder ganz fehlt.
- Schauen Sie niemals direkt in das Licht, dass von der Behandlungsfläche kommt.
- Zeigen Sie niemals die Behandlungsfläche an, indem Sie versuchen, einen Lichtimpuls aus einem offenen Raum zu emittieren.
- Im Fall von Nebenwirkungen oder Komplikationen ist es ratsam, einen Arzt oder Dermatologen aufzusuchen.
- Bei der Benutzung des Gerätes ist es ratsam, eine Schutzbrille zu tragen.

GEGENANZEIGEN



Wichtige Sicherheitsinformationen Bitte vor Gebrauch lesen

Dieses Gerät darf nicht von Jedermann benutzt werden. Lesen und berücksichtigen Sie die Informationen, die im folgenden Absatz enthalten sind. Für weitere Informationen und persönliche Beratung können Sie die Webseite www.dlight-ipl.com besuchen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät für Sie sicher ist, wenden Sie sich bitte an ihren Arzt oder Dermatologen.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DIE FOLGENDEN BESCHWERDEN ZUM ZEITPUNKT DER BEHANDLUNG VORHANDEN SIND:

- Schwanger oder Stillen
- Wenn Sie während der letzten 28 Tage starkem Sonnenlicht oder einem Sonnenbett ausgesetzt waren.
- Wenn Sie ein Tattoo oder permanentes Make-up an der zu behandelten Stelle haben.
- Wenn Sie dunkelbraune oder schwarze Stellen, wie große Sommersprossen, Muttermale, oder Warzen an der zu behandelten Stelle haben.
- Wenn Sie Ekzem, Psoriasis, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen, wie Herpes an der zu behandelten Stelle haben. Warten Sie bis die befallene Stelle geheilt ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wenn in Ihrer Familie keloidiale Narbenbildungen bekannt sind, eine Lichtempfindlichkeit bekannt ist oder Sie Medikamente einnehmen, die die Haut empfindlich auf Licht machen, einschließlich Anti-in Ammoniatoren (wie Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, Acetaminophen), Tetracycline, Phenthiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonulharnstoffe, Sulonamide, DTIC, Uro-uracil, Vinblastin, Groseofluvin, Alpha-Hydroxi-Säuren (AHAs), Beta-Hydroxinsäure BHA), Retin-A, Accutane und/oder topische Retinoide.
- Wenn Sie anormale Hauterkrankungen wie Vitiligo oder Albinismus haben.
- Wenn Sie Krampfadern im Behandlungsbereich haben.
- Wenn Sie derzeit oder vor kurzem mit Alphay-Hydroxi-Säuren (AHA), Beta-Hydroxisäuren (BHA), Retin-A, topischen Retinoiden oder AzelainsäureH behandelt haben.
- Wenn Sie anormale Hauterkrankungen haben, die z.Bsp. durch Diabetes oder andere systematische oder metabolische Erkrankungen verursacht werden.

- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten mit Accutane (Isotretinoin) behandelt wurden.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Steroide-Behandlung aufgenommen haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit immer wieder zu Herpes Ausbrüchen im zu behandelten Bereich geneigt haben, es sei denn, Sie haben Ihren Arzt konsultiert und erhielten vorbeugende Behandlungen vor der Verwendung des Gerätes.
- Wenn Sie an Epilepsie leiden.
- Wenn Sie ein Implantat, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, ein Gerät gegen Inkontinenz, eine Insulinpumpe etc. haben
- Wenn Sie eine Krankheit im Zusammenhang mit Lichtempfindlichkeit, wie Porphyrie, polymorphen Lichtausbruch, Sonnen-Urtikaria, Lupus, etc. haben.
- Wenn Sie bereits Hautkrebs oder Bereiche potenzieller Hautanomalien haben.
- Wenn Sie innerhalb der letzten 3 Monate Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben.
- Wenn Sie irgendeine andere Befindlichkeit haben, die nach Meinung ihres Arztes eine Behandlung mit diesem Gerät unsicher machen würde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

HAUTFARBE

Dieses Gerät entfernt unerwünschte Haare, durch selektives aussuchen des Haarpigments. Verschiedene Mengen an Pigment (Melanin) sind auch im umgebenden Gewebe vorhanden. Die Pigmentmenge der Haut einer bestimmten Person, die sich durch ihren Teint manifestiert, bestimmt den Grad des Risikos, dem sie jeglicher Methode der lichtbasierenden Epilation ausgesetzt sind.



Bevor Sie das Gerät benutzen, vergleichen Sie ihren Teint mit dem auf der Produktverpackung dargestellten Hautton.



Verwenden Sie das Produkt nicht bei natürlich dunklem Teint!

Sie Behandlung von dunkler Haut mit dem Gerät kann zu Sonnenbrand, Brandblasen und Farbveränderungen der Haut (hyper or Hypo-pigmentation)..

GEBRÄUNTE HAUT

Gebräunte Haut, enthält vor allem nach dem Sonnenbad große Mengen an Melanin. Dies bezieht sich auf alle Hauttypen und Teints, inklusive derer nicht schnelle zu bräunen scheinen. Das Vorhandensein von großen Mengen an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn man die Methode der lichtbasierenden Behandlung verwendet.

Vermeiden Sie Sonnen-und/oder Bräunungslampen für 4 Wochen vor dem Gebrauch des Gerätes!

VORSICHT BEI DEN AUGEN



Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe oder am Auge! Das Gerät kann zur Behandlung im Gesicht benutzt werden. Sie sollten dort mit größerer Vorsicht vorgehen um die Augenpartie zu vermeiden.

BRUSTWARZEN GENITALIEN UND LIPPEN



Benutzen Sie das Gerät nicht an Brustwarzen oder den Genitalien (männlich und weiblich) oder an den Lippen.

ANDERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ENERGIELEVEL

Wählen Sie ihr Energieniveau SORFÄLLTIG! Das Energieniveau bezieht sich auf den Lichtimpuls, der während des Gebrauchs auf die Haut projiziert wird, vom niedrigsten zum höchsten Niveau ausgehend. Die Kerben auf der Statusanzeige (1) zeigen das Energielevel, auf welches die Maschine eingestellt ist, an. Wenn das Energieniveau zunimmt, verbessert es die Ergebnisse sowie das Risiko von Nebenwirkungen (siehe „Mögliche Nebenwirkungen“ weiter unten).



Beginnen Sie die Behandlung immer auf dem niedrigsten Energielevel

Nur wenn Sie während der Benutzung der Energieerzeugung bei der niedrigsten Energieeinstellung wenig oder gar keine Unannehmlichkeiten erleben, können Sie das Energieniveau erhöhen und so weiter für jede nachfolgende Sitzung vorgehen. Detaillierte Anweisungen zur Einstellung des Energieniveaus finden Sie unter „Energielevel“.z`

- Rasieren Sie immer den zu behandelnden Bereich und stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Decken Sie Tattoos, Lippen und Brustwarzen ab, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Decken Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken, wie große Sommersprossen, Geburtsflecken, Muttermale oder Warzen vor dem Gebrauch des Gerätes ab.
- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfums, Desinfektionsmittel oder andere Alkoholhaltige Flüssigkeiten) oder Aceton, um die Haut zu reinigen, bevor sie das Gerät verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät auch nicht an einem Körperteil, auf dem Sie vielleicht später Haare wachsen lassen möchten.

PATCH-TEST

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, wird dazu geraten, einen Patch-Test an einer Hautstelle durchzuführen, um die Toleranzschwelle des Lichtimpulses zu testen. Anweisungen zum Ausführen eines Patch-Tests finden Sie unter „Überprüfung vor dem Gebrauch“.

WÄHREND DER BEHANDLUNG




Es wird empfohlen, den Blitz nicht häufiger als 1, maximal 2 mal pro Behandlung an der gleichen Stelle zu benutzen.

- Sollten sich während der Behandlung Blasen bilden oder die Haut verbrennen, **SCHALTEN SIE SOFORT DAS GERÄT AUS!**
- Achten Sie immer darauf, dass die Behandlungsfläche auf die Haut zeigt und vollständig damit in Berührung kommt.
- Entfernen Sie die Behandlungsfläche (11) von der Haut, wenn sie übermäßig heiß wird.

INSTALLATION

1) Die Lampen installieren




Achten Sie auf die Einführungsrichtung. Hinter dem Licht sind 3 Kunststoff-Gelenkscharniere (A C D) und eine elektronische Karte (B) zu finden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass diese Elemente mit den entsprechenden Gehäusen am Gerät befestigt werden. Die Montage und Demontage des Lichts erfordert keine Ausrüstung und kann von Hand erfolgen, wenn das Gerät ausgeschaltet und von der Steckdose getrennt ist, achten sie darauf, dass die Lichter zerlegt werden, indem man auf einer Seite nach außen zieht, wie in der Zeichnung auf der Seite angedeutet. Entfernen Sie das Licht nicht, indem Sie horizontal ziehen, da dies den Kunststoff beschädigen würde.



2) Stecken Sie den Netzstecker (6) in die Steckdose (3)



ARTEN DER BEHANDLUNG



Abhängig davon, welche Lampe montiert wurde, wählt das Gerät automatisch die entsprechende Einstellung.

- **HR** für den Epilationsmodus (Haarentfernung)
- **SC** für den Rejuvenationsmodus (Hautpflege)
- **RA** für den Aknemosus (entfernen der Akne)

1) HR MODUS - EPILATION

Das Einstellen der HR-Leuchte (optisch gelbes Filterlicht), D Light 360 aktiviert automatisch den Epilationsmodus und zeigt HR in der Statusanzeige an. Im HR Modus können Sie zwischen 5 Leistungspegeln wählen und entscheiden ob sie mit einem Einzel-oder Schiebelitz arbeiten. Die Wellenlänge des Lichts beträgt zwischen 510nm ~2100nm und trifft vor allem die Haarfollikel.

2) SC MODUS - PHOTOREJUVENATION (SR)

Das Einstellen der SC-Leuchte (optisch Oranges Filterlicht), D Light 360 aktiviert automatisch den Photorejuvenationsmodus und zeigt SC in der Statusanzeige an. Im SC Modus können Sie zwischen 5 Leistungspegeln wählen und entscheiden ob sie mit einem Einzel-oder Schiebelitz arbeiten. Die Wellenlänge des Lichts beträgt 560nm und behandelt vor allem Makel wie Hautverfärbungen, kleine, dünne Falten, graue/fahle Hautfarbe und sie stimuliert die Produktion von neuem Collagen, welches die Haut erneuert und die Textur, sowie den gesamten Teint verbessert.

3) RA MODUS - AKNE (AC)

Das Einstellen der RA-Leuchte (optisch rotes Filterlicht), D Light 360 aktiviert automatisch den Aknemosus und zeigt RA in der Statusanzeige an. Im RA Modus können Sie zwischen 5 Leistungspegeln wählen und entscheiden ob sie mit einem Einzel-oder Schiebelitz arbeiten. Die Wellenlänge dieses Lichts beträgt 430nm und tötet speziell Bakterien, die Akne verursachen ab. Die trockene Hitze des pulsierenden Lichts beschleunigt ebenfalls die Heilung.

WIE WERDEN DIE BEHANDLUNGEN VORBEREITET

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, säubern Sie die Behandlungsstelle fürsorglich, indem sie die Haut von jeglichem Make-up befreien. Die Haare müssen mit einem Rasierer oder einer Haarschneidemaschine geschnitten werden. Es wäre eine Haarschneidemaschine vorzuziehen, da Sie sofort eine optimale Länge von 1mm erreichen und damit die Aufnahme des pulsierenden Lichts (bei der Epilationsbehandlung) maximieren. Wenn Sie eine Haarschneidemaschine benutzen, vermeiden Sie zudem Hautverletzungen.

Angesichts der Tatsache, dass das pulsierende Licht von dunklen Farben absorbiert wird, ist es notwendig, kleine, dunkle, Muttermale und Tattoos zu schützen. Decken Sie diese mit einem weißen Makeupstift oder einem speziellen Produkt, wie dem D Light Patch Pro ab.



Lassen Sie das pulsierende Licht nicht auf große oder unregelmäßige Bereiche übergehen! Sollten Zweifel vorhanden sein, fragen sie bitte ihren Hautarzt vor der ersten Behandlung!



Verwenden Sie das Produkt nicht bei natürlich dunklem Teint!



Verwenden Sie das pulsierende Licht nicht auf Krampfadern und anderen Hautläsionen.

AUSWAHL ENERGIELEVEL

Es ist immer ratsam, von einem niedrigen Energieniveau auszugehen und allmählich auf die richtige Toleranz zu erhöhen. Das Energieniveau wird durch wiederholtes drücken des Startknopfes (9) nachdem die Maschine gestartet wurde, gewählt.

Mit dem Anstieg des Energieniveaus, erhöht sich auch das Resultat, genauso wie aber auch das Risiko für eventuelle Nebenwirkungen.



Sollten sich während der Behandlung Blasen bilden oder die Haut verbrennen, SCHALTEN SIE SOFORT DAS GERÄT AUS

EPILATIONSBEHANDLUNG



Die D Light 360 Epilationsbehandlung eignet sich für alle Körperstellen, auf denen Haare wachsen, ausgenommen der Kopfhaut, männlichem Bart, Augenbrauen, genitalen und perianalen Bereichen. Alle Muttermale oder Tattoos auf dem zu behandelnden Bereich müssen vor der Behandlung abgedeckt werden, um diese zu schützen können Sie einen weißen Makeupstift oder ein spezielles Produkt, wie dem D Light Patch Pro verwenden. Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es ratsam eine zertifizierte Laser –Sicherheitsbrille oder eine Sicherheitsbrille die vor pulsierendem Licht schützt zu tragen, sie können als Alternative auch die Augen schließen, wenn der Blitz verteilt wird. Markieren Sie den zu behandelten Bereich (es kann hilfreich sein, wenn sie mit einem weißen Stift ein Muster vorzeichnen) und wählen Sie das entsprechende Energieniveau für Ihren Hauttyp aus, wenn Sie soweit sind.

Es ist immer ratsam, auf dem niedrigsten Energieniveau zu beginnen und je nach Toleranz, wenn Sie keine Beschwerden erleben, dieses zu erhöhen. Die Behandlung ist mit dem höchsten Energieniveau am Effektivsten, aber die Blitze dauern auch länger, bis sie geladen sind. Sie können zwischen zwei Betriebsarten wählen: Einzel- Blitz oder scrollen. Mit dem Einzel-Blitz-Modus wird immer ein Blitz abgegeben, sobald die Blitz-Taste (2) gedrückt wird. Der Scroll-Modus wird aktiviert, indem Sie die Blitz-Taste (2) für 3 Sekunden gedrückt halten, dann können Sie diese frei geben und das Gerät sendet immer wieder Blitze, wenn das Blitz-Fenster mit der Haut in Kontakt kommt. Um den Scroll-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Blitz-Taste (2) und das Gerät führt seine Funktion im Einzel-Blitz-Modus weiter.

Wenn das Blitzfenster korrekt mit der Haut in Berührung kommt und die Maschine für den Blitz bereit ist, blinkt die Anzeige. Es wird empfohlen 1 bis maximal 2 mal auf jedem zu behandelnden Bereich zu strahlen und dann in den nächsten Bereich überzugehen.

EPILATIONSBEHANDLUNGSZYKLUS

Für die ersten 3 Monate ist es ratsam, mit einer Behandlung pro Woche oder alle 2 Wochen fortzufahren, wenn Sie auch Photorejuvenation oder Aknebehandlungen auf dem gleichen Gebiet durchführen, ist es wichtig, mindestens eine Woche zwischen den Behandlungen zu lassen und mit der Epilation abzuwechseln.

Die Haut sollte nach Beendigung der ersten 3 Monatszyklen haarlos sein und benötigt dann nur regelmäßige Nachbearbeitung, wenn die Haare nachwachsen (in der Regel eine Sitzung alle 2 oder 3 Monate, je nach individuellem Wachstumsrhythmus).

PHOTOREJUVENATIONSBEHANDLUNG



Gewöhnlich wird eine Photorejuvenationsbehandlung mit dem D Light 360 an den folgenden Körperstellen durchgeführt: das Gesicht, der Halsausschnitt und Handrücken. Mit der Photorejuvenationsbehandlung (SR) ist es möglich, die ersten Zeichen der Hautalterung abzuschwächen, indem die Collagenproduktion stimuliert wird, was die Haut erneuert, strafft und regeneriert. Es ist zudem möglich, Hautverfärbungen aufzuhellen, die Textur der Haut zu verbessern und einen fahlen, grauen Teint zum Strahlen zu bringen.

Alle Muttermale oder Tattoos auf dem zu behandelnden Bereich müssen vor der Behandlung abgedeckt werden, um diese zu schützen können Sie einen weißen Makeupstift oder ein spezielles Produkt, wie dem D Light Patch Pro verwenden. Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es ratsam eine zertifizierte Laser –Sicherheitsbrille oder eine Sicherheitsbrille die vor pulsierendem Licht schützt zu tragen, sie können als Alternative auch die Augen schließen, wenn der Blitz verteilt wird. Markieren Sie den zu behandelten Bereich (es kann hilfreich sein, wenn sie mit einem weißen Stift ein Muster vorzeichnen) und wählen Sie das entsprechende Energieniveau für Ihren Hauttyp aus, wenn Sie soweit sind.

Sie können zwischen zwei Betriebsarten wählen: Einzel- Blitz oder blättern. Mit dem Einzel-Blitz-Modus wird immer ein Blitz abgegeben, sobald die Blitz-Taste (2) gedrückt wird. Der Scroll-Modus wird aktiviert, indem Sie die Blitz-Taste (2) für 3 Sekunden gedrückt halten, dann können Sie diese frei geben und das Gerät sendet immer wieder Blitze, wenn das Blitz-Fenster mit der Haut in Kontakt kommt. Um den Scroll-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Blitz-Taste (2) und das Gerät führt seine Funktion im Einzel-Blitz-Modus weiter.

Wenn das Blitzfenster korrekt mit der Haut in Berührung kommt und die Maschine für den Blitz bereit ist, blinkt die Anzeige. Es wird empfohlen 1 bis maximal 2 mal auf jedem zu behandelnden Bereich zu strahlen und dann in den nächsten Bereich überzugehen.

PHOTOREJUVENATION TREATMENT CYCLE

Es ist ratsam, die Behandlung einmal pro Woche durchzuführen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Sollten Sie die Epilation oder Aknebehandlung auf der gleichen Körperstelle durchführen, ist es wichtig, mindestens eine Woche zwischen der Photorejuvenationsbehandlung und anderen Behandlungen zu lassen. Sobald Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben, können Sie die wöchentliche Behandlung aussetzen und die Pflegebehandlung nach Ihren individuellen Bedürfnissen planen.

AKNEBEHANDLUNG



Die D Light 360 Aknebehandlung kann an allen Körperstellen verwendet werden, an denen Makel vorhanden sind. Tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie besonders auf die Augen, wenn Sie eine Behandlung im Augenbereich durchführen. Das Akne-Licht wirkt auf einer spezifischen Wellenlänge, um die Bakterien abzutöten, die Ihre Akne verursachen (Propionibacterium acnes), auch das heiße, trockene und pulsierende Licht beschleunigt die Heilung und verkleinert die Poren dadurch wird verhindert dass neue Probleme entstehen.

Es ist ratsam die Behandlung an Geburtsflecken und Tattoos nicht durchzuführen, sollten diese auf dem zu behandelten Bereich vorhanden sein. Sie können einen weißen Makeupstift oder ein spezielles Produkt wie dem D light Patch verwenden, um diese Stellen zu schützen. Bevor Sie die Behandlung beginnen, ist es ratsam eine zertifizierte Laser –Sicherheitsbrille oder eine Sicherheitsbrille die vor pulsierendem Licht schützt zu tragen, sie können als Alternative auch die Augen schließen, wenn der Blitz verteilt wird. Markieren Sie den zu behandelten Bereich (es kann hilfreich sein, wenn sie mit einem weißen Stift ein Muster vorzeichnen) und wählen Sie das entsprechende Energieniveau für Ihren Hauttyp aus, wenn Sie soweit sind.

Sie können zwischen zwei Betriebsarten wählen: Einzel- Blitz oder blättern. Mit dem Einzel- Blitz-Modus wird immer ein Blitz abgegeben, sobald die Blitz-Taste (2) gedrückt wird. Der Scroll-Modus wird aktiviert, indem Sie die Blitz-Taste (2) für 3 Sekunden gedrückt halten, dann können Sie diese frei geben und das Gerät sendet immer wieder Blitze, wenn das Blitz-Fenster mit der Haut in Kontakt kommt. Um den Scroll-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Blitz-Taste (2) und das Gerät führt seine Funktion im Einzel-Blitz-Modus weiter.

Wenn das Blitzfenster korrekt mit der Haut in Berührung kommt und die Maschine für den Blitz bereit ist, blinkt die Anzeige. Es wird empfohlen 1 bis maximal 2 mal auf jedem zu behandelnden Bereich zu strahlen und dann in den nächsten Bereich überzugehen.

AKNEBEHANDLUNGSZYKLUS

Es ist ratsam, die Behandlung einmal pro Woche durchzuführen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Sollten Sie die Epilation oder Photorejuvenationsbehandlung auf der gleichen Körperstelle durchführen, ist es wichtig, mindestens eine Woche zwischen der Aknebehandlung und anderen Behandlungen zu verbringen. Sobald Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben, können Sie die wöchentliche Behandlung aussetzen und die Pflegebehandlung nach Ihren individuellen Bedürfnissen planen.

NACH DER BEHANDLUNG

Setzen Sie die Haut nach der Behandlung nicht der Sonne und/oder Sonnenlampen aus. Schützen Sie die behandelte Haut mit einer minimalen SPF30 Creme für zwei Wochen nach jeder Behandlung, vor Sonneneinstrahlung.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Komplikationen und Nebenwirkungen sind rar, wenn das Gerät der Bedienungsanleitung zufolge benutzt wird. Jedoch beinhaltet jedes kosmetische Verfahren, einschließlich derjenigen, die für den Hausgebrauch bestimmt sind, ein gewisses Risiko. Folglich ist es wichtig die Risiken und Komplikationen zu verstehen und zu akzeptieren, die bei künstlich erzeugtem Pulslicht-Epilationssystemen für den Hausgebrauch auftreten können.

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN	WAHRSCHEINLICHKEIT DES AUFTRETENS	NEGATIVE AUSWIRKUNGEN	EFFEKT WAHRSCHEINLICHKEIT
Mehrfache Impulse auf dem gleichen Hautbereich akkumuliert, die überlappen	Minimal	Minimale Hautbeschwerden	Minimal
		Rötung der Haut	Minimal
		Erhöhte Empfindlichkeit der Haut	Minimal
		Wunden und Verbrennungen	Selten
		Narben	Selten
		Pigmentstörungen	Selten
		Übermäßige Schwellungen und Rötungen	Selten
		Infektionen	Geringfügig
		Blaue Flecken	Geringfügig

Minimale Hautbeschwerden

Obwohl die pulsierende Lichtbehandlung daheim, meist recht gut vertragen wird, spüren die meisten Nutzer eine leichte Veränderung, die meist als ein leicht warmes Gefühl oder ein Kneifen auf der zu behandelten Hautstelle beschrieben wird. Diese Empfindung kann während der Anwendung oder für einige Minuten nach der Anwendung wahrgenommen werden. Jede Veränderung jenseits dieser Hautirritation ist nicht normal und bedeutet, dass Sie die Anwendung unterbrechen müssen, da Ihre Haut eine Epilationsbehandlung nicht tolerieren kann oder das Energieniveau zu hoch ist.

Hautrötungen

Die Haut kann direkt nach der Behandlung oder während der nächsten 24 Stunden gerötet sein. Hautrötungen verschwinden in der Regel nach 24 Stunden wieder. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn die Rötung nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen verschwindet.

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut an der behandelten Stelle kann empfindlicher, trocken und schuppig werden.

Wunden und Verbrennungen

Nach dem Auftragen, können Wunden und Verbrennungen auftreten. Es kann einige Wochen dauern, bis diese ausgeheilt sind und in seltenen Fällen können sie sichtbare Narben hinterlassen.

Narben

Obwohl dies sehr selten vorkommt, können sich dauerhafte Narben bilden. Normalerweise haben Narben, wenn sie sich bilden eine Läsion und die Haut ist weiß (hypertroph). Allerdings kann die Narbe sehr groß und rot (hypertrophe) oder groß sein und sich über die Ränder der Wunde selbst, erstrecken (Keloid). Nachfolgende ästhetische Behandlungen können notwendig sein, um das Aussehen der Narbe zu verbessern.

Veränderungen in der Pigmentation

In ganz seltenen Fällen besteht die Gefahr einer vorübergehenden Pigmentierung (größere Pigmente oder Braun-Bleichen) oder IPO-Pigmentierung (Ausbleichen) der angrenzenden, hervorstehenden Hautbereiche. Das Risiko einer Pigmentveränderung ist vor allem bei Menschen mit dunklerer Haut gegeben.

Rötungen und übermäßige Schwellungen

In ganz seltenen Fällen, kann die Haut sehr Rot werden und anschwellen. Das kommt vor allem auf empfindlichen Körperstellen vor. Rötungen und Schwellungen sollten nach 2 bis 7 Tagen nachlassen und sollte durch häufiges Kühlen mit Eis geheilt werden. Sie können die Stelle sanft abwischen, aber vermeiden Sie die Sonne.

Infektion

Eine Infektion der Haut ist sehr selten, aber ein mögliches Risiko durch die Verbrennungen oder Verletzungen, die durch das Gerät verursacht werden können.

Prellungen

Ein sehr seltener Gebrauch des Gerätes kann dazu führen, dass blau-violette Prellungen auftreten, die 5 bis 10 Tage andauern können.

HINWEIS:

- Die Behandlung des gleichen Körperteils häufiger als empfohlen, verbessert das Ergebnis nicht. Durch hormonelle und physiologische Veränderungen oder andere Arten der Haarfollikel, können Latents aktiv werden. Haarentfernungs-sitzungen oder gelegentliche Instandhaltungsbehandlungen können daher notwendig sein.
- Die individuelle Reaktion hängt vom Haartyp und biologischen Faktoren, die den Haarwachstumszyklus beeinflussen können, ab. Im Vergleich zum empfohlenen Epilationsprogramm können manche Menschen schneller oder langsamer reagieren.
- Das Gerät wirkt nicht bei sehr klarem, natürlich weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar (siehe Farbskala auf der Verpackung). Wenn die Haare an Ihrem Körper eine dieser Farben haben, wird das Gerät bei Ihnen nicht wirken.

INSEPKTION VOR DEM GEBRAUCH

Energielevel

Das Gerät kann auf 5 verschiedene Energielevel eingestellt werden: von 1 (das Kleinste) bis 5 (das Höchste), die von 5 Dreiecken die wie ein Ventilator auf der Statusanzeige (1) angeordnet sind dargestellt werden. Wenn man die Energiespannungstaste (9) drückt, erhöht und verringert sich die Energie konstant. Erhöht man die Kraft der Behandlung, so erhöht sich auf die Effektivität des CIA, allerdings erhöhen sich auch mögliche Nebenwirkungen. Es empfiehlt sich, einen Patch-Test durchzuführen, um das Energienniveau entsprechend der geeigneten Toleranz zu identifizieren.



ANZAHL DER VERFÜGBAREN STELLEN

Der Zähler liest die Anzahl der verfügbaren Stellen für das eingesetzte Licht. Der Stellenzähler ist in einem internen Chip im Licht untergebracht, dadurch geht der Zählstand beim Auseinander- und Zusammenbauen des Lichts nie verloren, sondern beginnt beim alten Stand weiter zu zählen. Jedes Licht hat seinen eigenen Zähler, wenn das Licht 0 erreicht, muss es ersetzt werden.



FEHLERMEDLUNG

Wenn der Zähler die Meldung "Error" anstelle der Anzahl der verfügbaren Stellen anzeigt, heißt das, dass die Maschine das Licht welches eingesetzt wurde, nicht erkennen kann. Das Problem kann auftreten, wenn das Licht nicht richtig eingesetzt wurde oder wenn es herausgezogen wird, während die Maschine noch läuft. Wenn das Licht korrekt eingesetzt wurde und die Meldung weiterhin auftritt, bedeutet dies, dass das Gerät defekt ist und ersetzt werden muss.



WIE BEREITEN SIE EINEN PATCH-TEST VOR

Da der Hautton von Bereich zu Bereich variiert, sollten Sie einen Patch-Test für jeden zu behandelten Körperbereich durchführen. Überprüfen Sie zuerst Ihren Hautton mit der Farbkarte auf der Bedienungsanleitung und Verpackung.

- Bestimmen Sie einen kleinen Bereich, der behandelt werden soll.
- Rasieren Sie den zu behandelnden Bereich.
- Nachdem Sie die unterste Stufe eingestellt haben, legen Sie das Handstück auf den Bereich und geben den ersten Puls ab. Wenn Sie kein Unbehagen verspüren, erhöhen Sie auf die nächste Energiestufe, bewegen sie das Handstück auf den angrenzenden Teil der Haut und verteilen Sie eine neue Asche.

Erhöhen Sie das Energieniveau auf jedem Teil der nächsten Hautstelle bis zum höchsten Niveau (aber es muss je nach Hauttyp erträglich bleiben). Während der Behandlung ist es möglich (und normal), ein warmes Gefühl auf der Haut zu spüren. Wenn Sie Unbehagen verspüren, bedeutet dies, dass das höchste Energieniveau, das Sie aushalten können, das vorherige ist.

- Überprüfen Sie nach 24 Stunden den behandelten Bereich: Die bestehende Rötung zeigt an, dass die Haut das höchste Energieniveau auf dem vorherigen Level toleriert hat. Obwohl es sehr selten vorkommt, ist es ratsam einen Arzt zu konsultieren, wenn die Überempfindlichkeit länger als 24 Stunden andauert.

ACHTUNG: Die direkt gelieferte Energie beeinflusst das Ergebnis, aber durch die grundsätzliche Behandlung, sollten Sie die maximale Toleranzstufe Ihrer Haut nicht überschreiten. Diese Toleranzstufe ist in der Regel für helle Hauttypen hoch und niedrig für dunkle Hauttypen, da die Anwesenheit von Melanin die Haut dunkler macht und die Wärmeproduktion erhöht. Überschreiten Sie die höchste Schwelle, die ihre Haut tolerieren kann nicht.

INSTANDHALTUNG

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Es wird empfohlen, dass das Blitz-Fenster nach jeder Epilationssitzung gereinigt wird:

- Schalten Sie das Gerät, indem Sie den Zündknopf (9) nach unten halten und den Stecker aus der Steckdose (6) ziehen, ab.
- Wischen Sie das Blitz-Fenster des Gerätes (11) sanft mit einem trockenen Lappen ab. Für die ordnungsgemäße Reinigung des Blitzbereiches empfiehlt sich die Verwendung des Kera Flux Waschmittels
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort von Hitze und Wasserquellen entfernt, auf.
- Wenn das Licht leer ist, erreicht der Zähler null.

HINWEIS:

Wenn große Flecken innerhalb der Behandlungsfläche (11) auftreten oder wenn diese angeknackst oder gebrochen ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an das D Light Service Center. Nachdem Sie die Lampe ausgetauscht haben, stellen Sie immer das Ener-gieniveau ein, welches niedriger ist als das normalerweise verwendete. In der nächsten Sitzung, erhöhen Sie das Energieniveau nur dann wieder, wenn es keine abnormen Beschwerden während oder nach der Behandlung gibt.



Tauchen Sie niemals das Gerät oder Teile des Gerätes ins Wasser.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	Kontrolle/Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Schließen Sie es an einer anderen Steckdose an
	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Der Kontaktsensor kann die Haut nicht erkennen	Die Lampe auswechseln
	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Das Gerät verteilt keine Impulse	Schauen Sie nach ob das Display aufhört zu blinken, wenn es mit der Haut in Kontakt kommt
	Ersetzen Sie die Lamp
	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Die Knöpfe des Gerätes reagieren nicht auf leichten Druck	Kontaktieren Sie unseren Kundenservice

TECHNISCHE DATEN

Lampentypen	HR - SR - AC
Wellenlänge	HR510nm~1200nm - SR560nm - AC430nm
Behandlungsbereich	4.5cm²
Energiedichte	4 ~ 6J/cm²
Anzahl der Pulse	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Energielevel	1 ~ 5
Energieversorgung	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Nennleistung	36W
Nettogewicht	300g
Gerätegröße	17 x 4 x 8 cm
Verpackungsgröße	18 x 18 x 10 cm

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN

- Umgebungstemperatur zur Inbetriebnahme: 10 °C ~30 °C
- Aufbewahrungstemperatur: -10 °C -55 °C,
- Luftfeuchtigkeit während der Inbetriebnahme bis zu 80% bei 37 °C
- Luftfeuchte während der Aufbewahrung: bis zu 90% bei 55 °C
- Atmosphärischer Betriebsdruck: 700- 1060hPa
- Maximale Betriebshöhe: bis zu 3900mt.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkt der Sonne oder Strahlung aus



Wenn das Gerät tagelang in einem Raum mit zu niedrigen Temperaturen gelagert worden ist, müssen Sie es erst auf 15 Grad oder mehr erwärmen, bevor Sie es benutzen können.

GEWÄHRLEISTUNGSZERTIFIKAT

Diese Gewährleistung gilt unbeschadet der für den Verbraucher festgelegten Rechte durch den Verbraucher Code (Gesetzesdekret Nr. 206/2005) und Art. 1519 nach dem Zivilgesetzbuch. SMA S.R.L. Mit dem aktuellen Hauptsitz in der Via Bianche 336010 garantiert der Carrè (vi) dem Käufer des Produkts (Käufer), dass unter normalen Gebrauchsbedingungen die von der SMA S.R.L. produzierten, zusammengebauten und verteilten elektronischen Geräten der D light Marke (Produkt) frei von Material-und Verarbeitungsfehlern sind und nach den geltenden Vorschriften gebaut wurden. Die gleichen Produkte wurden sorgfältig geprüft und strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die Gegenwart ist die einzig gültige Garantie; Keiner ist berechtigt, mit Ausschluss der SMA s.r.l., die Bedingungen zu verlängern oder zu modifizieren, und noch weniger, die schriftliche oder mündliche Garantie freizugeben. Im Fall eines Ersatzproduktes sowie der Verlängerung der Gewährleistung ist infolge des Mangels die Konformität ausgeschlossen.

GARANTIEZEITRAUM UND ABDECKUNGSBEREICH

Die Produkte, welche als Neuprodukte bestimmt sind, haben eine Garantielaufzeit von 2 Jahren ab dem Kaufdatum, was durch die Vorlage des Zertifikates und Kassenzettels nachgewiesen werden kann; Käufe die per Rechnung und URP.IVA getätigt werden haben per Gesetz eine Garantielaufzeit von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Wir akzeptieren keine Kaufunterlagen mit Änderungen und/oder Ergänzungen. Das Versäumnis der Vorlage von gültigen Dokumenten und dem Kaufbeleg nach den oben genannten Bedingungen führt dazu, dass der Käufer die gesamte Gewährleistung und die Kosten der Reparatur übernehmen muss. SMA S.R.L. reagiert nicht auf den Verlust der Gewährleistungsbescheinigung und ist nicht verpflichtet Duplikate auszustellen. Nach Ablauf von 2 Jahren ab dem Kaufdatum wird das Produkt nicht mehr durch die Gewährleistung abgedeckt und Unterstützung durch die von der SMA S.R.L. zugelassenen technischen Assistenzzentrum (D light) kann gegeben werden. Dem Käufer werden nun die aktuellen Preise berechnet. In jedem Fall erlischt jede Art der Gewährleistung nach drei Jahren, nachdem das Produkt von der SMA S.R.L. Liste genommen wurde. Reparaturen, die unter Garantie vorgenommen wurden, verlängern oder erneuern diese nicht.

GARANTIEDIENSTLEISTUNGEN

Alle Leistungen, die durch diese Gewährleistung abgedeckt werden, unterliegen, gemäß der Garantie, dem tatsächlichen Mangel des Produktes. Sollte der Schaden und/oder der Fehler nicht durch diese Gewährleistung und/oder den Ausschluss der Gewährleistung abgedeckt werden, werden dem Käufer alle Kosten im Zusammenhang mit der Verifizierung, Arbeit, Ersatzteilen und Transport des Produktes berechnet. Die Gewährleistung kann geltend gemacht werden und wird nur dann wirksam, wenn das Produkt im D Light Zentrum von SMA S.R.L. oder dem direkten Verkäufer präsentiert wird. Das Produkt muss jedoch in einem von SMA S.R.L. autorisiertem Zentrum repariert werden. Unter keinen Umständen darf der Verkäufer oder Käufer des Produkts das Produkt von Dritten, die kein autorisiertes D Light Zentrum sind, reparieren lassen oder Ersatzteile einsetzen lassen. Im Falle einer Verletzung diesen Verbotes, wird die Garantie dieses Produkts nicht berücksichtigt. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, dem D Light Center oder dem direkten Verkäufer des Produkts, die Mängel und Laster desselben und einer in Anspruchnahme der Garantie mitzuteilen. Die Kosten und Risiken des Transports zu und von den oben genannten D Light Zentren werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Der Eingriff der zugelassenen D Light Zentren, die Rücknahme des Produkts, seine Reparaturen und seine eventuelle Ersetzung erfolgt innerhalb der mit der durchzuführenden Leistung vereinbarten Fristen, es sei denn, Reparaturen und/oder Ersatzteillieferungen gestalten sich schwierig. Jede defekte Komponente die ersetzt wird, liegt im Besitz von SMA S.R.L.

VON DER GEWÄHRLEISTUNG AUSGESCHLOSSEN

Alle Teile, die aufgrund von Transport, Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit im Gebrauch, fehlerhafter Installation oder Wartung durch den Käufer oder durch unbefugtes Personal fehlerhaft oder beschädigt sind, unterliegen keiner Gewährleistung. Dies bezieht sich auf unsachgemäße oder anderweitige durch Handlungen von Personen ? In jedem Fall sind Glasteile und Zubehör von der Garantie ausgeschlossen. Beweisen Sie nicht, dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt. Die technischen Interventionen, die mit der Installation und/oder Prüfung des Gerätes verbunden sind, sind genauso vom Produkt ausgeschlossen, wie Teile die normaler Abnutzung unterliegen.

Die Garantie deckt auf jeden Fall nicht Produkte ab, bei denen die:

- Seriennummer ist nicht lesbar, entfernt, verändert oder gestrichen;
- Defekte die auf eine unsachgemäße Nutzung entgegen der detaillierten Anleitung in der Nutzeranleitung zurückzuführen sind;
- Mängel aufgrund von Störungen oder Schwankungen im elektrischen Strom und /oder elektrischen System, Klimaanlagen, Feuchtigkeit oder andere Umwelteinflüsse;
- Mängel aufgrund von Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör, Produkten oder verwandten Komponenten verursacht werden, die nicht Teil des Gerätes sind, welches durch die Garantie abgedeckt wird;
- Beschädigungen und Funktionsstörungen, die sich durch die Nutzung ergeben. .
- Die Garantie deckt keine Zubehöerteile wie Kartons, Tragetaschen usw. ab.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG


Eine Entschädigung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art an Personen oder Sachen wegen Missbrauchs oder Aussetzung der Verwendung des Produktes wird nicht angewandt. Die SMA s.r.l. lehnt insbesondere jegliche Haftung für Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die nicht eingehaltenen Anforderungen des Produkts in der Bedienungsanleitung, an Personen, Haustieren oder Gegenständen entstehen können, und vor allem wenn die Warnhinweise bezüglich der Installation, Verwendung und Wartung des Produktes nicht eingehalten werden.

INFORMATIVE EX ART. 13 URD.LGS. 196/03

Die vom Käufer mitgeteilten personenbezogenen Daten im Abschnitt des Garantiescheins, der durch den Händler oder im Formular, welches vom autorisierten Kundendienstzentrum durch deren Bevollmächtigten vorgelegt wird, werden von SMA S.R.L. mit einer Computerhilfe und manuellen Werkzeugen verarbeitet und dienen dem alleinigen Zweck, der Garantienutzung durch den Käufer und um den Eingriff des von der SMA S.R.L. autorisierten D Light Centers zu erleichtern, sowie für Führungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit von der SMA S.R.L. Und für statistische Zwecke, Marketing und kommerzielle Informationen über die Tätigkeit von SMA S.R.L. Derartige Daten können an andere Gruppen von SMA S.R.L. Unternehmen die im Zusammenhang mit der Organisation des Garantieservices, der Betreuung und Wartung stehen, weitergeleitet werden. Für die mögliche Rechtsausübung die durch Art. 7 des Gesetzesdekrets 196/2003 mitgeliefert wird kann der Käufer SMA S.R.L. – Via Bianche 3, Carreè 36010 (vi) – den Inhaber der Datenverarbeitung, kontaktieren. In jedem Fall kann der Käufer sofort die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Marketing und kommerzielle Informationen widerrufen, indem er an support@dlight-ipl.com schreibt.

GUIDE ILLUSTRÉ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Affichage d'Etat | 9. Allumage d'énergie |
| 2. Bouton Flash | 9. Bouton niveau d'énergie + |
| 3. Prise électrique | 9. Bouton niveau d'énergie - |
| 4. Sortie d'air coté arrière | 10. Capteur de contact |
| 5. Sortie de ventilateur | 11. Fenêtre de flash |
| 6. Connecteur d'alimentation | 12. Lampe HR |
| 7. Câble d'alimentation 180cm | 13. Lampe SR (optionnelle) |
| 8. Source d'alimentation | 14. Lampe AC (optionnelle) |
| 110~220v | |



D LIGHT 360 MANUEL D'USAGE

Cher Client du Light 360 nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous sommes certains que vous allez apprécier la qualité et la fiabilité de cet appareil, conçu et fabriqué en mettant un point d'honneur sur la satisfaction du client.



Veillez lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les précautions de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel avec le guide d'illustration qui va avec, pendant toute la durée de vie de l'appareil, à des fins de consultation. Dans le cas où l'appareil est transféré à un tiers, conservez également toute la documentation. Si certaines parties de cette brochure sont difficiles à comprendre ou que des doutes surviennent, contactez l'entreprise avant d'utiliser le produit, à l'adresse indiquée sur la dernière page.

INDEX

Avertissements de sécurité	Pag. 2-3
Contre-indications	Pag. 4-5-6
Autres précautions de sécurité	Pag. 6-7
Installation	Pag. 8
Modes de fonctionnement	Pag. 9
Comment préparer les traitements	Pag. 10
Procédure de traitement de l'épilation	Pag. 11
Procédure de traitement de photo-rajeunissement	Pag. 12
Procédure de traitement de l'acné	Pag. 13
Effets secondaires possibles	Pag. 14-15
Zones de traitement	Pag. 16
Test épicutané	Pag. 17
Entretien	Pag. 18
Problèmes et solutions	Pag. 19
Spécifications techniques et environnementales	Pag. 20

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par toute personne âgée de moins de 16 ans; par des personnes ayant des capacités réduites que ce soient physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes inexpérimentées. À moins d'avoir reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation sûre et correcte de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité. Les enfants ne devraient pas utiliser, jouer, entretenir ou nettoyer l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil dans des lieux comme une salle de bain, débranchez la fiche secteur de la prise après utilisation, la proximité de l'eau est également dangereuse même si l'appareil est éteint.
- Afin d'assurer une meilleure protection, il est conseillé d'installer le circuit de courant alimentant la salle de bain avec un dispositif de courant résiduel, le courant résiduel ne doit pas dépasser 30 ma (l'idéal: 10 ma). Demandez conseil à votre installateur.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, d'éviers ou tout autres récipients contenant de l'eau! Ne pas plonger l'appareil dans l'eau!

- Après avoir retiré l'appareil de l'emballage, assurez-vous que le produit soit complet et en parfait état. Vérifiez l'intégrité du matériel, son contenu et toute présence de dommages liés au transport. En cas de doute, contactez le service après-vente autorisé.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation corresponde à la notation indiquée sur la plaque signalétique d'identification de l'équipement. La plaque signalétique est située sur l'alimentation électrique de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou aux agents atmosphériques (pluie, soleil).
- Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage ou l'entretien.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été conçu comme un appareil d'éclairage à lumière pulsée pour un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse.
- Cet appareil ne convient pas pour l'utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées, humides ou les pieds nus.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher de la prise de courant.
- En cas de panne de l'appareil ou de dysfonctionnement, éteignez-le et ne le manipulez pas. Pour les réparations, veuillez contacter le centre de support technique D Light
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service technique agréé afin d'éviter tout risque.
- L'appareil ne peut être utilisé que sur les poils humains. Ne l'utilisez pas sur les animaux.
- Ne pas obstruer les trous de ventilation.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est fissuré ou cassé.
- N'utilisez pas l'appareil si la lumière est endommagée ou si le traitement de surface est fissuré, ébréché ou manquant.
- Ne regardez jamais directement la lumière provenant de la zone de traitement.
- Ne placez jamais la surface de traitement en essayant d'émettre une impulsion lumineuse à partir d'un espace ouvert.
- En cas d'effets secondaires ou de complications, il est conseillé de contacter votre médecin ou votre dermatologue.
- Des lunettes de protection sont fortement recommandées lors de l'utilisation de l'appareil.

CONTRE-INDICATIONS



Informations importantes de sécurité À lire avant d'utiliser

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par n'importe qui. Lisez et prenez en compte les informations incluses dans le paragraphe suivant avant l'utilisation. Pour plus d'informations et de conseils personnels, vous pouvez visiter le site www.dlight-ipl.com

Si vous ne savez pas si l'appareil est sûr d'emploi pour vous, demandez à votre médecin ou à votre dermatologue

NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF SI UNE DES CONDITIONS SUIVANTES SONT PRÉSENTES AU MOMENT DU TRAITEMENT:

- Enceinte ou en période d'allaitement
- Si vous avez été sujet à une forte exposition au soleil ou à une machine à bronzage artificiel au cours des 28 derniers jours.
- Si vous avez un tatouage ou un maquillage permanent sur la zone à traiter.
- Si vous avez des tâches brunes ou noires, telles que des tâches pigmentaires, des marques de naissance ou des verrues sur la zone à traiter.
- Si vous souffrez d'eczéma, de psoriasis, de lésions, de plaies ouvertes ou d'infections actives, comme un bouton de fièvre sur la zone à traiter. Attendez que la zone touchée soit soignée avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez des antécédents de formation de cicatrices chéloïdiennes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible à la lumière, y compris les agents anti-inflammatoires (comme l'aspirine, l'ibuprofène, le paracétamol, l'acétaminophène), les tétracyclines, les phénothiazines, les thiazides, les diurétiques, les sulfonamides, la dacarbazine, le fluorouracile, la vinblastine, la griséofulvine, les acides alpha-hydroxylés (AHA), l'acide bêta-hydroxylique (BHA), Retin-A®, Accutane® et / ou rétinoïdes topiques.
- Si vous avez des affections anormales de la peau, comme le vitiligo ou l'albinisme.
- Si vous avez des varices sur la zone de traitement.
- Si vous êtes actuellement ou avez été récemment traité avec des acides alpha-hydroxyliques (AHA), des acides bêta-hydroxyliques (BHA), de la rétine-A, des rétinoïdes topiques ou de l'acide azélaïqueH.

- Si vous avez été traité avec Accutane ® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois...
- Si vous avez pris des stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Si vous avez des antécédents de crises récidivantes d'herpès sous traitement sauf si vous avez consulté votre médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous souffrez d'épilepsie.
- Si vous avez un implant actif, comme un stimulateur cardiaque, un dispositif d'incontinence, une pompe à insuline, etc.
- Si vous avez une maladie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des zones potentiellement malignes de la peau.
- Si vous avez reçu une radiothérapie ou des traitements de chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Si vous avez une autre condition qui, selon votre médecin, rendrait le traitement dangereux pour vous. En cas de doute, consultez votre médecin.

TEINT DE PEAU

L'appareil élimine les poils indésirables en traitant sélectivement le pigment capillaire. Des quantités variées de pigment (mélanine) sont également présentes dans les tissus environnants. La quantité de pigment dans la peau d'une personne, qui se manifeste par leur teint, détermine le degré de risque à laquelle elle est exposée à l'utilisation de toute méthode d'épilation à base de lumière.



Avant d'utiliser l'appareil, comparez votre teint avec le tableau de teint de peau indiqué sur l'emballage du produit.



N'utilisez pas l'appareil sur un teint naturellement noir!

Traiter la peau foncée avec l'appareil peut causer des coups de soleil, des cloques et des changements de couleur de la peau (hyper ou hypo-pigmentation).

PEAU BRONZÉE

La peau bronzée, en particulier après exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Cela s'applique à tous les types de peaux et à toutes les carnations, y compris ceux et celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque plus élevé lors de l'utilisation de toute méthode de traitement à base de lumière.

Évitez l'exposition au soleil et / ou UV pendant 4 semaines avant d'utiliser l'appareil!

PRÉCAUTION POUR LES YEUX



N'utilisez jamais l'appareil autour ou près des yeux! L'appareil peut être utilisé pour le traitement de la zone du visage. Une précaution supplémentaire devrait être prise pendant le traitement pour d'éviter la zone des yeux.

TÉTONS, PARTIES GÉNITALES ET LÈVRES



N'utilisez pas l'appareil sur les tétons ou les parties génitales (hommes ou femmes) et sur les lèvres.

AUTRES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

NIVEAU D'ÉNERGIE

Choisissez vos niveaux d'énergie **PRUDEMMENT!** Le niveau d'énergie fait référence à l'impulsion lumineuse qui est projetée sur la peau pendant l'utilisation, du niveau inférieur au plus élevé. Les encoches sur l'affichage d'état (1) indiquent le niveau d'énergie auquel la machine est réglée. À mesure que le niveau d'énergie augmente, il améliore les résultats ainsi que le risque d'effets secondaires (voir E2 possibles, ci-dessous).



Commencez toujours le traitement en utilisant le niveau d'énergie le plus bas!

Seulement si vous rencontrez peu ou pas d'inconfort pendant et après l'utilisation du dispositif dont l'énergie et à la puissance la plus basse, vous pouvez augmenter le niveau d'énergie, et ainsi de suite pour chaque session ultérieure. Pour des instructions plus détaillées sur le réglage du niveau d'énergie, allez voir "Niveau énergétique".

- Rasez toujours la zone à traiter et veillez à ce que la peau soit propre et sèche avant d'utiliser l'appareil.
- Couvrez tatouages, lèvres et tétons avant d'appliquer l'appareil.
- Couvrez toutes tâches brunes ou noires telles que les tâches de rousseur, marques de naissances, grains de beauté ou verrues avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais des liquides inflammables tels que l'alcool (cela inclut parfums, désinfectants et autres produits contenant de l'alcool), ou de l'acetone pour nettoyer la peau avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil sur aucune partie du corps où vous pourriez vouloir des poils plus tard.

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de commencer le traitement, il est recommandé que vous effectuez un test épicutané afin d'identifier le plus haut niveau de tolérance de votre peau à la lumière pulsée. Pour obtenir des instructions pour savoir comment effectuer un test épicutané, consultez la section 'Inspection avant usage'.

PENDANT LE TRAITEMENT




Il est recommandé de ne pas faire rayonner plus de 1, maximum 2 flash par session sur chaque zone à traiter.

- Si des cloques se forment sur la peau, ou si la peau brûle, ARRÊTEZ D'UTILISER IMMÉDIATEMENT L'APPAREIL.
- Assurez-vous toujours que la surface de traitement pointe vers la peau et soit complètement en contact avec elle.
- Enlevez la surface de traitement (11) de la peau si celle-ci devient beaucoup trop chaude.

INSTALLATION

1) Assemblage des lumières



Faites attention à la direction d'insertion. Il existe 3 charnières à pivots en plastique (A C D) trouvées derrière la lumière et une carte électronique (B). Pendant l'installation de la lumière, veillez à faire correspondre ces éléments avec leurs boîtiers correspondants sur les points de fixation de la machine. L'installation et le retrait de la lumière ne nécessitent pas d'équipement et se font à la main lorsque la machine est éteinte et débranchée de la prise de courant, notez que les lumières sont démontées en tirant vers l'extérieur d'un côté, comme indiqué sur le dessin sur le côté, ne retirez pas la lumière en tirant horizontalement car cela risquerait d'endommager le plastique.



2) Insérez le connecteur d'alimentation (6) dans la prise de courant (3)



TYPES DE TRAITEMENT



Selon le type de lumière montée, l'appareil sélectionne automatiquement le mode fonctionnel approprié.

- **HR** pour le Mode d'Épilation (**H**air **R**emoval)
- **SC** pour le Mode de Photo-Rajeunissement (**S**kin **C**are, *Soin de la Peau*)
- **RA** pour le Mode de l'Acné (**R**emove **A**cne, *Élimination d'Acné*)

1) MODE HR - ÉPILATION

En insérant la lumière HR (couleur jaune du filtre optique), D Light 360 active automatiquement le mode d'épilation et affiche HR sur l'affichage d'état. En mode HR, vous pouvez choisir entre 5 niveaux de puissance et utiliser un flash simple ou coulissant. La longueur d'onde de cette lumière est comprise entre 510nm ~ 1200nm et touche plus précisément les follicules capillaires.

2) MODE SC - PHOTORAJEUNISSEMENT (SR)

En insérant la lumière SR (couleur orange du filtre optique), D light 360 active automatiquement le mode photorajeunissement et affiche SC sur l'affichage d'état. En mode SR, vous pouvez choisir entre 5 niveaux de puissance et utiliser un flash simple ou coulissant. La longueur d'onde de cette lumière est de 560nm et traite plus précisément les imperfections telles que la décoloration de la peau, les petites rides légères, la rosacée, la couleur grisâtre / terne et stimule la production de nouveau collagène qui ressourcement la peau, améliore la texture et la tonicité globale.

3) MODE RA - ACNE (AC)

En insérant la lumière AC (couleur rouge du filtre optique), D Light 360 est automatiquement activé en mode acné et affiche RA sur l'affichage d'état. En mode AC, vous pouvez choisir entre 5 niveaux de puissance et fonctionner avec un flash simple ou coulissant. La longueur d'onde de cette lumière est de 430 nm, détruit spécifiquement les bactéries qui causent l'acné, et la chaleur sèche de la lumière pulsée accélère la cicatrisation.

COMMENT PRÉPARER LES TRAITEMENTS

Avant de commencer les traitements, préparer la zone de traitement en nettoyant soigneusement la peau et enlevez le maquillage. Les poils doivent être rasés avec un rasoir ou une tondeuse. Il est préférable d'utiliser une tondeuse car vous obtenez immédiatement une longueur optimale de 1mm et maximisez l'absorption de la lumière pulsée (dans le traitement par épilation), en utilisant la tondeuse, cela évitera toute irritation de la peau.

Étant donné que la lumière pulsée est absorbée par les couleurs sombres, il est nécessaire de protéger les petites marques de naissances foncées et les tatouages, couvrez-les d'un crayon blanc pour les yeux ou un produit spécifique comme le D Light Patch Pro.



Ne laissez pas passer la lumière pulsée sur des zones grandes ou irrégulières! En cas de doute, demandez à votre dermatologue avant d'entreprendre des traitements!



N'utilisez pas l'appareil sur un teint naturellement foncé ou sur une peau bronzée!



Ne pas utiliser la lumière pulsée sur les varices et tous types de lésions cutanées

SÉLECTIONNER LE NIVEAU D'ÉNERGIE

Il est toujours conseillé de commencer au niveau d'énergie le plus bas et d'augmenter graduellement pour trouver la bonne intensité selon votre propre tolérance. Le niveau d'énergie est sélectionné en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'allumage (9) après la mise en marche de la machine.

Au fur et à mesure que le niveau énergétique augmente, les résultats ainsi que le risque d'effets secondaires aussi.



Si des cloques se forment sur votre peau, ou si votre peau brûle, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

TRAITEMENT DE L'ÉPILATION



Le traitement d'épilation D Light 360 convient à toutes les parties du corps qui ont des poils, sauf le cuir chevelu, la barbe chez les hommes, les sourcils, les zones génitales et périanales. Toutes marques de naissance ou tatouages sur la zone à traiter doivent être recouvertes avant de commencer le traitement. Pour les protéger, vous pouvez utiliser un crayon de maquillage blanc opaque ou un produit spécifique comme le D Light Patch Pro. Avant de commencer le traitement, il est conseillé de porter des lunettes de sécurité laser certifiées ou des lunettes de sécurité à lumière pulsée. En alternative, vous pouvez fermer les yeux lorsque le flash est émis. Définissez la zone à traiter (cela peut également aider de dessiner une grille avec un crayon de maquillage blanc) et sélectionnez le niveau d'énergie approprié pour le type de peau lorsque vous êtes prêt.

Il est toujours conseillé de commencer au niveau d'énergie le plus bas et en fonction de votre tolérance, si vous ne rencontrez pas d'inconfort, vous pouvez augmenter la puissance, le traitement est plus efficace au plus haut niveau d'énergie, mais le flash prend plus de temps à charger. Vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement: flash unique ou défilement. À l'aide du mode flash unique, un flash est émis à chaque fois que le bouton Flash (2) est enfoncé. Le mode de défilement est activé en maintenant enfoncée la touche Flash (2) pendant 3 secondes, puis vous pouvez la relâcher et l'appareil émettra le flash à plusieurs reprises, à chaque fois que la fenêtre Flash entrera en contact avec la peau. Pour désactiver le mode de défilement, appuyez simplement une fois sur le bouton Flash (2) et l'appareil repart pour fonctionner en mode flash unique.

Lorsque la fenêtre Flash est correctement en contact avec la peau et que la machine est prête pour le flash, l'affichage commence à clignoter. Il est recommandé de rayonner une, maximum 2 fois sur chaque zone traitée, puis continuez et passez à la zone suivante.

CYCLE DE TRAITEMENT D'ÉPILATION

Pour les 3 premiers mois, il est conseillé de procéder à 1 traitement par semaine ou toutes les 2 semaines si vous faites également des traitements photorajeunissants ou d'acné sur la même zone. Il est important d'espacer au moins une semaine entre les autres traitements en alternant Epilation et les autres. La peau devrait être sans poil après avoir terminé le 1er cycle de 3 mois, il n'y aura donc que des séances de maintenance lorsque les poils commenceront à réapparaître (généralement, une session tous les 2 ou 3 mois, cela dépend du rythme de croissance de chacun).

TRAITEMENT DE LA PHOTO RAJEUNISSEMENT



Les zones typiques du traitement de photorajeunissement avec D Light 360 sont le visage, le décolleté et le dos des mains. Avec le traitement photorajeunissement (SR), il est possible d'atténuer les premiers signes de vieillissement en stimulant la production de nouveau collagène, qui renouvelle, raffermie et redensifie la peau, il est également possible d'alléger les décolorations, la texture globale de la peau et d'éclaircir le teint en cas de ton grisâtre ou terne.

Toutes marques de naissance ou tatouages sur la zone à traiter doivent être couverts avant de commencer le traitement. Pour les protéger, vous pouvez utiliser un crayon de maquillage blanc opaque ou un produit spécifique comme le D Light Patch Pro. Avant de commencer le traitement, il est conseillé de porter des lunettes de sécurité laser certifiées ou des lunettes de sécurité à lumière pulsée. En alternative, vous pouvez fermer les yeux lorsque le flash est émis. Définissez la zone à traiter (cela peut également aider de dessiner une grille avec un crayon de maquillage blanc) et sélectionnez le niveau d'énergie approprié pour le type de peau lorsque vous êtes prêt.

Vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement: flash unique ou défilement. À l'aide du mode flash unique, un flash est émis à chaque fois que le bouton Flash (2) est enfoncé. Le mode de défilement est activé en maintenant enfoncée la touche Flash (2) pendant 3 secondes, puis vous pouvez la relâcher et l'appareil émettra le flash à plusieurs reprises, à chaque fois que la fenêtre Flash entrera en contact avec la peau. Pour désactiver le mode de défilement, appuyez simplement une fois sur le bouton Flash (2) et l'appareil repart pour fonctionner en mode flash unique.

Lorsque la fenêtre Flash est correctement en contact avec la peau et que la machine est prête pour le flash, l'affichage commence à clignoter. Il est recommandé de rayonner 1, maximum 2 fois sur chaque zone traitée, puis continuez et passez à la zone suivante.

CYCLE DE TRAITEMENT DE PHOTO RAJEUNISSEMENT

Il est conseillé d'avoir 1 traitement par semaine jusqu'à ce que les résultats soient atteints. Si vous faites des traitements pour l'épilation ou l'acné sur la même zone, il est important de l'espacer au moins d'une semaine entre le traitement de rajeunissement et autres traitements. Une fois que vous avez atteint les résultats souhaités, vous pouvez suspendre les traitements hebdomadaires et planifier les traitements d'entretien selon les besoins individuels.

TRAITEMENT DE L'ACNÉ



Le traitement de l'acné D Light 360 peut être utilisé sur toutes les zones du corps où des imperfections sont présentes, accordez une attention particulière et portez des lunettes de protection pendant le traitement des zones près des yeux. La lumière pour l'acné fonctionne sur une longueur d'onde spécifique afin de tuer les bactéries qui causent l'acné (Propionibacterium acnes), ainsi que la chaleur sèche à lumière pulsée accélèrent la cicatrisation et le rétrécissement des pores en empêchant les problèmes de ressurgir.

Il est conseillé d'éviter de faire un traitement sur les marques de naissance ou les tatouages, si ceux-ci sont présents sur la zone à traiter, vous pouvez utiliser un crayon de maquillage blanc opaque ou un produit spécifique comme le D Light Patch Pro pour les protéger. Avant de commencer le traitement, il est également conseillé de porter des lunettes de sécurité laser certifiées ou des lunettes de sécurité à lumière pulsée. En alternative, vous pouvez fermer les yeux lorsque le flash est émis. Lorsque vous êtes prêt, définissez une zone à traiter (cela peut également aider de dessiner une grille avec un crayon de maquillage blanc) et sélectionnez le niveau d'énergie approprié pour le type de peau.

Vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement: flash unique ou défilement. Pour utiliser le mode flash unique, un flash est émis à chaque pression sur le bouton Flash (2). En maintenant le bouton flash (2) enfoncé pendant 3 secondes, cela active le mode de défilement. Lorsque vous le relâcherez, l'appareil émettra un flash puis la fenêtre Flash entrera en contact avec la peau; Pour désactiver le mode de défilement, appuyez simplement une fois sur le bouton Flash (2) et l'appareil se remet pour fonctionner en mode flash unique.

Lorsque la fenêtre Flash est correctement en contact avec la peau et que la machine est prête pour le Flash, l'affichage commence à clignoter. Il est recommandé de rayonner une fois, maximum 2 fois chacune, puis continuez et passez à la zone suivante.

CYCLE DES TRAITEMENTS DE L'ACNÉ

Il est conseillé d'avoir 1 traitement par semaine jusqu'à ce que les résultats soient atteints. Si vous faites des traitements pour l'épilation ou de photorajeunissement, il est important de l'espacer au moins d'une semaine entre le traitement et les autres traitements en alternant celui de l'acné. Une fois que vous avez atteint les résultats souhaités, vous pouvez suspendre les traitements hebdomadaires et planifier les traitements d'entretien selon les besoins individuels.

APRÈS LE TRAITEMENT

Après le traitement, ne pas exposer la peau au soleil et / ou aux UV. Pendant les deux semaines qui suivent chaque session de traitement, en cas d'exposition au soleil, protégez la peau traitée avec une crème de SPF30 minimum.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Lorsque l'appareil est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associées à son utilisation sont rares. Cependant, toute procédure cosmétique, y compris celles destinées à l'usage domestique, implique un certain risque. Par conséquent, il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent survenir avec des systèmes d'épilation à lumière pulsée conçus pour une utilisation domestique.

CIRCONSTANCE NEGATIVE	PROBABILITÉ DE L'APPARITION	EFFET NEGATIF	PROBABILITÉ D'EFFET
Plusieurs impulsions accumulées l'une sur l'autre ou qui se chevauchent sur la même zone de peau.	Minimum	Inconfort cutané minime	Minimum
		Rougeur de la peau	Minimum
		Augmentation de la sensibilité cutanée	Minimum
		Blessures et brûlures	Rare
		Cicatrices	Rare
		Trouble pigmentaire	Rare
		Gonflement excessif et rougeur	Rare
		Infection	Negligeable
		Bleus	Negligeable

Inconfort minime cutané

Malgré le fait que les traitements de lumière pulsée domestique soient généralement très bien tolérés, la plupart des utilisateurs ressentent un dérangement pendant l'utilisation, généralement décrit comme une légère sensation de chaleur ou un pincement au niveau des zones de peau traitées. Cette sensation peut être une alerte pendant l'application ou quelques minutes après l'application. Toute sensation au-delà de cette inconvenience minimale n'est pas normale et cela signifie que vous devez interrompre l'utilisation car votre peau n'est pas capable de tolérer un traitement d'épilation ou le niveau d'énergie est trop élevé.

Rougeur de la peau

La peau peut rougir immédiatement après l'utilisation de l'appareil ou pendant les 24 heures suivantes. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si la rougeur ne disparaît pas dans les 2 ou 3 jours.

Sensibilité accrue de la peau

La peau de la zone traitée devient plus sensible et peut être sèche ou peler.

Blessures et brûlures cutanées

Des brûlures ou des blessures peuvent survenir après l'application. Elles peuvent prendre quelques semaines pour guérir, et, dans de très rares cas, peuvent laisser une cicatrice permanente et visible.

Cicatrices

Malgré que cela soit très rare, des cicatrices permanentes peuvent être formées. Généralement, lorsque des cicatrices sont formées, elles ont une lésion plate et une peau blanche (hypertrophique). Cependant, la cicatrice peut être très grande et rouge (hypertrophique) ou grande et s'étendre au-delà des marges de la plaie elle-même (chéloïde). Des traitements esthétiques ultérieurs peuvent être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice.

Changements de pigmentation

Dans certains cas, il existe un risque de pigmentation temporaire (plus grand pigment ou une décoloration brune) ou une pigmentation de l'IPO (blanchiment) de la peau environnante. Le risque de changement de pigmentation de la peau est plus élevé chez les personnes ayant un teint noir.

Rougeur et gonflement excessif

Dans certains cas, la peau peut devenir très rouge et gonflée. Ceci est plus fréquent dans les zones sensibles du corps. La rougeur et l'œdème devraient diminuer entre 2 et 7 jours plus tard, ils doivent être guéris avec des applications fréquentes de glaçons. Vous pouvez essayer délicatement la zone, mais évitez de l'exposer au soleil.

Infection

L'infection de la peau est très rare, mais c'est un risque possible dû à la possibilité de s'ébouillanter ou aux blessures causées par l'appareil.

Bleus

Cela est rare mais l'utilisation de l'appareil peut provoquer des bleus bleu-violet pouvant durer de 5 à 10 jours.

REMARQUE:

- Traiter la même partie du corps plus souvent que recommandé ne permet pas d'améliorer les résultats. En raison de changements hormonaux et physiologiques ou d'autres types, les follicules capillaires, les latents peuvent devenir actifs. Des séances d'épilation ou un traitement d'entretien occasionnel peuvent donc être nécessaires.
- La réaction individuelle dépend du type de poils et des facteurs biologiques qui peuvent affecter le cycle de croissance des poils. Par rapport au programme d'épilation recommandé, certaines personnes peuvent réagir plus rapidement ou plus lentement.
- **L'appareil n'est pas efficace sur des poils très clairs, sur des poils naturellement blancs, gris, blond et roux (voir l'échelle de couleur sur l'emballage). Si les poils de votre corps sont d'une de ces couleurs, l'appareil ne sera pas efficace.**

CONTRÔLE AVANT UTILISATION

NIVEAU D'ÉNERGIE




L'appareil peut être réglé sur 5 niveaux d'énergie, de 1 (le plus bas) à 5 (le plus élevé), représentés par les 5 triangles disposés comme un ventilateur sur l'affichage d'état (1). L'énergie augmente et diminue à plusieurs reprises en appuyant sur le bouton de niveau d'énergie. (9) L'augmentation de la puissance du traitement augmente l'efficacité de la CIA, mais aussi des effets secondaires possibles, il est conseillé d'effectuer un test épicutané pour identifier le niveau d'énergie convenable en fonction de la tolérance appropriée.

NOMBRE DE TÂCHES À USAGE UNIQUE

Le compteur lit le nombre de tâches disponibles pour la lumière insérée. Le comptage des tâches est stocké dans une puce interne de la lumière, puis en démontant et remontant la lumière, le compte n'est jamais perdu, mais repart au point où il était resté. Chaque lumière a son propre compteur, lorsque la lumière est 0, elle doit être remplacée.

MESSAGE D'ERREUR

Lorsque le compteur affiche le message "erreur" au lieu du nombre de tentatives disponibles, cela signifie que la machine ne peut pas détecter la lumière insérée. Le problème peut se produire si la lumière n'est pas correctement insérée ou si elle est extraite pendant la mise en marche de la machine. Si la lumière a été insérée correctement et que le message persiste, cela signifie qu'il est défectueux



COMMENT EFFECTUER UN TEST ÉPICUTANÉ

Parce que le teint de la peau varie d’une zone à l’autre, vous devez effectuer un test épicutané pour chaque zone du corps à traiter. Vérifiez d’abord votre carnation en comparant le tableau des couleurs de la peau sur le manuel d’instructions et l’emballage.

- Identifiez une petite zone à traiter.
- Raser la zone à traiter.
- Après avoir réglé au niveau le plus bas, appliquez la pièce à main sur la zone et émettez la première impulsion. Si vous ne ressentez aucune gêne, augmentez l’énergie au niveau suivant, déplacez la pièce à main vers la partie adjacente de la peau et émettez un nouveau flash.

Augmenter le niveau d’énergie sur chaque partie suivante de la peau jusqu’à atteindre le niveau le plus élevé (mais cela doit rester supportable selon le type de peau). Pendant le traitement, il est possible (et normal) de ressentir une sensation de chaleur sur la peau. S’il y a un sentiment d’inconfort, cela signifie que le niveau d’énergie le plus élevé est trop à endurer pour la peau que le précédent.

- Après 24 heures, vérifiez la zone: la persistance de la rougeur indique que la peau a toléré le niveau d’énergie le plus élevé à celle de la précédente. Bien qu’il soit extrêmement rare, si l’hypersensibilité persiste pendant plus de 24 heures, il est conseillé de consulter un médecin.

ATTENTION: l’énergie directement distribuée affecte le résultat, mais en raison du principe du traitement, vous ne devez pas dépasser le seuil maximal que votre peau puisse tolérer. Ce seuil est normalement élevé pour les peaux claires et faible pour les peaux foncées, car la présence de mélanine assombrit la peau, augmente la production de chaleur. Ne dépassez pas le seuil le plus élevé que votre peau puisse tolérer sans que cela vous incommode.

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Il est recommandé de nettoyer la fenêtre Flash après chaque session d’épilation:

- Éteignez l’appareil en maintenant le bouton d’allumage enfoncé (9) et débranchez la fiche d’alimentation (6)
- Essuyez doucement la fenêtre Flash de l’appareil (11) avec un chiffon propre et sec. Pour un nettoyage convenable de la zone de flash, il est fortement recommandé d’utiliser le détergent Kera Flux sur luce-pulsata.net
- Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, à l’écart de la chaleur et des sources d’eau.
- Lorsque la lumière est vidée, le compteur atteint zéro.

REMARQUE:

Si de grandes tâches apparaissent à l’intérieur de la surface de traitement (11) ou si celle-ci est fissurée ou cassée, n’utilisez pas l’appareil et contactez le centre de service D Light. Après avoir remplacé la lampe, réglez toujours le niveau d’énergie à un niveau inférieur à celui utilisé normalement. Lors de la prochaine session, augmentez le niveau d’énergie à nouveau uniquement s’il n’y a pas de gêne anormale pendant ou après le traitement.



Ne jamais plonger l'appareil ou l'un de ses accessoires dans l'eau!

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CONTRÔLE/SOLUTION
L'appareil ne démarre pas	Connectez-le à une meilleure prise de courant
	Contactez notre service client
Le capteur de contact ne détecte pas la peau	Remplacez la lampe
	Contactez notre service client
L'appareil n'émet pas de pulsations	Vérifiez si l'affichage ne clignote pas en contact avec la peau
	Remplacez la lampe
	Contactez notre service client
Les boutons de l'appareil ne sont pas sensibles à la pression	Contactez notre service client
L'état affiche le message "erreur"	Débranchez et réinsérez la lumière
	Remplacez la lampe
	Contactez notre service client

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de Lumière	HR - SR - AC
Longueur d’Ondes	HR 510nm~1200nm - SR 560nm - AC 430nm
Zone	4.5cm²
Densité d’énergie	4 ~ 6J/cm²
Nombre de pulsations	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Niveau d’énergie	1 ~ 5
Source de courant	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Puissance d’entrée nominale	36W
Poids net	300g
Taille de l’équipement	17 x 4 x 8 cm
Format de l’emballage	18 x 18 x 10 cm

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Température ambiante de fonctionnement: 10°C ~ 30°C
- Stockage à température ambiante: -10°C ~ 55°C
- Degré d’humidité de fonctionnement: jusqu’à 80% à 37°C
- Degré de stockage d’humidité: jusqu’à 90% à 55°C
- Pression d’opération atmosphérique: 700-1060 hPa
- Altitude d’exploitation maximale: jusqu’à 3900 mt.
- Ne pas exposer l’appareil directement au soleil ou à d’autres radiations



Si l’appareil a été stocké dans une pièce avec une température trop froide pendant plusieurs jours sans avoir été utilisé, il sera nécessaire de le ramener à une température de 15°C ou plus avant de l’utiliser.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette garantie est sans préjudice aux droits établis pour le consommateur par le code de consommation (décret législatif n°206/2005) et l'article 1519 bis et suivant le code civil. SMA S.R.L., ayant pour siège actuel sis. Via Bianche 336010 Carrè (vi) garantit à l'acheteur du produit (acheteur) que, dans des conditions normales d'utilisation, les appareils électroniques produits, assemblés et distribués par SMA S.R.L. la marque "D light" (produits) est exempte de défauts matériels et de fabrication et ont été construits conformément à la réglementation en vigueur. Les mêmes produits ont été soigneusement testés et soumis à des contrôles rigoureux de qualité. La présente est la seule garantie valable; Personne n'est autorisé à l'exclusion du SMA s.r.l., d'étendre ou modifier les termes de celle-ci, et encore moins de délivrer d'autres garanties écrites ou verbales. En cas de remplacement de produit ainsi que d'extension de la garantie, celle-ci est exclue si il y a un défaut de conformité.

PERIODE DE GARANTIE ET ZONE DE COUVERTURE
Les produits - destinés à être des produits neufs - sont garantis pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, ce qui est prouvé en présentant le certificat et le reçu fiscal; tandis que les achats par facture et URP.IVA sont garantis pour une période de 1 an à compter de la date d'achat conformément à la loi. N'acceptez pas des documents d'achat modifiés et / ou avec des rajouts. La non-présentation des documents valides et du justificatif d'achat dans les termes ci-dessus entraînera la garantie et la charge de tous les frais de réparation à l'acheteur. SMA S.R.L. ne répond pas à la perte du certificat de garantie et ne sera pas à même d'émettre des duplicatas. Après 2 ans à compter de la date d'achat, le produit ne sera plus couvert par la garantie et une assistance pourra être fournie par les centres d'assistance technique (D-Light) autorisés par la SMA S.R.L. L'acheteur sera facturé avec les tarifs en vigueur. Toute forme de garantie expire en tout cas après trois ans après la suppression du produit de la liste officielle de SMA S.R.L. Les réparations effectuées sous garantie ne donneront aucune extension ou renouvellement de celles-ci.

SERVICES DE GARANTIE
Tous les services couverts par cette garantie sont soumis à la défaillance réelle du produit conformément à cette garantie. Si le dommage et / ou la défaillance ne sont pas couverts par cette garantie et / ou l'exclusion de la garantie, l'acheteur sera en charge de tous les coûts liés à la vérification, à la main-d'œuvre, aux pièces de rechange et au transport du produit. La garantie peut être valable et n'aura d'effet que si le produit est présenté au Centre D Light autorisé par SMA S.R.L. ou le vendeur direct. Toutefois, le produit doit être réparé dans l'un des centres de lumière autorisés par le SMA S.R.L. En aucun cas, le vendeur ou l'acheteur du produit ne pourra, à l'exception des centres de lumières autorisés, réparer ou remplacer le produit par des tiers; En cas de violation de cette interdiction, le produit ne sera pas pris en compte par la garantie. Il incombera à l'acheteur de communiquer au Centre D Light ou au vendeur direct du produit, les défauts et les vices de celui-ci et la volonté d'utiliser la garantie. Les frais et les risques de transport vers et depuis les centres D Light précités seront facturés à l'acheteur. L'intervention des centres D Light autorisés, le retrait du produit, ses réparations et sa substitution éventuelle se produiront dans les délais compatibles avec le service à effectuer, à moins que les réparations et / ou les remplacements ne soient difficiles. Tout composant défectueux remplacé appartient à la SMA S.R.L.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Toutes les pièces qui sont défectueuses ou endommagées à cause du transport, de la négligence et de l'imprudence pendant l'utilisation, de l'installation incorrecte ou de la maintenance effectuées par l'acheteur ou par un personnel non autorisé ne sont couvertes par aucune garantie, de manière incorrecte ou non de celle pour laquelle le produit a été construit, c'est-à-dire en raison de circonstances qui, néanmoins, peuvent être attribuées aux défauts de fabrication du produit. En tout état de cause, les pièces en verre et les accessoires sont exclus de la garantie. Ne prouvez pas qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. Les interventions techniques inhérentes à l'installation et / ou au vérification de l'équipement sont également exclues du produit, en plus des pièces soumises à une usure normale.

Dans tous les cas, la garantie ne couvre pas les produits avec:

- Le numéro de série est illisible, supprimé, modifié ou enlevé;
- Défauts dus à une utilisation qui ne respecte pas les instructions détaillées, indiquées dans le mode d'emploi;
- Défaillances dues à des défauts ou aux fluctuations du courant électrique et / ou du système électrique, de la climatisation, de l'humidité ou d'autres conditions environnementales;
- Défaillances dues à des dommages causés par l'utilisation d'accessoires, de produits ou de composants connexes qui ne font pas partie du produit couvert par la garantie;
- Dommages et dysfonctionnements résultant de l'utilisation.


La garantie ne couvre pas les accessoires tels que les cartons, les étuis, etc.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
L'indemnisation pour dommages directs ou indirects de toute nature à des personnes ou des choses en raison d'une utilisation abusive ou d'une suspension de l'utilisation du produit n'est pas applicable. En particulier, SMA s.r.l. décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant survenir, directement ou indirectement, à des personnes, des animaux domestiques ou des choses, en raison du non-respect de toutes les conditions requises dans le manuel d'utilisation du produit et concernant notamment les avertissements par rapport à l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit.

INFORMATIF EX ART. 13 URD.LGS. 196/03
Les données personnelles communiquées par l'acheteur dans le coupon du certificat de garantie délivré par le marchand ou dans le formulaire soumis au centre de service autorisé du représentant autorisé seront traitées par SMA S.R.L. avec une aide informatique et des outils manuels dont le seul but est de faire en sorte que l'acheteur utilise cette garantie et afin de faciliter l'intervention du Centre D Light autorisé par SMA SRL, ainsi qu'à des fins de gestion liées à l'exercice des activités économiques de SMA SRL. Et à des fins statistiques, des informations marketing et commerciales relatives à l'activité menée par SMA S.R.L. Ces données peuvent être communiquées à un autre groupe d'entreprises de SMA S.R.L. pour des raisons liées à l'organisation du service de garantie, de l'assistance et de la maintenance. Pour l'exercice possible des droits prévus à l'art. 7 du décret législatif 196/2003, l'acheteur peut contacter SMA S.R.L.-Via Bianche 3, Carrè 36010 (vi) - le titulaire du traitement des données. En tout cas, l'acheteur peut immédiatement s'opposer au traitement de ses données personnelles pour des informations marketing et commerciales, en écrivant à Support@dlight-ipl.com

GUIDA ILLUSTRATIVA

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Display di stato | 9. Pulsante di accensione |
| 2. Pulsante flash | 9. Pulsante potenza + |
| 3. Presa alimentazione | 9. Pulsante potenza - |
| 4. Presa d'aria posteriore | 10. Sensore di contatto |
| 5. Presa d'aria ventola | 11. Finestra flash |
| 6. Connettore alimentazione | 12. Lampada HR |
| 7. Cavo alimentazione 180cm | 13. Lampada SR (opzionale) |
| 8. Alimentatore 110~220v | 14. Lampada AC (opzionale) |



MANUALE D'USO D LIGHT 360

Gentile cliente D Light, La ringraziamo per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di

istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

Avvertenze sulla sicurezza	Pag. 2-3
Controindicazioni all'uso del prodotto	Pag. 4-5-6
Altre precauzioni per un uso sicuro	Pag. 6-7
Installazione	Pag. 8
Modalità di funzionamento	Pag. 9
Come prepararsi ai trattamenti	Pag. 10
Procedura trattamento epilazione	Pag. 11
Procedura trattamento fotoringiovanimento	Pag. 12
Procedura trattamento acne	Pag. 13
Possibili effetti collaterali	Pag. 14-15
Approfondimenti e note	Pag. 16
Il patch test e manutenzione	Pag. 17
Problemi e soluzioni	Pag. 18
Specifiche tecniche e ambientali	Pag. 19

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone di età inferiore a 16 anni; può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30 mA (ideale 10 mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'alimentatore dell'apparecchio.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come apparecchio a luce pulsata per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato D Light.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato D Light, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è da utilizzarsi solo per peli umani. Non utilizzarlo per animali.
- NON ostruire i fori di ventilazione
- Non usare l'apparecchio se il rivestimento esterno dell'apparecchio è incrinato o rotto.
- Non usare l'apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.
- Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento.
- Non puntare mai la superficie di trattamento provando emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto.
- Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio è altamente consigliato l'uso di occhiali protettivi

CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO



Importanti Informazioni di Sicurezza Leggere Prima dell'Uso

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi visitare il sito www.dlight-ipl.com

Se non sei certo di poter utilizzare l'apparecchio, chiedi consiglio al tuo medico o dermatologo!

NON USARE L'APPARECCHIO SE UNA DELLE CONDIZIONI SEGUENTI È VALIDA AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO:

- In gravidanza o allattamento.
- Se sei stato esposto al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
- Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
- Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare l'apparecchio.
- Se hai una storia di formazione di cheloidi, se sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori nonsteroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se hai condizioni della pelle anormali, come vitiligine o albinismo.
- Se hai vene varicose nelle zone da trattare.
- Se sei in cura o sei stato curato recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se hai condizioni della pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche.

- Se sei stato curato con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare l'apparecchio.
- Se soffri di epilessia.
- Se sei portatore di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
- Se sei affetto da malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se sei stato sottoposto a sedute di radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te. In caso di dubbio, consultati con il tuo medico.

IL COLORE DELLA PELLE

L'apparecchio rimuove peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta nella tonalità della pelle, determina il grado di rischio cui è esposta la pelle stessa usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce pulsata.



Prima di utilizzare l'apparecchio confrontare la propria carnagione con la scala tonalità della pelle rappresentata sulla confezione del prodotto



NON USARE l'apparecchio su una carnagione naturalmente scura!

Trattare la pelle scura con l'apparecchio può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

PELLE ABBRONZATA

La pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità di melanina. Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi trattamento a luce pulsata.

Evitare l'esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 settimane prima del trattamento con l'apparecchio!

ATTENZIONE AGLI OCCHI



**Non usare mai l'apparecchio intorno o vicino agli occhi!
L'apparecchio può essere usato per il trattamento in una delimitata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve essere fatta particolare attenzione ad evitare gli occhi.**

CAPEZZOLI GENITALI E LABBRA



Non usare l'apparecchio sui capezzoli o sugli organi genitali (maschili o femminili) e le labbra.

ALTRE PRECAUZIONI PER UN USO SICURO IL LIVELLO DI ENERGIA

Scegliere **ATTENTAMENTE** il livello di energia da utilizzare! Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla pelle durante l'uso, dal livello più basso al livello più alto. Le tacche sul display di stato (1) indicano il livello di energia impostato. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi paragrafo "Possibili effetti collaterali").



Iniziare sempre il trattamento usando il valore del livello di energia più basso!

Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l'uso con l'energia impostata al valore più basso, è possibile aumentare l'impostazione dell'energia di un livello, e così via per ogni successiva seduta. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedere "Livello di Energia" nel paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

- Radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare l'apparecchio.
- Coprire tatuaggi, labbra e capezzoli prima dell'applicazione dell'apparecchio.
- Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima di usare l'apparecchio.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool, prodotti che contengono alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, ecc), o acetone per pulire la pelle prima di usare l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio su nessuna parte del corpo nella quale si potrebbe volere avere peli successivamente.

IL PATCH TEST

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per identificare il livello massimo di tollerabilità della propria pelle all'impulso luminoso. Per le indicazioni su come eseguire il patch test, vedi il paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

DURANTE IL TRATTAMENTO




Si raccomanda di non sparare più di 1, max 2 flash per seduta su ogni area da trattare

- Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARE l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la superficie di trattamento punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovere la superficie di trattamento (11) dalla pelle se la pelle o la superficie di trattamento diventano eccessivamente calde.

INSTALLAZIONE

1) Montaggio delle lampade



Prestare attenzione al verso di inserimento della lampada. Dietro alla lampada si trovano 3 perni di plastica (A C D) ed una scheda elettronica (B), durante l'installazione della lampada, si dovrà prestare attenzione a far combaciare questi elementi, con i loro corrispettivi alloggiamenti sull'attacco della macchina. L'installazione e la rimozione della lampada non necessita di nessuna attrezzatura e viene fatta a mano con la macchina spenta e SCOLLEGATA dalla presa elettrica. **N.B. Le lampade si smontano tirando verso l'esterno da un lato come indicato nel disegno qui a fianco, NON estraete la lampada tirando orizzontalmente perchè sarebbe più faticoso e rischiereste di danneggiare i ganci di plastica.**



2) Inserire il connettore di alimentazione (6) nella presa di alimentazione (3)



TIPI DI TRATTAMENTO



In base al tipo di lampada montato, l'apparecchio seleziona automaticamente la modalità giusta di funzionamento.

- **HR** per la modalità epilazione (**H**air **R**emoval)
- **SC** per la modalità fotoringiovanimento (**S**kin **C**are)
- **RA** per la modalità acne (**R**emove **A**cne)

1) MODALITÀ HR - EPILAZIONE

Inserendo la lampada HR (colore filtro ottico giallo), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità epilazione e sul display compare la scritta HR. In modalità HR è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è compresa tra 510nm ~ 1200nm ed è specifica per colpire i bulbi piliferi.

2) MODALITÀ SC - FOTORINGIOVANIMENTO (SR)

Inserendo la lampada SR (colore filtro ottico arancione), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità fotoringiovanimento e sul display compare la scritta SC. In modalità SR è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è di 560nm ed è specifica per trattare inestetismi come macchie d'età color caffelatte, piccole rughe sottili, colorito grigiastro/spento e per stimolare la produzione di nuovo collagene che rimpolpa la pelle migliorandone texture e tono generale.

3) MODALITÀ RA - ACNE (AC)

Inserendo la lampada AC (colore filtro ottico rosso), D Light 360 si attiva automaticamente in modalità acne e sul display compare la scritta RA. In modalità AC è possibile scegliere tra 5 livelli di potenza e se operare a flash singolo oppure a scorrimento. La lunghezza d'onda di questa lampada è di 430nm una lunghezza d'onda specifica che uccide il batterio che causa l'acne, inoltre il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione.

COME PREPARARSI AI TRATTAMENTI

Prima di iniziare i trattamenti, la pelle deve essere pulita e senza trucco, i peli devono essere rasati a zero con una lametta oppure con una tosatrice per capelli, è preferibile utilizzare la tosatrice in quanto permette di ottenere immediatamente la lunghezza ottimale di 1 mm che massimizza l'assorbimento della luce pulsata (nel trattamento epilazione), inoltre utilizzando la tosatrice si eviteranno eventuali irritazioni cutanee che possono essere causate dalla lametta.

Dato che la luce pulsata viene assorbita dai colori scuri, è necessario proteggere i piccoli nei, le voglie scure della pelle e i tatuaggi, coprendoli con una matita da trucco bianca per occhi, oppure con un prodotto specifico come D Light Patch Pro



NON passare la luce pulsata sui grandi nei o dalla forma irregolare!
In presenza di nei sospetti, prima di iniziare i trattamenti chiedi consiglio al tuo dermatologo.



NON USARE l'apparecchio su una carnagione naturalmente scura o sulla pelle abbronzata!



NON passare la luce pulsata sulle vene varicose e sulle zone che presentano qualsiasi tipo di lesione cutanea

SELEZIONA LA POTENZA DEL TRATTAMENTO

E' sempre consigliabile partire dal livello di potenza più basso e salire gradualmente fino a trovare l'intensità giusta in base alla propria tolleranza. Il livello di potenza si seleziona premendo ripetutamente il pulsante di accensione (9) dopo che la macchina è stata avviata.

Aumentando la potenza, aumenta l'efficacia, ma anche il rischio di effetti collaterali.



Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTERE IMMEDIATAMENTE di usare l'apparecchio.

IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE



Il trattamento di epilazione con D Light 360 è adatto a tutte le zone del corpo che presentano peli tranne il cuoio capelluto, la barba maschile, le sopracciglia, i genitali e la zona perianale. Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima di iniziare il trattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto coprente oppure un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare (potete anche aiutarvi disegnando una griglia con una matita da trucco bianca) e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

La prima volta è sempre consigliabile partire dal livello di potenza più basso e salire gradualmente in base alla propria tolleranza, se non si avvertono fastidi, sarà possibile usare la macchina anche massima potenza, *a massima potenza il trattamento è più efficace, ma il flash per caricarsi richiede più tempo*. È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI EPILAZIONE

Per i primi 3 mesi si consiglia di procedere con 1 trattamento alla settimana oppure ogni 2 settimane se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di fotoringiovanimento o acne, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando l'epilazione agli altri trattamenti. Finito il primo ciclo di 3 mesi la pelle dovrebbe essere glabra, saranno quindi necessarie solo sedute di mantenimento quando i peli inizieranno a ripresentarsi (generalmente una seduta ogni 2 o 3 mesi, dipende dai ritmi di ricrescita individuali).

IL TRATTAMENTO DI FOTORINGIOVANIMENTO



Le tipiche aree di trattamento fotoringiovanimento con D Light 360 sono il viso, il décolleté e il dorso delle mani. Con il trattamento fotoringiovanimento (SR) sarà possibile attenuare i primi segni dell'età stimolando la produzione di nuovo collagene, che rinnova, rassoda e rimpolpa la pelle, sarà inoltre possibile migliorare la texture generale della pelle e ravvivarne il colorito nel caso in cui questa presenti un tono grigiastro o slavato.

Eventuali nei, voglie o tatuaggi presenti nella zona da trattare, devono essere coperti prima di iniziare il trattamento, per proteggerli è possibile usare una matita da trucco bianca molto coprente oppure un prodotto specifico come D light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI FOTORINGIOVANIMENTO

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o acne, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il fotoringiovanimento agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.

IL TRATTAMENTO ACNE



Il trattamento Rimozione Acne D light 360 può essere usato in tutte le aree del corpo dove si presenta l'inetetismo prestando particolare attenzione ed indossando occhiali protettivi quando si trattano le zone vicino agli occhi. La lampada acne lavora su di una lunghezza d'onda specifica per uccidere il batterio che causa l'acne (Propionibacterium acnes), inoltre il calore della luce pulsata secca il foruncolo accelerandone la guarigione e restringe i pori prevenendo il nuovo insorgere del problema.

Si consiglia di evitare il trattamento su voglie o tatuaggi, se l'area da trattare presenta nei, questi devono essere prima coperti con una matita da trucco bianca molto coprente o con un prodotto specifico come D Light Patch Pro. Prima di iniziare il trattamento si consiglia di indossare occhiali protettivi certificati laser e luce pulsata, in alternativa è possibile chiudere gli occhi quando viene emesso il flash. Quando siete pronti, delimitate un'area da trattare e scegliete il livello di potenza più adatto al proprio fototipo.

É possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: flash singolo oppure a scorrimento. Utilizzando la modalità flash singolo, viene emesso un flash ad ogni pressione del pulsante flash (2). La modalità scorrimento invece si attiva tenendo premuto per 3 secondi il pulsante flash (2) dopodiché sarà possibile rilasciarlo e l'apparecchio emetterà flash a ripetizione ogni volta che la finestra flash entrerà in contatto con la pelle; per disattivare la modalità scorrimento basta premere una volta il pulsante flash (2) e l'apparecchio riprende a funzionare in modalità flash singolo.

Quando la finestra flash si trova a corretto contatto con la pelle e la macchina è pronta per il flash, il display inizia a lampeggiare. Si consiglia di irradiare 1, massimo 2 volte ogni area da trattare per poi passare all'area successiva.

CICLO DI TRATTAMENTI ACNE

Si consiglia di effettuare 1 trattamento alla settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati, se sulla stessa area si stanno facendo anche trattamenti di epilazione o fotoringiovanimento, è importante far trascorrere almeno una settimana tra un trattamento e l'altro alternando il trattamento Acne agli altri trattamenti. Una volta raggiunti i risultati desiderati si possono sospendere i trattamenti settimanali e programmare trattamenti di mantenimento in base alle necessità individuali.

DOPO IL TRATTAMENTO

Dopo il trattamento non esporre la pelle al sole e/o a lampade abbronzanti. Per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento, in caso di esposizione al sole proteggere la pelle trattata con una crema con filtro solare minimo SPF30

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso dell'apparecchio sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

EVENTO NEGATIVO	PROBABILITA' DELL'EVENTO	EFFETTO NEGATIVO	PROBABILITA' DELL'EFFETTO
Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sulla stessa porzione di pelle.	Minimo	Fastidio minimo alla Pelle	Minimo
		Rossore della Pelle	Minimo
		Maggiore sensibilità della pelle	Minimo
		Ferite e scottature	Raro
		Cicatrici	Raro
		Cambiamenti di pigmentazione	Raro
		Rossore e gonfiore eccessivo	Raro
		Infezione	Trascurabile
		Lividi	Trascurabile

Fastidio Minimo alla Pelle

Nonostante i trattamenti a luce pulsata domestici siano generalmente tollerati molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone di pelle trattate. Questa sensazione si può avvertire durante l'applicazione o per alcuni minuti dopo l'applicazione. Qualsiasi sensazione al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che è necessario interrompere l'utilizzo perché la propria pelle non è in grado di tollerare il trattamento di epilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.

Rossore della Pelle

La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l'uso dell'apparecchio o nell'arco delle 24 ore successive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

Maggiore Sensibilità della Pelle

La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi o si squami.

Ferite e Scottature della Pelle

Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l'applicazione. Scottature o ferite possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

Cicatrici

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica). Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

Cambiamenti di pigmentazione

In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante al pelo. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura.

Rossore e gonfiore eccessivo

In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni successivi e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente la zona, ma evitare di esporsi al sole.

Infezione

L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata dall'apparecchio.

Lividi

Molto raramente l'uso dell'apparecchio può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 10 giorni.

NOTE:

- Trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto a quanto consigliato, non migliorerà i risultati. A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere necessarie sedute di epilazione di mantenimento saltuarie.
- La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di epilazione consigliato, alcune persone potrebbero reagire più velocemente o più lentamente.
- L'apparecchio non è efficace su peli molto chiari. L'apparecchio non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondo chiaro e rossi (vedi scala colori sulla confezione). Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, l'apparecchio non sarà efficace.

APPROFONDIMENTI PRIMA DELL'UTILIZZO

LIVELLO DI ENERGIA

L'apparecchio può essere impostato su 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati dai 5 triangoli disposti a ventaglio sul display (1).

La potenza si aumenta e si diminuisce premendo ripetutamente il pulsante di accensione (9)

Aumentando la potenza del trattamento, aumenta l'efficacia, ma anche i possibili effetti collaterali, si consiglia di eseguire preventivamente un PATCH TEST per individuare la potenza giusta in base alla propria tolleranza.



NUMERO DI SPOT A DISPOSIZIONE


Il contatore legge in tempo reale il numero di spot a disposizione della lampada inserita. Il conteggio degli spot è memorizzato in un chip interno alla lampada, quindi smontando e rimontando la lampada, il conteggio non viene mai perso, ma riparte dal punto in cui era rimasto. Ogni lampada ha il suo conteggio indipendente, quando il contatore arriva a 0 è necessario sostituire la lampada.



MESSAGGIO DI ERRORE

Quando il contatore invece del numero di spot a disposizione visualizza il messaggio "Error" significa la macchina non riesce a rilevare la lampada inserita. Il problema potrebbe verificarsi se la lampada non viene inserita correttamente o se viene estratta mentre la macchina è in funzione.

Se la lampada è stata inserita correttamente ed il messaggio persiste, significa che è guasta e deve essere sostituita.



COME ESEGUIRE IL PATCH TEST

Poiché la tonalità della pelle varia da una zona all'altra, è opportuno eseguire un patch test per ogni zona del corpo da trattare. Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la scala tonalità della pelle presente sulla confezione e sul manuale d'istruzione.

- Identificare una piccola zona da trattare.
- Radere la zona da trattare.
- Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare il manipolo alla zona ed emettere il primo impulso. Se non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello successivo, spostare il manipolo sulla porzione di pelle attigua ed emettere un nuovo flash.

Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il livello massimo sopportabile dal tipo di pelle. Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una sensazione di calore sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il livello massimo di potenza sopportato è quello precedente.

- Dopo 24 ore controllare la zona: il persistere dell'arrossamento indica che il livello massimo di potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Sebbene sia estremamente rara, se dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 ore, si consiglia di consultare un medico.

ATTENZIONE: la potenza erogata influisce direttamente sul risultato, ma a causa del principio termico del trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare. Questa soglia è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Non superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.

MANUTENZIONE

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di pulire la finestra flash, dopo ogni seduta di epilazione:

- Spegnere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante di accensione (9) e scollegare lo spinotto di alimentazione (6)
- Pulire delicatamente l'area flash della macchina (11) con un panno asciutto e pulito, per una corretta pulizia dell'area flash, è altamente consigliato l'utilizzo del detergente Kera Flux di luce-pulsata.net
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall'acqua.
- Quando la lampada è esaurita, il contatore arriva a zero

NOTA:

Se appaiono grandi macchie all'interno della superficie di trattamento (11) o se quest'ultima è incrinata o rotta, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro Assistenza D Light. Dopo la sostituzione della lampada, impostare sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello utilizzato normalmente. Alla seduta successiva, alzare nuovamente il livello di energia solo se non si avverte un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.



Non immergere mai l'apparecchio o una delle sue parti nell'acqua!

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	CONTROLLO/SOLUZIONE
L'apparecchio non parte	Connettere meglio la presa di alimentazione
	Contatta la nostra assistenza clienti
Il sensore di contatto non rileva la pelle	Sostituire la lampada
	Contatta la nostra assistenza clienti
L'apparecchio non emette impulsi	Controllare se a contatto con la pelle il display non lampeggia
	Sostituire la lampada
	Contatta la nostra assistenza clienti
I pulsanti della macchina non sono sensibili alla pressione	Contatta la nostra assistenza clienti
Sul display di stato viene visualizzato il messaggio "Error"	Disinserire e reinserire la lampada
	Sostituire la lampada
	Contatta la nostra assistenza clienti

SPECIFICHE TECNICHE

Tipi di lampada	HR - SR - AC
Lunghezza d’onda	HR 510nm~1200nm - SR 560nm - AC 430nm
Area spot	4.5cm²
Energy density	4 ~ 6J/cm²
Pulse number	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Energy level	1 ~ 5
Power supply	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Rated input power	36W
Net weight	300g
Equipment size	17 x 4 x 8 cm
Package size	18 x 18 x 10 cm

SPECIFICHE AMBIENTALI

- Temperatura ambientale di funzionamento: 10°C ~ 30°C
- Temperatura ambientale di stoccaggio: -10°C ~ 55°C
- Grado di umidità di funzionamento: Fino all’80% a 37°C
- Grado di umidità di stoccaggio: Fino al 90% a 55°C
- Pressione atmosferica di funzionamento: 700-1060 hPa
- Altitudine di massima di funzionamento: Fino a 3900 mt.
- Non esporre il macchinario direttamente ai raggi solari o radiazioni di altro tipo



Se l’apparecchio è stato conservato in una stanza con temperatura troppo fredda senza essere utilizzato per giorni, sarà necessario riportarlo a 15 °C o più prima di poterlo utilizzare.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La presente garanzia lascia impregiudicati tutti i diritti stabiliti per il consumatore dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), nonché dagli art. 1519 bis e seguenti del codice civile. La SMA s.r.l. con sede corrente in via Bianche 3 - 36010 Carrè (VI) garantisce all’acquirente del prodotto (Acquirente) che in normali condizioni di utilizzo gli apparecchi elettronici prodotti, assemblati o distribuiti da SMA s.r.l. con marchio “D Light” (Prodotti) sono privi di difetti materiali o di fabbricazione e sono stati costruiti nel rispetto delle normative vigenti; gli stessi Prodotti sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità. La presente è l’unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con esclusione della SMA s.r.l., ad estendere o modificare i termini della stessa, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è esclusa la sostituzione del Prodotto, nonché l’estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità.

PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA
I Prodotti - intesi come prodotti nuovi - sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, che viene comprovato presentando il presente certificato e lo scontrino fiscale; mentre gli acquisti tramite fattura e P.IVA sono garantiti per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto ai sensi di legge. Non si accettano documenti di acquisto con modifiche e/o aggiunte. La mancata esibizione di documenti validi e provanti l’acquisto nei termini di cui sopra comporta il decadere della garanzia e l’addebito di tutte le spese di riparazione a carico dell’Acquirente. SMA s.r.l. non risponde per lo smarrimento del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad emettere duplicati. Trascorsi i 2 anni dalla data di acquisto, il Prodotto non è più coperto da garanzia e l’assistenza potrà essere prestata dai Centri di Assistenza Tecnica (D Light) autorizzati dalla SMA s.r.l. che addebiteranno all’Acquirente le tariffe vigenti. Qualsiasi forma di garanzia decade in ogni caso dopo tre anni dall’eliminazione del Prodotto dal listino ufficiale della SMA s.r.l. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. La presente garanzia è valida solo se il Prodotto è stato acquistato in Europa ed é conservato nella nazione ove è stato acquistato.

SERVIZI IN GARANZIA
Tutti i servizi oggetto della presente garanzia sono soggetti al riscontro di un effettivo difetto del Prodotto ai sensi della presente garanzia. Se il danno e/o il difetto non è coperto dalla presente garanzia e/o rientra nelle esclusioni dalla garanzia, all’Acquirente verranno addebitati tutti i costi relativi alla verifica, alla manodopera, alle parti di ricambio ed al trasporto del Prodotto. La garanzia potrà essere fatta valere e sarà efficace solo con la presentazione del Prodotto al centro D Light autorizzato da SMA s.r.l. o al diretto venditore. Il Prodotto dovrà comunque essere riparato presso uno dei centri D Light autorizzati dalla SMA s.r.l. In nessun caso il venditore o l’Acquirente del Prodotto potranno effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti diversi dai centri D Light autorizzati, riparazioni o sostituzioni del Prodotto; in ipotesi di violazione di tale divieto il Prodotto non si considererà più in garanzia. Sarà onere dell’Acquirente comunicare al centri D Light o al diretto venditore del Prodotto eventuali difetti e vizi dello stesso e comunque la volontà di avvalersi della garanzia. Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati centri D Light saranno a carico dell’Acquirente. L’intervento del centri D Light autorizzato, il ritiro del Prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo compatibili con il servizio da svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettoso sostituito diverrà di proprietà della SMA s.r.l.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza o della trascuratezza nell’uso, dell’errata installazione o manutenzione eseguita dall’Acquirente o da personale non autorizzato, dall’uso del Prodotto in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale il Prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del Prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia parti in vetro ed eventuali accessori, se non si dimostri che trattasi di vizio di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l’installazione e/o collaudo del Prodotto, oltre alle parti soggette a normale usura. In ogni caso, la garanzia non copre i Prodotti con:

- numero di serie illeggibile, cancellato modificato o rimosso;
- difetti dovuti a qualsiasi utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d’uso;
- difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o dell’impianto elettrico, del sistema di condizionamento dell’aria, del controllo dell’umidità o altre condizioni ambientali;
- difetti dovuti ad eventuali danni causati dall’uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del Prodotto coperto dalla presente garanzia;
- danni e malfunzionamenti conseguenti l’uso.


La garanzia non copre eventuali accessori quali cartoni, valigette di trasporto, ecc.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di sospensione d’uso del Prodotto. In particolare, la SMA s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d’uso del Prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del Prodotto stesso.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03
I dati personali comunicati dall’Acquirente nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo presentato al centro D Light autorizzato saranno trattati da SMA s.r.l. con l’ausilio di strumenti informatici e manuali con l’esclusivo scopo di far usufruire all’Acquirente la presente garanzia ed al fine di agevolare l’intervento del centro D Light autorizzato da SMA s.r.l., nonché per finalità gestionali connesse all’esercizio delle attività economiche della SMA s.r.l. e per finalità statistiche, di marketing e di informazione commerciale inerente l’attività esercitata da SMA s.r.l. Tali dati potranno essere comunicati ad altre società del gruppo SMA s.r.l. per scopi connessi all’organizzazione del servizio garanzia, assistenza e manutenzione. Per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’Acquirente potrà rivolgersi a SMA s.r.l. - via Bianche 3, Carrè 36010 (VI) - titolare del trattamento dei dati. In ogni caso l’acquirente potrà opporsi fin da subito al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione commerciale scrivendo a support@dlight-ipl.com

GUÍA ILUSTRATIVA

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Pantalla de estado | 9. Botón de encendido |
| 2. Botón de flash | 9. Botón de potencia + |
| 3. Toma de alimentación | 9. Botón de potencia - |
| 4. Toma de aire posterior | 10. Sensor de contacto |
| 5. Toma de aire ventilador | 11. Ventana Flash |
| 6. Conector de alimentación | 12. Lámpara HR |
| 7. Cable alimentación 180cm | 13. Lámpara SR (opcional) |
| 8. Alimentador 110~220v | 14. Lámpara AC (opcional) |



MANUAL DE USO D LIGHT 360

Estimado cliente D Light. Gracias por comprar este producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar la calidad y la fiabilidad de este equipo, diseñado y fabricado, centrado en la satisfacción del cliente.



Antes de utilizar la unidad, lea las instrucciones de funcionamiento y en particular las indicaciones de seguridad y actúe de acuerdo con ellas. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para toda la vida útil del aparato, con el propósito de consultarlo ó de traspasarlo. Si al leer este folleto de instrucciones encontraron partes difíciles de entender o si tiene cualquier duda, antes de usar el producto,

póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada en la última página.

INDICE

Notas de seguridad	Pag. 2-3
Contraindicaciones para el uso del producto	Pag. 4-5-6
Otras precauciones para un uso seguro	Pag. 6-7
Instalación	Pag. 8
Modo de funcionamiento	Pag. 9
Cómo prepararse para los tratamientos	Pag. 10
Procedimiento tratamiento depilación	Pag. 11
Procedimiento tratamiento fotorrejuvenecimiento	Pag. 12
Procedimiento de tratamiento del acné	Pag. 13
Posibles efectos secundarios	Pag. 14-15
Conocimiento y notas	Pag. 16
Prueba del parche y mantenimiento	Pag. 17
Problemas y soluciones	Pag. 18
Especificaciones técnicas y ambientales	Pag. 19

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este dispositivo no puede ser utilizado por personas menores de 16 años; puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial ó mental, ó personas sin experiencia, sólo si informados con anterioridad con respecto a seguridad y naturaleza del propio producto. Los niños no pueden jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento del equipo no se pueden hacer por los niños sin supervisión de un adulto.
- Si utiliza la unidad en un cuarto de baño, sacar el enchufe de la toma de corriente después de su uso, ya que la proximidad del agua es peligrosa incluso con alimentación desconectada.
- Con el fin de garantizar una mejor protección, es posible que desee instalar en el circuito eléctrico que alimenta el baño, un dispositivo de corriente diferencial, cuyo nominal de corriente diferencial de operación no sea más de 30 mA (ideal 10 mA). Pida consejo a su instalador.



PRECAUCIÓN! No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contienen agua! Nunca sumerja el aparato en agua!

- Después de retirar el dispositivo de su embalaje, compruebe la integridad del mismo, de acuerdo con el diseño y presencia esperada, por si aparecen daños de transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la especificación de tensión de la red en la placa de características se corresponde con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación se encuentra en la unidad de fuente de alimentación.
- NO exponga el dispositivo a la humedad, ó a la influencia de agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc...).
- Tire siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar o hacer el mantenimiento y en caso de no utilizar el aparato.
- Este equipo debe ser utilizado únicamente para el fin para el que fue diseñado, osea, como dispositivo de luz pulsada para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.
- Este dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- NO use el aparato con las manos mojadas o húmedas y/ó pies descalzos.

- NO tire del cable de alimentación o del aparato, para desconectar el enchufe de la toma.
- En caso de avería o funcionamiento defectuoso, apague y no manipule. Para reparaciones póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener ayuda D Light.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado D Light, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- El dispositivo es para ser utilizado sólo para el cabello humano. No lo use en los animales.
- NO obstruya los orificios de ventilación
- No utilice el aparato si la capa exterior del aparato está agrietada o rota.
- No utilice el aparato si la lámpara está dañada, o si está agrietada la superficie de tratamiento, astillas o fallas.
- Nunca mire directamente a la luz que proviene de la zona de tratamiento.
- Nunca apunte el área de tratamiento con impulso de luz hacia un espacio abierto.
- A medida que se produzcan efectos secundarios o complicaciones, debe comunicarse con su médico o dermatólogo.
- Cuando utilice el dispositivo es muy recomendable el uso de gafas protectoras

CONTRAINDICACIONES DE USO DEL PRODUCTO



Información de seguridad importante Leer antes de usar

Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por cualquier persona. Leer y hacer una lista de la información contenida en el párrafo siguiente antes de su uso. Para obtener más información y asesoramiento personalizado se puede visitar www.dlight-ipl.com

Si no está seguro de que puede utilizar la máquina, pida consejo a su médico o dermatólogo!

NO utilice el aparato si una de las condiciones siguientes es válida en el momento del tratamiento:

- Embarazo ó lactancia.
- Si usted está expuesto a la luz solar o a una máquina de bronceado artificial durante los últimos 28 días.
- Si usted tiene un tatuaje o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- Si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como las grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona a tratar.
- Si usted tiene eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones activas, tales como herpes, en el área de tratamiento. Espere a que el área enferma se cure antes de usar el dispositivo.
- Si usted tiene un historial de formación de queloides, si sabe que son sensibles a la luz (fotosensibilidad) o está tomando un medicamento que hace que la piel sea más sensible a la luz, incluyendo agentes antiinflamatorios no esteroideos (como la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas , tiazida, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamida, DTIC, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, ácidos alfa-hidroxi (AHA), hidroxi-ácidos (BHA), Retin-A®, Accutane® y / o retinoides tópicos.
- Si usted tiene condiciones anormales de la piel como el vitíligo o albinismo.
- Si tiene venas varicosas en las zonas a tratar.
- Si usted está siendo tratado o haber sido atendidos recientemente con Alfa-hidroxi ácidos (AHA), Beta-hidroxi ácidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos y el ácido azelaico.
- Si tiene condiciones anormales de la piel, causada por la diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.

- Si ha recibido tratamiento con Accutane (isotretinoína) durante los últimos seis meses.
- Si mantiene un tratamiento de esteroides durante los últimos 3 meses.
- Si usted tiene un historial de brotes de herpes en el área de tratamiento, a menos que haya consultado con su médico y recibir tratamiento preventivo antes de usar el aparato.
- Si padece epilepsia.
- Si usted es portador de un implante activo, como un marcapasos, un dispositivo para la incontinencia, bomba de insulina, etc.
- Si usted está sufriendo de enfermedades relacionadas con fotosensibilidad, como la porfiria, erupción solar polimorfa, urticaria solar, lupus, etc.
- Si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas de posibles tumores malignos de la piel.
- Si se le ha sometido a radioterapia o quimioterapia durante los últimos 3 meses.
- Si usted tiene cualquier otro problema que la opinión de su médico sea dudosa de si el tratamiento es seguro para usted. En caso de duda, consultar con su médico.

EL COLOR DE LA PIEL

El dispositivo elimina el vello no deseado al influir selectivamente sobre el pigmento del cabello. Diferentes cantidades de pigmento (melanina) están también en el tejido de la piel circundante. La cantidad de pigmento en la piel, que se manifiesta en el tono de piel, determina el grado de riesgo que enfrenta la propia piel utilizando cualquier método de depilación basado en luz pulsada.



Antes de utilizar el dispositivo debe comparar su tez con la escala de tono de la piel representada en el embalaje del producto



NO utilice el dispositivo en una tez naturalmente oscura!

El tratamiento en la piel oscura puede causar efectos secundarios negativos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

PIEL BRONCEADA

La piel bronceada, sobre todo después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina. Esto se aplica a todos los tipos de piel y todos los tonos de piel, incluyendo aquellos que no parecen broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel a un mayor riesgo al usar cualquier tratamiento con luz pulsada.

Evitar la exposición a los solariums y / ó bronceado durante 4 semanas antes del tratamiento con el dispositivo!

ATENCIÓN A LOS OJOS



Nunca utilice el dispositivo alrededor o cerca de los ojos!. El dispositivo se puede utilizar para el tratamiento en un área confinada de la cara. Durante el tratamiento de esta zona se hará especial cuidado de evitar los ojos

PEZONES Y LABIOS GENITALES



No utilice el dispositivo en los pezones o genitales (masculinos o femeninos)

OTRAS PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

NIVEL DE ENERGIA

Elegir cuidadosamente el nivel de energía para ser utilizado!. El nivel de energía se refiere al impulso de intensidad de la luz que se proyecta sobre la piel durante el uso, desde el nivel más bajo al más alto nivel. Las rayas en el indicador de estado (1) indican el conjunto de nivel de energía. Cuando el nivel de energía es grande, mejora los resultados, pero también aumenta el riesgo de efectos secundarios (véase la sección "Posibles efectos adversos").



Comience siempre el tratamiento mediante el valor del nivel de energía más bajo!

Sólo si tiene poca o ninguna molestia durante y después del uso de energía en el valor más bajo, puede aumentar la potencia en un nivel, y así sucesivamente para cada sesión subsiguiente. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar el nivel de energía, consulte “Nivel de Energía” en las “Alertas antes de su uso.”

- Siempre afeitarse la zona a tratar y asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de usar el aparato.
- Cubrir tatuajes, genitales y pezones antes de aplicar el dispositivo.
- Cubrir manchas de color marrón oscuro o negro, como las grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas antes de utilizar el dispositivo.
- Nunca use líquidos inflamables como alcohol, productos que contengan alcohol (incluyendo perfumes, productos de salud, etc.), o acetona para limpiar la piel antes de usar el dispositivo.
- No utilizarlo en cualquier parte del cuerpo en la que es posible que desee tener pelos más tarde.

Prueba del parche

Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda realizar una prueba de parche para identificar el nivel de máxima tolerancia de su piel al impulso luminoso. Para obtener instrucciones sobre cómo parchear las pruebas, consulte la sección “Análisis antes de su uso”.

DURANTE EL TRATAMIENTO




No tratar la misma zona de la piel más de una vez por sesión. No superponga los impulsos!

- Si se produce la formación de ampollas en la piel, o si su piel se quema, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Asegúrese siempre de que los puntos de la superficie de tratamiento hacia la piel, se encuentran en pleno contacto con ella.
- Retire la superficie de tratamiento (11) de la piel, si la piel ó la superficie de tratamiento se tornan excesivamente calientes.

INSTALACIÓN

1) Montaje de la lámpara



Prestar atención a la dirección de inserción de la lámpara. Detrás de la lámpara hay 3 patillas de plástico (A, C, D) y una placa electrónica (B). Durante la instalación de la lámpara, hay que tener cuidado para que coincidan éstos elementos con sus alojamientos en la máquina de ataque. La instalación y el retiro de la lámpara no necesitan ningún equipo y se hace a mano con la máquina apagada y desconectada de la toma de corriente eléctrica. **Nótese bien Las lámparas se desmontan tirando hacia fuera de un lado como se muestra en el dibujo de la derecha. NO extraiga la lámpara tirando horizontalmente, ya que sería más difícil y con riesgo de dañar los ganchos de plástico.**



2) Enchufe el cable de alimentación (6) en la toma de corriente (3)



TIPOS DE TRATAMIENTO



En base al tipo de lámpara montado, el aparato selecciona automáticamente la modalidad justa de funcionamiento

- **HR** para los métodos de depilación (depilación)
- **SC** para el modo de fotorrejuvenecimiento (Cuidado de la piel)
- **RA** para el modo de acné (eliminar el acné)

1) MODALIDAD HR - DEPILACIÓN

Al colocar la lámpara HR (color amarillo filtro óptico), D Light 360 se dispara automáticamente en el modo de eliminación del vello y en la pantalla aparece HR. En el modo HR, se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se puede operar con solo flash ó desplazamiento. La longitud de onda de esta lámpara es entre 510 nm ~ 1200 nm y es específica para golpear los folículos pilosos.

2) MODALIDAD SC - FOTORREJUVENECIMIENTO (SR)

Al colocar la lámpara SR (filtro óptico de color naranja), D Light 360 se activa automáticamente en el modo de rejuvenecimiento y SC aparece en la pantalla. En el modo SR se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se debe operar sólo flash ó desplazamiento. La longitud de onda de esta lámpara es de 560 nm y es específico para tratar imperfecciones como manchas de la edad de color café con leche, líneas finas pequeñas de colores gris / apagado, estimulando la producción de nuevo colágeno, dando volumen a la piel, mejorando la textura y el tono general.

3) MODALIDAD RA - ACNE (AC)

Al colocar la lámpara CA (filtro óptico de color rojo), D Light 360 se activa automáticamente en el acné y en la pantalla aparecerá RA. En el modo de CA, se puede elegir entre 5 niveles de potencia y se debe operar sólo flash ó desplazamiento. La longitud de onda específica de esta lámpara es de 430 nm, que mata a las bacterias que causan el acné, y el calor de la luz pulsada seca el forúnculo acelerando la curación.

PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

Antes de iniciar el tratamiento, la piel debe estar limpia y sin maquillaje. El pelo debe ser afeitado con una hoja de afeitar o con una cortadora de cabello. Mejor utilizar la maquinilla, ya que permite obtener de forma inmediata la longitud óptima de 1 mm maximizando la absorción de la luz pulsada (en el tratamiento de depilación). También el uso de la maquinilla evitará cualquier irritación de la piel que puede ser causada por la cuchilla.

Dado que la luz pulsada es absorbida por los colores oscuros, se deben proteger las pequeñas marcas de nacimiento, lunares oscuros y tatuajes de la piel, cubriéndolos con un lápiz blanco para maquillaje, o con un producto específico tal como D Patch Light Pro.



NO utilice la luz pulsada sobre manchas de gran tamaño o de forma irregular!. En presencia de manchas sospechosas, antes de iniciar los tratamientos pidan consejo a su dermatólogo.



NO utilice el dispositivo en un cutis naturalmente oscuro ó piel bronceada!



NO utilizar la luz pulsada sobre venas varicosas y en áreas con cualquier tipo de lesión de piel.

SELECCIONAR LA POTENCIA DE TRATAMIENTO

Siempre es aconsejable comenzar desde abajo y subir gradualmente hasta encontrar el nivel de intensidad correcta de energía de acuerdo a la tolerancia propia. El nivel de potencia se selecciona pulsando varias veces el botón de encendido (9) después de que se haya iniciado la máquina.

El aumento de la potencia, aumenta la eficacia, pero también el riesgo de efectos secundarios.



Si se produce ampollas en la piel, o si se siente ardor, DEJAR DE USAR INMEDIATAMENTE el dispositivo.

TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN



El tratamiento de depilación con D Light 360 es adecuado para todas las áreas del cuerpo que tienen pelo, excepto el cuero cabelludo, la barba masculina, cejas, área genital y perianal. Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda el uso de gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, o se pueden cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delimite el área a tratar (también puede ayudar trazar una cuadrícula con un lápiz de maquillaje blanco) y seleccione el nivel de potencia más adecuado para el tipo de piel.

La primera vez siempre es recomendable comenzar desde el nivel más bajo de energía y aumentar gradualmente de acuerdo con su tolerancia. Si no experimenta molestias, se puede utilizar el aparato a la máxima potencia. La potencia máxima en el tratamiento es más eficaz, pero el flash tardará más tiempo en cargar. Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cuál, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO DEPILACIÓN

Durante los primeros 3 meses, es aconsejable proceder con el tratamiento una vez a la semana o cada dos semanas si la misma área está con tratamientos de fotorrejuvenecimiento o acné. Es importante pasar al menos una semana entre unos tratamientos y otros. Después del primer ciclo de 3 meses, la piel debe estar sin pelo, en consecuencia, proceden sólo sesiones de mantenimiento cuando los pelos comienzan a reaparecer (generalmente una sesión cada 2 ó 3 meses, dependiendo de las tasas de crecimiento individual).

TRATAMIENTO DE FOTORREJUVENECIMIENTO



Las áreas típicas de tratamiento de fotorrejuvenecimiento con D Light 360 son la cara, escote y dorso de las manos. Con el tratamiento de fotorrejuvenecimiento (SR) será capaz de aliviar los primeros signos de envejecimiento al estimular la producción de nuevo colágeno, que renueva y da volumen a la piel, mejorando la textura general y revitalizando el cutis en caso de que esté presente un tono grisáceo o lavado.

Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda use gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, ó puede cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delimite el área a tratar y elija el nivel de potencia más adecuada al tipo de piel propio.

Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cuál, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO FOTORREJUVENECIMIENTO

Se recomienda un tratamiento una vez a la semana hasta que se logren los resultados deseados. Si la misma zona también está con tratamientos de depilación ó acné, es importante alternar los mismos. Una vez que alcancen los resultados deseados pueden suspender los tratamientos semanales y hacer tratamientos de mantenimiento de acuerdo a las necesidades individuales.

TRATAMIENTO ACNÉ



Se puede utilizar el tratamiento Acné D Light 360 en todas las áreas del cuerpo afectadas, con especial cuidado de usar gafas protectoras en las zonas cercanas a los ojos. La lámpara funciona en el acné con una longitud de onda específica para matar la bacteria que causa el acné (Propionibacterium acnes) y también calentando con la luz pulsada, secando el forúnculo y acelerando su curación, cerrando los poros e impidiendo la nueva aparición del problema.

Cualquier lunar, marca de nacimiento o tatuaje presente en la zona a tratar, debe ser cubierto antes de comenzar el tratamiento. Para protegerlos, se puede utilizar un lápiz de maquillaje blanco muy opaco o un producto específico como D Light Patch Pro. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda use gafas de protección láser y luz pulsada certificadas, ó puede cerrar los ojos cuando se emite el flash. Cuando esté listo, delimite el área a tratar y elija el nivel de potencia más adecuada al tipo de piel propio.

Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento: sólo flash ó desplazamiento. Usando modalidad sólo flash, un flash cada vez que se pulsa el botón (2). El modo de desplazamiento se activa manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón Flash (2) después de lo cuál, la máquina parpadeará repetidamente cada vez que la ventana del flash entre en contacto con la piel; para desactivar el modo de desplazamiento, basta con pulsar una vez el botón del flash (2) y la unidad continúa trabajando en el modo de flash.

Cuando la ventana del flash está en buen contacto con la piel y la máquina está lista para el flash, la pantalla comienza a parpadear. Se recomienda irradiar 1, máximo 2 veces al área de tratamiento y luego pasar a la siguiente zona.

CICLOS DE TRATAMIENTO ACNÉ

Se recomienda un tratamiento una vez a la semana hasta que se logren los resultados deseados. Si la misma zona también está con tratamientos de depilación ó fotorrejuvenecimiento es importante alternar los mismos. Una vez que alcancen los resultados deseados pueden suspender los tratamientos semanales y hacer tratamientos de mantenimiento de acuerdo a las necesidades individuales.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Después del tratamiento, no exponga su piel al sol y / o lámparas de bronceado. En caso de exposición al sol mínimo dos semanas después del tratamiento proteger la piel tratada con una crema con protector solar FPS 30 mínimo

POSIBLES EFECTOS COLATERALES

Cuando se utiliza como se indica, los efectos secundarios y complicaciones asociadas con el uso del dispositivo son raros. Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluidos los destinados a uso doméstico, implica cierto riesgo. Por lo tanto, es importante entender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden ocurrir con los sistemas de depilación con luz pulsada diseñados para uso doméstico.

EVENTO NEGATIVO	PROBABILIDAD DEL EVENTO	EFECTO NEGATIVO	PROBABILIDAD DEL EFECTO
múltiples impulsos acumulados uno sobre otro ó superposición en la misma porción de piel.	Mínimo	Ligera molestia en la piel	Mínimo
		Enrojecimiento de la piel	Mínimo
		Hipersensibilidad de la piel	Mínimo
		Heridas y quemaduras	Raro
		Cicatrices	Raro
		Cambio de pigmentación	Raro
		Enrojecimiento e hinchazón excesivo	Raro
		Infección	Despreciable
		Hematomas	Despreciable

Ligeras molestias en la piel

A pesar de que los usos domésticos de tratamientos con luz pulsada son generalmente muy bien tolerados, la mayoría de los usuarios experimentan una ligera incomodidad durante el uso. Por lo general se describe como una sensación leve de calor u hormigueo en las áreas tratadas. Esta sensación se puede sentir durante la aplicación o durante unos minutos después de la aplicación. Cualquier sentimiento más allá de este mínimo de molestias no es normal y significa que tiene que dejar de usar, ya que su piel es incapaz de tolerar el tratamiento de depilación, o estableció el nivel de energía demasiado alto.

Enrojecimiento de la piel

La piel puede enrojecerse sobretodo en el arco de la boca. El enrojecimiento desaparece generalmente dentro de las 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece en 2 o 3 días.

Aumento de la sensibilidad de la piel

La piel de la zona tratada se vuelve más sensible y puede secarse ó crear escamas.

Heridas de la piel y quemaduras

En muy raras ocasiones puede causar quemaduras o heridas después de la aplicación. Quemaduras o heridas pueden tardar un par de semanas para sanar, y, en casos muy raros, puede dejar una cicatriz permanente notable.

Cicatrices

Aunque es muy raro, se pueden producir cicatrices permanentes. En general, cuando se forman cicatrices tienen la forma de un lesión plana y piel blanca (hipotrófica). Sin embargo, la cicatriz puede ser muy grande y roja (hipertrófica) o grandes y se extienden más allá de los márgenes de la lesión en sí (queloides). Pueden ser necesarios tratamientos estéticos posteriores para mejorar la apariencia de la cicatriz.

Cambios en la pigmentación

En algunos casos raros, existe el riesgo de una hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la zona de piel que rodea el pelo. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor para las personas con piel más oscura.

Enrojecimiento e inflamación excesiva

En algunos casos raros, la piel puede llegar a ser muy roja e hinchada. Esto es más común en las zonas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben disminuir entre 2 y 7 días y deben ser tratados con la aplicación frecuente de hielo. Puede limpiar suavemente el área, pero evitar la exposición al sol.

Infección

La infección de la piel es muy poco frecuente, pero sigue siendo un posible riesgo después de una quemadura o herida causada por el dispositivo.

Hematomas

Muy rara vez el uso del dispositivo puede causar moratones azul-púrpura que puede durar de 5 a 10 días.

NOTA:

- Tratar la misma parte del cuerpo con más frecuencia de lo recomendado, no mejorará los resultados. Debido a los cambios hormonales y fisiológicos, los folículos pilosos latentes pueden llegar a ser activos. Por lo tanto, pueden ser necesarias sesiones de eliminación del vello de mantenimiento ocasionales.
- La reacción individual depende del tipo de cabello y por factores biológicos que pueden afectar el ciclo de crecimiento del cabello. Con el programa de eliminación del vello recomendado, algunas personas pueden reaccionar más rápidamente o más lentamente. El dispositivo no es eficaz en el pelo muy claro.
- El dispositivo no es eficaz en el pelo natural de color blanco, gris, rubio claro y rojo (véase la escala de colores en el envase). Si el vello de su cuerpo son uno de estos colores, la máquina no será eficaz.

PROFUNDIZANDO ANTES DE USAR

NIVEL DE ENERGÍA

El dispositivo se puede ajustar a 5 niveles de potencia, de 1 (más bajo) a 5 (la más alta), representado por cinco triángulos dispuestos en forma de abanico en la pantalla (1).Se incrementa la potencia y disminuye presionando repetidamente el botón de encendido (9) El aumento de la potencia del tratamiento, aumenta la eficacia, pero también los posibles efectos secundarios. Primero debe hacer una prueba de parche para encontrar la potencia adecuada dependiendo de la tolerancia propia.




NUMERO DE DISPAROS DISPONIBLES

El contador lee en tiempo real el número de disparos disponibles de la lámpara insertada. El recuento de los disparos se almacena en un chip interno de la lámpara. Por el montaje y desmontaje de la lámpara, el recuento no se pierde, y se inicia en el punto en que se dejó. Cada lámpara tiene su propia cuenta, cuando el contador llega a 0 es necesario sustituir la lámpara.



MENSAJE DE ERROR

Cuando en el contador, en lugar del número de disparos disponibles aparece el mensaje “Error” significa que la máquina no puede detectar la lámpara insertada. El problema puede producirse si la lámpara no se ha insertado correctamente o se desmonta mientras la máquina está funcionando.Si la lámpara se ha insertado correctamente y el mensaje persiste, está dañada y debe ser reemplazada.



CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA DEL PARCHE

Debido a que el tono de la piel varía de una zona a otra, es apropiado para realizar un parche de prueba para cada zona del cuerpo a tratar. En primer lugar comprobar la tonalidad de su piel comparándolo con los tonos de la escala de esta piel en el envase y en el manual de instrucciones.

- Identificar una pequeña zona a tratar.
- Afitar la zona de tratamiento
- Después de establecer la potencia más baja a la pieza de mano, emita el primer impulso. Si no siente ningún tipo de molestia, aumentar la potencia a un nivel superior, mueva la palanca a la porción de la piel adyacente y emitir un nuevo flash.

Aumentar el nivel de potencia en cada trozo de piel de al lado hasta que llegue al nivel máximo tolerable por el tipo de piel. Durante el tratamiento, es posible (y normal) sentir una sensación de ardor en la piel. Si en cambio, es una sensación de incomodidad, significa que el nivel de potencia máxima admitida es la anterior.

- Después de 24 horas de verificación del área: si persiste el “arrosamiento” indica que el nivel de potencia máxima tolerada por la piel es el anterior. Aunque es extremadamente raro, si durara la hipersensibilidad durante más de 24 horas, debe consultar a un médico.

ADVERTENCIA: la potencia de salida influye directamente en el resultado, pero por el principio de tratamiento térmico, no debe exceder el umbral máximo que su piel puede tolerar. Este umbral es normalmente alto para las pieles claras y bajo para pieles oscuras, ya que, la presencia de melanina que oscurece la piel, aumenta la producción de calor. No exceda el umbral máximo que su piel puede tolerar sin ningún tipo de molestia.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Se recomienda limpiar la ventana del flash, después de cada sesión:

- Apague el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido (9) y desconecte el enchufe de alimentación (6)
- Limpiar suavemente el área de flash de la máquina (11), con un paño limpio y seco. Para la limpieza adecuada del flash, se recomienda utilizar el detergente Kera Flux de luce-pulsata.net
- Almacenarlo en un lugar fresco y seco, lejos del calor y el agua.
- Cuando se agota la lámpara, el contador llega a cero

NOTA:

Si aparecen manchas grandes dentro de la zona de tratamiento (11) o si está rajada o rota, no utilice el aparato y póngase en contacto con el Centro de Servicio D Light. Después de reemplazar la lámpara, ajustar el nivel de energía a una más baja que la utilizada normalmente. En la siguiente sesión, una vez más elevar el nivel de energía si no se siente una molestia anormal durante o después del tratamiento.



Nunca sumerja la unidad o cualquiera de sus partes en el agua!

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CONTROL/SOLUCIÓN
La máquina no arranca	Conectar bien la toma de alimentación
	Contactar con nuestra asistencia al cliente
El sensor de contacto no detecta la piel	Sustituir la lámpara
	Contactar con nuestra asistencia a cliente
El aparato no emite impulsos	Compruebe si la pantalla parpadea al entrar en contacto con la piel
	Sustituir la lámpara
	Contactar con nuestra asistencia al cliente
Los botones de la máquina no son sensibles a la presión	Contactar con nuestra asistencia al cliente
En la pantalla de estado aparece el mensaje “error”	Desinstale y reinstale la lámpara
	Sustituir la lámpara
	Contactar con nuestra asistencia al cliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lámpara	HR - SR - AC
Longitud de onda	HR510nm~1200nm - SR560nm - AC430nm
Area spot	4.5cm²
Densidad de Energía	4 ~ 6J/cm²
Número de impulsos	300.000 HR / 300.000 SR / 300.000 AC
Niveles de energía	1 ~ 5
Alimentación	AC100V-240V,50Hz/60Hz
Potencia nominal de entrada	36W
Peso neto	300g
Tamaño del equipo	17 x 4 x 8 cm
Tamaño del paquete	18 x 18 x 10 cm

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 10°C ~ 30°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10°C ~ 55°C
- Grado de humedad de funcionamiento: hasta 80% a 37°C
- Grado de humedad de almacenamiento: hasta 90% a 55°C
- Presión atmosférica de funcionamiento: 700-1060 hPa
- Altitud máxima de funcionamiento: hasta 3900 mt.
- No esponer el aparato a los rayos solares ni otro tipo de radiaciones



Si el dispositivo se ha almacenado en una habitación con temperatura demasiado fría y lleva días sin ser utilizado, tendrá que traerlo de nuevo a 15 °C o más antes de usarlo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Esta garantía afecta a todos los derechos establecidos para el consumidor del Código del Consumidor (Decreto Legislativo. N. 206/2005), así como en el art. 1519 bis y siguientes del Código Civil. SMA LTD con sede actual en la Vía Blanca 3-36.010 Carré (VI) garantiza el producto al comprador que, en condiciones normales el uso de dispositivos electrónicos producidos, ensamblados o distribuidos por SMA LTD “D Light” de la marca (Productos) están libres de defectos en materiales o mano de obra y se construyen de acuerdo con la normativa vigente; los mismos productos han sido ampliamente probados y sometidos a inspecciones estrictas de control de calidad. Esta es la única garantía válida; nadie está autorizado, con la excepción de SMA LTD, para extender o modificar los términos de la misma, y aún más para emitir otras garantías verbales o escritas. En todo caso, se excluye la sustitución del producto, así como la extensión de la garantía, como resultado de la falta de conformidad.

PERÍODO Y ÁREA DE COBERTURA DE LA GARANTÍA
Los Productos - entendidos como nuevos productos - están garantizados por un periodo de 2 años desde la fecha de compra, que se demuestra mediante la presentación de este certificado y el recibo, mientras que las compras por parte de la factura y el IVA están garantizados por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la ley. No se aceptan documentos de compra con modificaciones y / o adiciones. La falta de presentación de documentos válidos anula la garantía y el cargo de todos los gastos de reparación será para el comprador. SMA LTD no es responsable de la pérdida de la garantía y no será necesario emitir duplicados. Después de 2 años a partir de la fecha de compra, el producto ya no está en garantía y la asistencia será ofrecida por los Centros de Asistencia Técnica (D Light) autorizado por la SMA LTD que cobrará las tarifas aplicables al comprador. Cualquier forma de garantía expira en cualquier caso, después de tres años a partir de la eliminación del producto de la lista oficial de la SMA LTD. Las reparaciones efectuadas bajo garantía no darán lugar a extensiones o renovaciones de las mismas. Esta garantía es válida únicamente si el producto fue comprado en Europa y se conserva en el país donde fue comprado.

SERVICIOS EN GARANTÍA
Todos los servicios cubiertos por esta garantía están sujetos a la constatación de un defecto real del producto bajo esta garantía. Si el daño y / o defecto no está cubierto por esta garantía y / o forma parte de las exclusiones de la garantía, al comprador se le cobrarán todos los costos relacionados con la verificación, a la mano de obra, repuestos y el transporte del producto. La garantía será aplicable y será efectiva sólo con la presentación del producto a la DLight autorizada por SMA LTD o para la venta directa. El producto tendrá que ser reparado en uno de los centros D Light, autorizados por el SMA LTD. En ningún caso, el vendedor o el comprador del producto llevarán a cabo, directamente ó a través de terceros que no sean autorizados por D Light, reparaciones o sustitución del producto porque se considerará una infracción con la prohibición del producto en garantía. Será responsabilidad del comprador notificar a los centros D Light o al vendedor directo de los defectos de los productos y los vicios de los mismos y en todo caso la voluntad de hacer uso de la garantía. Los costes y riesgos de transporte hacia y desde los centros D Light mencionados serán a cargo del comprador. La intervención de los centros autorizados D Light, la retirada del producto, su reparación y su sustitución se hará en plazos compatibles con el servicio que se está llevando a cabo excepto las reparaciones y / o sustituciones difíciles. Cualquier pieza defectuosa sustituida pasará a ser propiedad de SMA LTD

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
No está cubierta por la garantía cualquier pieza que presente defectos o daños debido al transporte, negligencia o descuido en el uso, instalación incorrecta o mantenimiento por parte del comprador o por personal no autorizado, el uso inadecuado del producto o en cualquier caso distinto de aquel para el que fue construido el producto, es decir, debido a las circunstancias, sin embargo, no puede ser atribuido a defectos en la fabricación del producto. Permanecerán en todo caso excluidas las piezas de vidrio en garantía y todos los accesorios, si no se prueba que el defecto es de fabricación. También se excluyen de la garantía de asistencia técnica para la instalación y / o prueba del producto, las piezas sujetas a desgaste normal.
En cualquier caso, la garantía no cubre los productos con:

- número de serie ilegible, mutilado modificado o eliminado;
- defectos causados por cualquier uso no conforme con las instrucciones detalladas en el manual del usuario
- defectos debidos a un fallo o fluctuación en la corriente eléctrica y / o el sistema eléctrico, el sistema de aire acondicionado, control de humedad u otras condiciones ambientales;
- defectos debidos a los daños causados por el uso de accesorios, productos o componentes relacionados que no forman parte del producto cubierto por esta garantía;
- daño y consiguiente mal funcionamiento por mal uso.

La garantía no cubre accesorios tales como cajas de cartón, cajas de transporte, etc

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Está excluida la compensación por daños directos o indirectos de cualquier naturaleza a personas o cosas debido al uso incorrecto, o del uso del producto tras su suspensión. En particular, la SMA s.r.l. declina responsabilidad por cualquier daño que pueda surgir directa o indirectamente, a personas, animales o cosas, que resulte de la inobservancia de todas las instrucciones proporcionadas en el manual de uso del producto y se refiere, especialmente, a las advertencias relativas a la instalación, uso y mantenimiento del producto.

DIVULGACIÓN DE ACUERDO CON EL ART.13 D.LGS.196/03
Los datos personales proporcionados por el comprador en el cupón del certificado de garantía emitido por el concesionario o en el formulario enviado a D Light autorizado serán procesados por SMA LTD con la ayuda de herramientas manuales y con el único propósito de disfrutar el Comprador esta garantía y para facilitar el funcionamiento del centro de D Light autorizada por SMA srl, así como con fines de gestión relacionados con las tareas económicas de SMA s.r.l. y para la estadística, la comercialización y la información comercial relativa a la actividad desarrollada por SMA LTD. Dichos datos podrán ser comunicados a otras empresas del SMA Group LTD para fines relacionados con la organización del servicio de garantía, soporte y mantenimiento. Para el posible ejercicio de los derechos previstos en el artículo. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, el comprador puede ponerse en contacto con SMA LTD - Via Bianche 3, 36010 Carre (VI) - titular del tratamiento de datos. En cualquier caso, el comprador puede objetar inmediatamente al tratamiento de sus datos personales para fines de marketing y de información comercial escribiendo a support@dlight-ipl.com

WARRANTY CERTIFICATE



This appliance has been submitted by the manufacturer to stringent testing according to international standards. We are therefore confident of its high quality. In the event that malfunctions occur, we invite you to contact the authorized service centers that will perform technical intervention with the use of original spare parts.

CLIENT DATA

Name and Surname

Street and number

CAP

City

Province

Country

Issued by:

SMA s.r.l.

Via Bianche 3
36010 Carrè (VI)
Italy

P.IVA 03547050249



English customers support
+ 39 0445 1740014



Supporto clienti in italiano
+39 0445 1740014



Soporte al cliente Español
+ 34 9373 70490



Multilanguage support
support@dlight-ipl.com

CALENDAR OF TREATMENTS

[illegible]

CALENDAR OF TREATMENTS

[illegible]

CALENDAR OF TREATMENTS

[illegible]

LIGHT 360



MADE IN PRC