



MOPEDIA®

**MANIGLIE DA BAGNO A VENTOSA
MANUALE DI ISTRUZIONI**

**SUCTION GRAB BARS
INSTRUCTION MANUAL**

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.....	pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE	pag.4
7. PRIMA DI OGNI USO	pag.5
8. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	pag.4
9. MONTAGGIO	pag.5
9.1 Montaggio maniglia corta.....	pag.5
9.2 Montaggio maniglia lunga	pag.5
9.3 Posizionamento della maniglia.....	pag.6
9.4 Rimozione della maniglia	pag.7
9.5 Indicatore di tenuta.....	pag.7
10. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.7
10.1 Materiale.....	pag.7
10.2 Dimensioni.....	pag.8
11. PULIZIA E DISINFEZIONE	pag.9
11.1 Pulizia.....	pag.9
11.2 Disinfezione	pag.9
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.9
12.1 Condizioni di smaltimento generali	pag.9
13. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	pag.9
14. GARANZIA	pag.9
14.1 Riparazioni.....	pag.10
14.2 Ricambi	pag.10
14.3 Clausole esonerative	pag.10

CE Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42
e successive modifiche

1. CODICI

RS975-36 Maniglia a ventosa lineare - 36 cm

RS975-50 Maniglia a ventosa lineare - 50 cm

RS975-63 Maniglia a ventosa lineare/angolare - 63 cm

RS975-90 Maniglia a ventosa lineare/angolare - 90 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un dispositivo per il bagno della linea MOPEDIA by Moretti. I dispositivi per il bagno Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'ausilio. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni

3. DESTINAZIONE D'USO

Le maniglie a ventosa per il bagno Moretti sono destinati ad aiutare persone con difficoltà motoria.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva

2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo e per evitare danni o lesioni derivanti da errori nell'uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni ed avvertenze;
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone;
- Le maniglie a ventosa sono ideate per aiutare il movimento naturale, per es. senza l'uso di dispositivi di sostegno. Non sono state costruite per sostenere l'intero peso del corpo;
- Le maniglie a ventosa hanno la funzione di breve appoggio e sostegno per le persone;
- Non applicare su superfici in movimento;
- Peso massimo supportato: 55 kg (trazione orizzontale/verticale - maniglia corta); 70 kg (trazione orizzontale/verticale - maniglia lunga); 40 kg (trazione angolare);
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili;
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

6. DESCRIZIONE GENERALE

Le maniglie bagno a ventosa sono progettate per essere utilizzate solo su superfici lisce e non porose; piastrelle, vetro, porcellana o fibra di vetro. Non sono adatte per l'uso su superfici tipo muro, legno, superfici verniciate o tappezzate. Utilizzabili in tutti quegli ambienti dove non è consentito trapanare le pareti o fuori casa.



7. PRIMA DI OGNI USO

- Controllare sempre il fissaggio e le condizioni di tenuta della ventosa grazie all'indicatore di tenuta presente sulla maniglia nonché le condizioni di tenuta della superficie;

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose;
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.

8. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non ci si può sedere sopra la maniglia mobile;
- Se la maniglia viene usata in condizioni sfavorevoli (es. ventose danneggiate o consumate), la tenuta può scomparire di colpo;
- Sotto l'acqua la tenuta diminuisce;
- La tenuta delle ventose diminuisce in presenza di temperature ed altitudini elevate;
- Mantenere le ventose lontano dalla luce diretta del sole, perderebbero elasticità. Si consiglia di non attaccare le maniglie su superfici esposte alla luce diretta del sole;
- Se la maniglia rimane attaccata nello stesso punto per un periodo di tempo prolungato, alla rimozione, la superficie sottostante potrebbe rimanere macchiata.


9. MONTAGGIO


9.1 Montaggio maniglia corta

La maniglia a ventosa lineare corta viene fornita già assemblata.


9.2 Montaggio maniglia lunga

La maniglia lunga può essere assemblata in modo lineare o ad angolo a seconda delle esigenze del paziente.







Inserire l'estremità lunga del tubo
nella testa di connessione



Inserire l'estremità corta del tubo della
maniglia nella testa di connessione con
tubo corto



Montaggio lineare



Montaggio angolato

9.3 Posizionamento della maniglia

1. Pulire la superficie con un panno e dell'alcool, lasciare asciugare, nel frattempo controllare lo stato delle ventose. Non usare se danneggiate, incrinate o spezzate.
2. Sollevare entrambe le leve; posizionare la maniglia in modo che entrambe le ventose appoggino saldamente e completamente su una superficie liscia.
3. Tenere una estremità e premere verso il basso una leva con il palmo della mano, si dovrebbe sentire resistenza mentre la ventosa prende.
4. Controllare che la maniglia abbia aderito bene alla superficie, in caso contrario riposizionarla.



9.4 Rimozione della maniglia

1. Sollevare ciascuna delle due leve.
2. Se la ventosa rimane attaccata al supporto, sollevare delicatamente un bordo.
3. Non utilizzare uno strumento affilato per rimuovere la ventosa, si potrebbe danneggiare.
4. Mantenere le leve sempre sollevate fino al prossimo utilizzo.

9.5 Indicatore di tenuta

L'indicatore di tenuta (sistema brevettato), consiste in un segnalatore della reale aderenza della ventosa al supporto garantendo così la massima aderenza e sicurezza durante l'utilizzo.



"Verde - Green":
indica la corretta
adesione



"Rosso - Red": indica presa non
corretta, verificare la superficie
di appoggio e riapplicarla

N.B. Non posizionare sopra giunti o fughe.

10. CARATTERISTICHE TECNICHE




Realizzate in ABS con ventose in PVC, le maniglie mobili rispetto alle classiche maniglie fisse, presentano numerosi vantaggi:


- Si montano senza effettuare fori;
- Possono essere spostate in qualunque momento e permettono di seguire l'evoluzione delle patologie;
- Utilizzo sia verticale che orizzontale che ad angolo
- Montaggio e smontaggio facile e veloce
- Disponibili in varie misure:
RS975-36 maniglia a ventosa lineare - 36 cm
RS975-50 maniglia a ventosa lineare - 50 cm
RS975-66 maniglia a ventosa lineare/angolare - 63 cm
RS975-93 maniglia a ventosa lineare/angolare - 90 cm

10.1 Materiale:

Corpo ABS
Ventosa PVC
Molla e rivetto in acciaio

10.2 Dimensioni

Dimensioni RS975-36	
 Portata massima	55 Kg (trazione orizzontale/verticale); 40 Kg (trazione angolare)
Dimensioni RS975-50	
 Portata massima	55 Kg (trazione orizzontale/verticale); 40 Kg (trazione angolare)
Dimensioni RS975-63	
 Portata massima	70 Kg (trazione orizzontale/verticale); 40 Kg (trazione angolare)

Dimensioni RS975-90	
 Portata massima	70 Kg (trazione orizzontale/verticale); 40 Kg (trazione angolare)

11. PULIZIA E DISINFEZIONE

11.1 Pulizia

Mantenere le ventose sempre pulite. Utilizzare acqua calda e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo.

11.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

12.1 Condizioni di smaltimento generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

13. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza

alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14.1 Riparazioni

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

14.2 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

14.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti

di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

INDEX

1. CODES	pag.13
2. INTRODUCTION.....	pag.13
3. INTENDED USE	pag.13
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY	pag.13
5. GENERAL WARNING	pag.14
6. GENERAL DESCRIPTION	pag.14
7. BEFORE USE	pag.14
8. WARNINGS FOR USE.....	pag.14
9. ASSEMBLING	pag.15
9.1 Assembling for short grab bar	pag.15
9.2 Assembling for long grab bar	pag.15
9.3 Grab bar positioning	pag.16
9.4 Removal	pag.16
9.5 Patented suction indicator	pag. 16
10. TECHNICAL FEATURES	pag.16
10.1 Material.....	pag.17
10.2 Dimension	pag.17
11. CLEANING AND DISINFECTION	pag.18
11.1 Cleaning	pag.18
11.2 Disinfection	pag.18
12. CONDITIONS OF DISPOSAL	pag.19
12.1 General conditions of disposal	pag.19
13. SPARE PARTS AND ACCESSORIES	pag.19
14. WARRANTY	pag.19
14.1 Repair.....	pag.19
14.2 Spare parts	pag.20
14.3 Exempt clauses	pag.20

CE I Class Medical Device

According to Directive 93/42/EEC and further modifications

1. CODES

RS975-36 Suction grab bar - 36 cm**RS975-50** Suction grab bar - 50 cm**RS975-63** Suction grab bar long/angled - 63 cm**RS975-90** Suction grab bar long/angled - 90 cm

2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a MOPEDIA suction grab by Moretti S.p.A. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

Note: Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not use the device. Contact your dealer for further instructions.

3. INTENDED USE

The grab bar by Moretti is intended to help people with movement difficulties.

CAUTION!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice

4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the bath aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/ EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. The devices in question **ARE NOT MEASUREMENT DEVICES**
3. The devices in question **ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION**
4. The devices in question are sold in **NON STERILE** packing
5. The devices in question should be considered as belonging to class I

6. **DO NOT** use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with

5. GENERAL WARNINGS

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual.
- Keep the packed product away from heat sources
- The suction cup grab bar is not designed to hold or support your full body weight.
- This grab bar is designed to assist your natural motion, as when stepping into or out of a shower.
- Do not attach to moving surfaces.
- Maximum User Weight : 55 kg (120 lbs) short grab bar - 70 kg (150 lbs) long grab bar - (Lateral & Vertical); 40 kg (90 lbs) - Angled
- SERVICE LIFE- the product use limit is defined by the wear of the parts
- DO NOT allow children to play on or operate the bath chair

6. GENERAL DESCRIPTION

The suction grab bar is designed for use only on smooth and non-porous surfaces; tile, glass, porcelain or fiberglass. Not for use on wall board, wood, painted or papered surfaces. Usable in all environments where it is not permitted to drill the walls or outside the home.



7. BEFORE USE

- Always check the attachment and condition of suction cup thanks to the indicator on the handle
- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

8. WARNINGS FOR USE

- You can not sit on the grab bar;
- If the grab bar is used in unfavorable conditions (eg. Suckers damaged or worn), the holding may disappear suddenly;
- Under water the grab bar holding decreases;
- The holding of the suction cups decreases in the presence of high temperatures and high altitudes;
- Keep the suckers away from direct sunlight, lose elasticity. It should not attach the handles to the outside surface illuminated type windows;
- If the handle remains attached in the same place for a prolonged period of time, to the removal, the underlying surface may remain blotchy.



9. ASSEMBLING

9.1 Assembling for short grab bar


The short grab bar is supplied already assembled.

9.2 Assembling for long grab bar


The long handle may be assembled in linear or angled depending on the needs of the patient.




Insert the long end of grip tube to the long sleeve of connection head



Insert the short end of grip tube to the other short sleeves of connection head.



Straight



Angled

9.3 Grab bar positioning

1. Thoroughly clean the surface with alcohol wipe and allow to dry and check the condition of the suction cups. Do not use if damaged, cracked or split.
2. Raise both levers; place the grab bar so that both suction cups lie firmly and completely on a smooth surface.
3. Hold one end and press on one lever with your palm, You should feel resistance as the suction cup tightens.
4. Check that the handle adhered well to the surface, otherwise reposition.



9.4 Removal

1. Lift each of the two levers.
2. If suction remains, gently lift one edge with a finger.
3. Do not use a sharp instrument which may damage the suction cup.
4. Always keep the levers flip up until next use.

9.5 Patented suction indicator

The indicator seal (patented system), consists in an alerter of the actual adhesion of the suction cup to the support thus ensuring maximum grip and safety during use.



“GREEN” means
the correct
attaching



Otherwise, it will turn into the **“RED”**
request to check the mounting
surface and re-attach again

N.B. Do not place over joints or grout lines.

10. TECHNICAL FEATURES

Each grab bar is made of ABS with suction cups made of PVC, they are mobile grab bars and compared to the fixed traditional ones, have several advantages:

- Mounting without drilling holes;
- Horizontal, vertical and angled positioning
- They can be moved at any time and can follow the evolution of the disease.

- Quick and easy assembly and disassembly
- Available in different sizes:

RS975-36 suction grab bar - 36 cm

RS975-50 suction grab bar - 50 cm

RS975-63 suction grab bar long/angled - 63 cm

RS975-90 suction grab bar long/angled - 90 cm


10.1 Material


Handle ABS


Suction PVC


Spring and rivet steel

10.2 Dimension

Dimension RS975-36	
 Maximum User Weight	55 Kg (120 lbs) (Lateral & Vertical) - 40 Kg (90 lbs) (Angled)

Dimension RS975-50	
 Max loading weight	55 Kg (120 lbs) (Lateral & Vertical) - 40 Kg (90 lbs) (Angled)

Dimensioni RS975-63	
 Max loading weight	70 Kg (150 lbs) (Lateral & Vertical) - 40 Kg (90 lbs) (Angled)

Dimensioni RS975-90	
 Max loading weight	70 Kg (150 lbs) (Lateral & Vertical) - 40 Kg (90 lbs) (Angled)

11. CLEANING AND DISINFECTION

11.1 Cleaning

Use a damp cloth and mild soap. Then dry thoroughly before use.

11.2 Disinfection

If you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner.

NOTE Never use acids, alkalis or solvents such as acetone.

12. CONDITIONS OF DISPOSAL

12.1 General conditions of disposal

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose.

The bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

13. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

For spare parts only refer to MORETTI master catalogue.

14. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual.

Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.

The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

14.1 Repair

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty.

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

The customer will be informed if, after having examined and tested returned

product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer.

14.2 Spare parts

For spare parts only refer to MORETTI master catalogue.

14.3 Clausole esonerative

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.

**WARRANTY CERTIFICATE****Product** _____**Purchased on (date)** _____**Retailer** _____**Address** _____ **Town/city** _____**Sold to** _____**Address** _____ **Town/city** _____

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com **email: info@morettispa.com****MADE IN P.R.C.**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com