

# FIT & BEAUTY



Per la cura del corpo, della propria bellezza e per il benessere.

## 188 Programmi

13 Viso-Pelle G-Pulse © - 65 Bellezza – 58 Fitness – 22 Sport –  
12 Tens-Dolore – 3 Rehab – 3 Incontinenza – 12 Microcorrenti

**TRATTAMENTI PELLE-VISO:** Fit & Beauty presenta le nuove ed innovative correnti "rigenerative" **G-PULSE**, proposte per applicazioni di Estetica e Bellezza e in grado di rigenerare la produzione di collagene nei tessuti.

**MANIPOLO G-TRODE:** Fit & Beauty è dotato di uno speciale manipolo che permette, con l'utilizzo dei programmi G-PULSE, di ottenere una più efficace stimolazione della pelle.

**NUOVA VALIGETTA MODA:** Fit & Beauty viene fornito in una pratica e moderna valigetta in alluminio e ecopelle che ne agevola il trasporto permettendoti di essere sempre alla moda.

**AREA VISO & SENO:** Fit & Beauty è dotato di un set completo di programmi per la tonificazione dei muscoli facciali e del seno

**MULTI-USER:** possibilità di memorizzare fino a 10 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

**PROGRAMMABILE:** 10 memorie libere, solo EMS e TENS.

**MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®):** consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.

**SYNCROSTIM:** agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

**FUNZIONE RUN TIME:** questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.

**FUNZIONE 2+2:** possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.

**PREFERITI:** possibilità di memorizzare fino a 15 programmi per utente

**LAST 10:** memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti

**WORK TIME:** Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio

**MY TRAINER:** visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi  
**STIM LOCK**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti  
Frequenza: 0,3 – 150 Hz - Potenza: 120 mA per canale  
Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs  
Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata  
Alimentazione: a rete e a batteria  
Dispositivo in Classe II A  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

### DOTAZIONE

1 valigetta  
1 stimolatore Fit & Beauty  
1 manipolo G-Trode  
4 cavi elettrostimolazione e 2 cavi microcorrente  
4 elettrodi autoadesivi quadrati, 4 rettangolari  
1 confezione Gel  
1 alimentatore  
1 manuale operativo

# FIT & BEAUTY

## Elenco programmi

### Sport

Capillarizzazione  
Riscaldamento  
Riscaldamento  
Risc. Pre-gara  
Recupero Attivo  
Forza Massimale  
Forza Resistente  
Forza Esplosiva  
Reattività  
Recupero Post-Gara  
Ipertrofia

### Fitness

Rassodamento  
Rassodamento Bio-Pulse  
Modellamento  
Modellamento Bio-Pulse  
Tonificazione  
Aumento Massa  
Body Sculpting  
Definizione  
Jogging  
Fitness Anaerobico  
Fitness Aerobico  
Prevenzione Crampi

### G-Pulse

Microlifting seno  
Microlifting décollete  
Microlifting Viso  
Elasticità pelle  
Inestetismi cellulite  
Collagene BioSkin  
Rughe  
Rughe Occhi  
Rughe Espressione  
Smagliature  
Rinforzo Unghie  
Bio peeling  
Ematoma

### Bellezza

Drenaggio  
Drenaggio Bio-Pulse  
Lipolisi  
Massaggio Relax B-P  
Massaggio Tonicante  
Massaggio Energetico  
Massaggio Connettivale  
Braccia Gonfie  
Capillarizzazione Viso  
Definizione  
Linea  
Miglioramento Tono Pelle  
Drenaggio Post-Parto  
Lipolisi Post-Parto  
Rassodamento Post-Parto  
Rassodamento Seno  
Modellamento Seno

### Dolore-TENS

Tens Antalgica Convenzionale  
Dolori Mestruali  
Tens Antalgica modulata  
Osteoartrite Mano  
Tens Endorfinica  
Dolore Cronico  
Dolore alla spalla (Sindrome S- O)  
Dolore muscolare  
Lombalgia Cronica  
Cervicali  
Borsiti-Tendiniti  
Osteoartrite

### Incontinenza

Incontinenza Mista  
Incontinenza da Stress  
Incontinenza URGE

### Rehab

Atrofia Quadricipite  
Recupero Post Intervento LCA  
Prevenzione Sublussazione Spalla

### Microcorrenti

Epicondilitis  
Periartrite scap-omeroale  
Contusione  
Sciatalgia  
Lombalgia  
Dolore Acuto  
Dolore Articolare  
Torcicollo  
Colpo di frusta  
Distorsione spalla  
Distorsione ginocchio  
Inf. Tendinea