

# SOCCKER PRO | Gioca a calcio come un campione

SOCCKER PRO è l'unico elettrostimolatore presente sul mercato creato con programmi specifici rivolti a migliorare la performance fisica dei giocatori di calcio.

I programmi sono divisi in quattro grosse aree che corrispondono ai principali campi di intervento della preparazione atletica nel gioco del calcio.

## AREA "PREPARAZIONE FISICA"

18 programmi orientati a migliorare la struttura muscolare del calciatore e a renderla funzionale al tipo di sforzo fisico richiesto nelle diverse situazioni di gioco. I principali obiettivi sono:

- aumento della forza muscolare;
- aumento della forza esplosiva per migliorare lo scatto, la velocità nei cambi di direzione e l'altezza del salto;
- miglioramento della resistenza e della capacità di mantenere ottimi livelli di prestazione durante tutti i minuti di gioco;
- miglioramento dell'equilibrio tra muscoli agonisti e antagonisti;
- miglioramento della reattività e dell'esplosività del portiere.

## AREA "PREVENZIONE"

5 programmi rivolti a ridurre drasticamente il numero degli infortuni e dei principali disturbi muscolo-scheletrici.

Nello specifico i programmi sono rivolti a:

- rinforzare la caviglia e il ginocchio per prevenire distorsioni;
- ridurre il numero di stop dovuti a lesioni e/o crampi muscolari;
- rinforzare i muscoli addominali per prevenire lumbalgie.

## AREA "DOLORE-INFORTUNI"


5 programmi per trattare i traumi e i fastidi ricorrenti nel calciatore, come:

- contusioni e contratture muscolari;
- infiammazioni tendinee e articolari.

## AREA "RECUPERO"

6 programmi specifici rivolti a:

- velocizzare i processi di smaltimento della fatica e dell'acido lattico accumulato dopo gli allenamenti e le gare;
- sciogliere e rilassare la muscolatura contratta e dolorante.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti  
 Frequenza: 0,3 – 150 Hz  
 Potenza: 120 mA per canale  
 Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs  
 Forma d'onda: quadra, bifasica,  
 simmetrica, compensata  
 Alimentazione: a batteria ricaricabile  
 Display retroilluminato  
 Dispositivo in Classe II A  
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

### DOTAZIONE

1 borsa  
 1 stimolatore SOCCER PRO  
 4 cavi per collegamento elettrodi  
 2 cavi per trattamenti con MCR e Ionoforesi  
 4 elettrodi autoadesivi quadrati  
 4 elettrodi autoadesivi rettangolari  
 1 caricabatterie  
 1 manuale operativo

# SOCGER PRO | 258 programmi

## ELENCO PROGRAMMI COMPLETO

**58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 34 SPECIALE CALCIO | 23 MICROCORRENTI**  
**18 SERIAL SEQUENTIAL "3S" | 13 VISO/PELLE/G-PULSE | 12 DOLORE/TENS | 7 ACTION NOW**  
**3 REHAB | 1 IONOFRESI**

## PROGRAMMI SPECIFICI PER IL CALCIO

PREPARAZIONE FISICA	PREVENZIONE	DOLORE-INFORTUNI
CAPILLARIZZAZIONE	DISTORSIONE CAVIGLIA	INFIAMM. GINOCCHIO
FORZA	CRAMPI	MAL DI SCHIENA
FORZA ESPLOSIVA	LESIONI MUSCOLARI	CONTUSIONI
RESIST. ALLA FORZA VELOCE	GINOCCHIO	CONTRATTURE MUSCOLARI
RESIST. ALLA FORZA	COLONNA	DISTORSIONE CAVIGLIA
AGONISTA - ANTAGONISTA		
FARTLEK	SPECIALE PORTIERE	
	REATTIVITÀ	
RECUPERO	SUPER-ESPLOSIVITÀ	
DECONTRATTURANTE	STABILIZZAZIONE TRONCO	
DEFATICAMENTO POST TRAINING	RINFORZO PRESA MANO	

*I programmi possono essere suddivisi per aree del corpo, garantendo in questo modo trattamenti molto specifici e personalizzati in base al muscolo da stimolare.*

## FUNZIONI SPECIALI

- **ACTION NOW:** consente di attivare la contrazione muscolare attraverso un comando esterno gestito da un operatore; in questo modo si può associare la stimolazione alla contrazione volontaria del soggetto ottenendo un maggior reclutamento di fibre muscolari e un importante effetto coordinativo.
- **SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":** permette di stimolare i muscoli coinvolti in modo sequenziale. In questo modo viene replicato il movimento naturale grazie all'attivazione in tempi differenziati dei diversi distretti muscolari interessati.
- **MULTI-USER:** possibilità di memorizzare fino a 10 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.
- **SYNCROSTIM:** agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.
- **FUNZIONE RUN TIME:** questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.
- **MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®):** consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.
- **PROGRAMMABILE:** 15 memorie libere, solo EMS e TENS.
- **FUNZIONE 2+2:** possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.
- **PREFERITI:** possibilità di memorizzare fino a 15 programmi per utente.
- **LAST 10:** memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti.
- **TRATTAMENTI PELLE-VISO:** il dispositivo dispone delle correnti "rigenerative" G-PULSE in grado di rigenerare la produzione di collagene nei tessuti.
- **WORK TIME:** indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio.
- **MY TRAINER:** visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi.
- **STIM LOCK:** permette all'utilizzatore di bloccare l'apparecchio e far sì che vengano eseguiti solo i trattamenti che sono stati salvati.



Per maggiori informazioni sull'elenco completo di tutti i programmi vi invitiamo a visitare il nostro sito internet all'indirizzo:

[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)