# ART. 515 SLIP PER ERNIA



## RIVOLTAGGIO DELLO SLIP



# PRESENTAZIONE POSIZIONAMENTO CUSCINETTI DX + SX



#### PIEGARE LEGGERMENTE IL CUSCINETTO ED INSERIRE ALL'INTERNO DELLA TASCA



#### INSERIMENTO CORRETTO DEL CUSCINETTO, CON LA PUNTA INSERITA SINO AL FONDO DELLA TASCA



## IN CASO DI ERNIE PIU' VOLUMINOSE E' POSSIBILE SOVREPPORRE DUE CUSCINETTI NELLO STESSO TASCHINO





### RIVOLTARE L'ARTICOLO E INDOSSARE COME UN NORMALE SLIP A CONTATTO DELLA PELLE

