

# GENESY 3000



Prodotto Top Professional, completo di tutte le correnti utilizzate in campo medico

## 423 Programmi

53 Sport - 29 Fitness - 16 Bellezza - 11 Rehab - 33 Dolore - 23 Microcorrenti - 9 Denervato - 9 Interferenziali - 1 Ionofresi - 3 Incontinenza - 236 Menu Elettroterapia (Ems - Russe)

**NEW!**

**MENU ELETTROTHERAPIA "EASY PROGRAM":** una sezione dove potete impostare rapidamente un programma scegliendo i parametri desiderati (tempo, frequenza, parte del corpo) ed effettuare dei trattamenti specifici utilizzando le correnti EMS e Russe (Kotz)

**MULTI-USER:** possibilità di memorizzare fino a 25 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

**MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®):** consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.

**SYNCROSTIM:** agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

**FUNZIONE RUN TIME:** questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.

**PROGRAMMABILE:** 15 memorie libere, solo EMS e TENS.

**FUNZIONE 2+2:** possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.

**PREFERITI:** possibilità di memorizzare fino a 30 programmi per utente.

**LAST 10:** memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti.

**WORK TIME:** Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio.

**MY TRAINER:** visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi.

**STIM LOCK**



CE  
0476

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti  
 Frequenza: 0,3 - 150 Hz - Potenza: 120 mA per canale  
 Ampiezza d'impulso: 40 - 450 µs  
 Forma d'onda: onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata  
 Alimentazione: a rete e batteria  
 Display retroilluminato  
 Dispositivo in Classe II A  
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

### DOTAZIONE

1 Borsa  
 1 Stimolatore GLOBUS GENESY 3000  
 4 Cavi per collegamento agli elettrodi  
 2 Cavi per microcorrente e ionofresi  
 2 Elettrodi per ionofresi + 2 fasce elastiche  
 4 Elettrodi autoadesivi quadrati  
 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari  
 1 Alimentatore  
 1 Manuale operativo

# GENESY 3000

## Elenco programmi

### REHAB

Caviglie gonfie  
Atrofia  
Emiplegia-arti superiori  
Emiplegia arti-inferiori  
Recupero post intervento LCA  
Recupero funzionale  
Rieducazione caviglia  
Rieducazione gamba  
Spasmi muscolari  
Prevenzione sublussazione spalla  
Rinforzo vasto mediale  
Agonista-Antagonista  
Penna cercapunti  
Rinforzo muscolare

### DOLORE

Tens antalgico alta frequenza  
Dolore ginocchio  
Tens endorfinica  
Dolore post intervento  
Dolore cronico  
Dolore alla spalla  
Tunnel carpale  
Dolore trapezio  
Osteoartrite ginocchio  
Tendinite cuffia rotatori  
Tens antalgico bassa frequenza  
Dolore muscolare  
Compressione del nervo  
Dolore colonna da compressione  
Osteoartrite colonna  
Osteoporosi colonna  
Osteoartrite anca  
Osteoartrite caviglia  
Dolore da lesione muscolo tendinea  
Dolore post-chirurgico (da fratture ossee e lesione tessuti molli)  
Sciatalgia  
Lombalgia cronica  
Cervicali  
Dolore acuto post intervento ernia ingu  
Borsiti-tendiniti  
Lesioni muscolari  
Fratture ossee  
Colpo di frusta  
Gomito tennista (epicondilitite)  
Osteoartrite

### IONOFRESI

Ionofresi

### INCONTINENZA

Incontinenza mista  
Incontinenza da stress  
Incontinenza URGE

### MICROCORRENTI

Epicondilitite  
Periartrite scapolo-omeroale  
Ripristino muscolare  
Contusione  
Edema  
Ulcera pelle  
Sciatalgia  
Lombalgia  
Nevralgia brachiale  
Dolore acuto  
Dolore articolare  
Torcicollo  
Colpo di frusta  
Spondilosi cervicale  
Distorsione spalla  
Tunnel carpale  
Distorsione ginocchio  
Osteoartrite ginocchio  
Distorsione caviglia  
Infiammazione tendine d'Achille  
Infiammazione tendine Rotuleo  
Infiammazione cuffia dei rotatori  
Infiammazione tendinea

### DENERVATO

Triangolare 1  
Triangolare 2  
Triangolare 3  
Trapezoidale 1  
Trapezoidale 2  
Trapezoidale 3  
Rettangolare 1  
Rettangolare 2  
Rettangolare 3

### INTERFERENZIALI

Osteoartrite ginocchio  
Lombalgia acuta  
Dolore cervicale  
Lombalgia cronica

Spalla congelata  
Dolore post-chirurgico ginocchio  
Dolore da fratture vertebrali  
Edema post-chirurgico ginocchio  
Fibromialgia

### SPORT

Capillarizzazione  
Riscaldamento  
Riscaldamento pre-gara  
Recupero attivo  
Forza massimale  
Forza resistente  
Forza esplosiva  
Resistenza aerobica  
Reattività  
Recupero post-gara  
Decontratturante  
Ipertrofia

### FITNESS

Rassodamento  
Rassodamento Bio-Pulse  
Modellamento  
Modellamento Bio-Pulse  
Tonificazione  
Aumento massa  
Body sculpting  
Definizione  
Jogging  
Fitness anaerobico  
Fitness aerobico  
Prevenzione crampi

### BELLEZZA

Drenaggio  
Lipolisi  
Massaggio tonificante  
Miglioramento tono pelle  
Massaggio connettivale  
Drenaggio post-parto  
Lipolisi post-parto  
Rassodamento post-parto

### ELETTROTHERAPIA

La lista di programmi  
Elettroterapia include 192  
combinazioni di parametri EMS e  
44 Russe (KOTZ)