

GENESY SII



Prodotto due canali di fisioterapia professionale

60 Programmi

12 Sport – 8 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolore – Tens
9 Prevenzione – 11 Rehab - 3 Incontinenza – 1 Ionoforesi

Globus presenta il nuovo elettrostimolatore Genesy SII, completamente rinnovato nel design e nelle prestazioni.

NEW! PROGRAMMABILE: Genesy SII dispone di 6 memorie libere dove potete inserire i parametri che preferite e creare i vostri programmi personalizzati.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente

IONOFORESI: la IONOFORESI è ideale per il trattamento in condizioni di stati infiammatori quali borsiti, tendiniti, fasciti, miositi ecc.

PREVENZIONE: 9 programmi pensati per rinforzare le principali articolazioni e ideali per prevenire infortuni e traumi.

REHAB & DOLORE

REHAB: I programmi di stimolazione muscolare sono particolarmente indicati per il recupero funzionale dopo operazioni di chirurgia articolare e dopo periodi di immobilizzazione

DOLORE: Elimina il dolore con gli straordinari impulsi delle correnti TENS che, stimolando dolcemente il tuo corpo, ti fanno ritrovare salute, benessere ed un rinnovato piacere di vivere.

INCONTINENZA: tre programmi specifici per trattare questo disturbo urologico.

SPORT: Genesy SII è programmato in modo da stimolare selettivamente fibre lente e fibre rapide così da allenare le diverse qualità muscolari.

FITNESS, BEAUTY & WELLNESS: la bellezza del corpo è l'espressione di uno stato di benessere e di equilibrio di forme che dobbiamo valorizzare e difendere dagli attacchi del tempo e della vita sedentaria. Con Genesy SII possiamo prenderci cura del nostro corpo, difendendo la vitalità e la bellezza con i trattamenti estetici dell'elettrostimolazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
 Frequenza: 0 – 150 Hz
 Potenza: 100 mA p.p per canale
 Ampiezza d'impulso: 50 – 400 μ s
 Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica e compensata
 Alimentazione: a batterie ricaricabili
 Display retroilluminato
 Dispositivo in Classe II A
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE
 2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 Borsa
 1 Stimolatore GLOBUS GENESY SII
 2 Cavi per collegamento agli elettrodi
 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
 1 Caricabatterie
 1 Manuale operativo



GENESY SII

Elenco programmi

Sport

DEMO

Penna cerca punti

Riscaldamento arti inferiori

Riscaldamento pre gara arti inferiori

Forza massima arti inferiori

Forza resistente arti inferiori

Forza esplosiva arti inferiori

Reattività arti inferiori

Capillarizzazione arti inferiori

Recupero attivo arti inferiori

Defaticamento muscolare arti inferiori

Decontratturante arti inferiori

Tens & dolore

Tens antalgico convenzionale

Tens endorfinico

Tendinite cuffia rotatori

Dolore muscolare

Osteoartrite ginocchio

Dolore post intervento

Lesione muscolare

Cervicali

Dolore al trapezio

Sciatalgia

Lombalgia

Epicondilitis

Periartrite scapolo omerale (spalla)

Tunnel carpale

Osteoartrite

Dolori mestruali

Fitness, Beauty & Wellness

Lipolisi anticellulite gambe

Drenaggio gambe

Rassodamento gambe

Tonificazione gambe

Modellamento gambe

Drenaggio fascia addominale post parto

Lipolisi fascia addominale post parto

Tonificazione fascia addominale post parto

Prevenzione

Prevenzione caviglia

Prevenzione ginocchio

Prevenzione muscolare quadricipite

Riattrezzatura arti inferiori

Riattrezzatura spalla

Prevenzione spalla

Prevenzione gomito

Riattrezzatura arti superiori

Recupero tono muscolare caviglia

Rehab

Rinforzo vasto mediale

Caviglie gonfie

Emiplegia arti superiori

Emiplegia arti inferiori

Recupero post LCA

Recupero funzionale arti inferiori

Atrofia quadricipite con protesi

Prevenzione sublussazione spalla

Spasmi muscolari

Sclerosi multipla - flessione estensori gamba

Sclerosi multipla - flessione estensori caviglia

Incontinenza

Incontinenza mista

Incontinenza da stress

Incontinenza urge

Ionoforesi

Ionoforesi

