

GENESY 3000 Rehab



Per la cura del corpo, della propria bellezza e per il benessere.
Ideale per sportivi esigenti.

194 Programmi

16 Bellezza - 11 Rehab - 33 Tens- Dolore - 23 Microcorrenti -
9 Denervato - 1 Ionofresi - 3 Incontinenza - 6 Interferenziali
92 Menu Elettroterapia (Ems - Russe)

NEW! **MENU ELETTROTHERAPIA "EASY PROGRAM":** una sezione dove potete impostare rapidamente un programma scegliendo i parametri desiderati (tempo, frequenza, parte del corpo) ed effettuare dei trattamenti specifici utilizzando le correnti EMS e Russe (Kotz)

MULTI-USER: possibilità di memorizzare fino a 25 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®): consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

FUNZIONE RUN TIME: questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.

PROGRAMMABILE: 15 memorie libere, solo EMS e TENS.

FUNZIONE 2+2: possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.

PREFERITI: possibilità di memorizzare fino a 15 programmi per utente.

LAST 10: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti.

WORK TIME: Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio.

MY TRAINER: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi.

STIM LOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti
Frequenza: 0,3 - 150 Hz - Potenza: 120 mA per canale
Ampiezza d'impulso: 40 - 450 µs
Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata
Alimentazione: a rete e a batteria
Dispositivo in Classe II A
Display retroilluminato
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 Borsa
1 Stimolatore GLOBUS GENESY 3000 Rehab
4 Cavi per collegamento agli elettrodi
2 Cavi per microcorrenti
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Alimentatore
1 Manuale operativo

Genesy 3000 Rehab

Elenco programmi

REHAB

Caviglie gonfie
Atrofia
Emiplegia-arti superiori
Emiplegia arti-inferiori
Recupero post intervento LCA
Recupero funzionale
Rieducazione caviglia
Rieducazione gamba
Spasmi muscolari
Prevenzione sublussazione spalla
Rinforzo vasto mediale
Agonista-Antagonista
Penna cercapunti
Rinforzo muscolare

DOLORE

Tens antalgico alta frequenza
Dolore ginocchio
Tens endorfinica
Dolore post intervento
Dolore cronico
Dolore alla spalla
Tunnel carpale
Dolore trapezio
Osteoartrite ginocchio
Tendinite cuffia rotatori
Tens antalgico bassa frequenza
Dolore muscolare
Compressione del nervo
Dolore colonna da compressione
Osteoartrite colonna
Osteoporosi colonna
Osteoartrite anca
Osteoartrite caviglia
Dolore da lesione muscolo tendinea
Dolore post-chirurgico (fratture ossee e lesione tessuti molli)
Sciatalgia
Lombalgia cronica
Cervicali
Dolore acuto post intervento ernia inguinale
Borsiti-tendiniti
Lesioni muscolari
Fratture ossee

Gomito Tennista (Epicondillite)
Osteoartrite

IONOFORESI

Ionoforesi

INCONTINENZA

Incontinenza mista
Incontinenza da stress
Incontinenza URGE

INTERFERENZIALI

Osteoartrite ginocchio
Lombalgia acuta
Dolore cervicale
Lombalgia cronica
Spalla congelata
Dolore post-chirurgico ginocchio

MICROCORRENTI

Epicondillite
Periartrite scapolo-omeroale
Ripristino muscolare
Contusione
Edema
Ulcera pelle
Sciatalgia
Lombalgia
Nevralgia brachiale
Dolore acuto
Dolore articolare
Torcicollo
Colpo di frusta
Spondilosi cervicale
Distorsione spalla
Tunnel carpale
Distorsione ginocchio
Osteoartrite ginocchio
Distorsione caviglia
Infiammazione tendine d'Achille
Infiammazione tendine rotuleo
Infiammazione cuffia dei rotatori
Infiammazione tendinea

DENERVATO

Triangolare 1
Triangolare 2
Triangolare 3
Trapezoidale 1
Trapezoidale 2
Trapezoidale 3
Rettangolare 1
Rettangolare 2
Rettangolare 3

BELLEZZA

Drenaggio
Lipolisi
Massaggio tonificante
Miglioramento tono pelle
Massaggio connettivale
Drenaggio post-parto
Lipolisi post-parto
Rassodamento post-parto

ELETTROTHERAPIA

La lista di programmi
Elettroterapia include 48
combinazioni di parametri
EMS e 44 Russe (KOTZ)