

# SLIMFIT



Per la cura del corpo e della propria bellezza, per lo sport e la salute. Il drenaggio con le Serial Sequential Stimulation è la novità assoluta di questa nuova gamma prodotti

**136 Programmi**

22 Sport – 32 Fitness – 60 Bellezza - 12 Dolore-Tens – 3 Rehab  
1 Incontinenza – 6 Serial Sequential Stimulation "3S"

## TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA NELLA NUOVA GAMMA 2013

Globus presenta una tecnologia innovativa destinata a rivoluzionare l'utilizzo dell'elettrostimolazione in ambito estetico, sportivo e medicale: la tecnologia **3S (Serial Sequential Stimulation)**.

**NEW!** **SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"**: La contrazione sequenziale dei diversi settori muscolari produce un'onda pressoria profonda nella muscolatura interessata che determina il drenaggio dei liquidi interstiziali e favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore.

**MULTI-USER**: possibilità di memorizzare fino a 3 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

**SYNCROSTIM**: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

**PREFERITI**: possibilità di memorizzare fino a 5 programmi per utente

**LAST 10**: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti


**WORK TIME**: Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio

**MY TRAINER**: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi

**FITNESS E FORMA FISICA**: Un corpo vitale e sempre in forma è una condizione essenziale per condurre una vita dinamica e piena di energia. Con SlimFit potrai effettuare, come in una palestra personale, tutti i programmi di rassodamento e tonificazione necessari a sviluppare un fisico perfetto ed efficiente, capace di assicurarti tutta la forza e l'energia che desideri.

**CORPO E BELLEZZA**: Con una dotazione completa di programmi professionali che comprende lipolisi, drenaggio, tonificazione, modellamento, lifting e massaggio, Globus SlimFit valorizza l'armonia del tuo corpo e ti aiuta ad esprimerne la bellezza e l'attrazione.

**SALUTE E BENESSERE**: Mal di schiena, dolori cervicali, sciatalgia, dolori articolari e muscolari spesso ci tormentano e ci deprimono. Le correnti TENS, endorfiniche, costanti e modulate, sopprimono il dolore e, giorno dopo giorno, ci ridanno salute, benessere e tutto il piacere di vivere.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti  
Frequenza: 0,3 – 150 Hz  
Potenza: 120 mA per canale  
Ampiezza d'impulso: 40 – 450  $\mu$ s  
Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata  
Alimentazione a batteria ricaricabile  
Dispositivo in Classe II A  
Display retroilluminato  
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

### DOTAZIONE

1 Borsa  
1 Stimolatore SlimFit  
4 Cavi per collegamento agli elettrodi  
4 Elettrodi autoadesivi quadrati  
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari  
1 Caricabatterie  
1 Manuale operativo



# SLIMFIT

## Elenco programmi

### Sport

Capillarizzazione  
 Riscaldamento  
 Riscaldamento pre-gara  
 Recupero attivo  
 Forza massima  
 Forza resistente  
 Forza esplosiva  
 Reattività  
 Recupero post-gara  
 Ipertrofia

### Fitness

Rassodamento  
 Modellamento  
 Modellamento Bio-Pulse  
 Tonificazione  
 Aumento massa  
 Jogging

### Bellezza

Drenaggio  
 Drenaggio Bio-Pulse  
 Lipolisi  
 Massaggio relax Bio-Pulse  
 Massaggio tonificante  
 Massaggio energetico  
 Massaggio connettivale  
 Braccia gonfie  
 Capillarizzazione viso  
 Definizione  
 Linea  
 Miglioramento tono pelle  
 Drenaggio post-parto  
 Lipolisi post-parto  
 Rassodamento post-parto  
 Rassodamento seno  
 Modellamento seno

### Tens

Tens antalgica convenzionale  
 Dolori mestruali  
 Tens antalgica modulata  
 Dolore ginocchio  
 Tens endorfinica  
 Dolore cronico  
 Dolore alla spalla (sindrome scapolo omerale)  
 Dolore muscolare  
 Lombalgia cronica  
 Cervicali  
 Borsiti-tendiniti  
 Osteoartrite

### Rehab

Atrofia quadricipite (con protesi ginocchio)  
 Recupero post intervento LCA  
 Prevenzione sublussazione spalla

### Incontinenza

Incontinenza mista

### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"

La lista dei programmi "3S" comprende 6 combinazioni di parametri

Area	Nome	Hz	Tempo di ritardo
Body	SerSeqStim 0,5 sec	50	0,5
	SerSeqStim 1 sec		1
	SerSeqStim 2 sec		2
	SerSeqStim 3 sec		3
	SerSeqStim 4 sec		4
	SerSeqStim serial		11
Totale	6 Programmi		

I programmi di "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie a tempi di attivazione differenti dei distretti muscolari interessati. Per "tempo di ritardo" si intendono i secondi di ritardo con cui parte l'impulso successivo.

